

1188PA19 STEELGEN

Pantalla facial protectora reutilizable de solidez incrementada que proporciona una barrera física frente a salpicaduras, según Reglamento (UE) 2016/425 sobre EPI y norma europea EN 166 (1) de protección ocular.



DESCRIPCIÓN

Alimentación
Limpieza y desinfección
Industria en general
Sanitario
Protección virus y bacterias
Especialmente certificada para protección frente al COVID-19

COMPOSICIÓN

El policarbonato del visor de Clase Óptica 1 (la más alta que permite un uso continuado), cubre ambos ojos y la cara, ofreciendo protección facial frente a la proyección de líquidos e impidiendo que el contaminante pueda penetrar en los ojos, boca o nariz. Adicionalmente, protegen de contaminación por contacto accidental de las manos con conjuntivas y mucosas. Se puede utilizar en combinación con mascarilla de protección respiratoria y gafas graduadas. Apta para uso alimentario, sanitario y salpicaduras accidentales de líquidos químicos peligrosos.
Protección frente a salpicaduras. Campo Uso 3.
Ultra ligera y ergonómica.
Desinfectable (agua y jabón, alcohol, etc.)
Esterilizables (apta para método STERRAD)
Materiales inocuos y reutilizable.
Ventilación superior e inferior anti-empañante.
Cinta elástica negra ajustable y almohadilla de confort.