


Crioracks Horizontales

Gama Aluminium / Gama Standard / Gama Premium



CrioRacks diseñados para el archivo de cajas de congelación y racks de tubos:

- Compatibles con todas las marcas de neveras y congeladores.
- Fabricados en aluminio o acero inoxidable.
- Modelos de bandejas deslizantes (serie FB) y convencionales (serie FE).
- Tres gamas de crioracks: Aluminum, Standard y Premium

Gama Aluminium

- Fabricación en aluminio de alta resistencia a oxidación y corrosión a bajas temperaturas.
- Sistema de bandejas deslizantes que facilitan el almacenamiento y búsqueda de las muestras, evitando aperturas prolongadas de la puerta de los congeladores.
- Más ligeros y económicos.




Gama Standard

- Fabricación en acero inoxidable (calidad 304) de alta resistencia a oxidación y corrosión a ultra-bajas temperaturas (+4° / -200°C), incluso en entornos de alta humedad relativa.
- Racks convencionales (serie FE) o con sistema de bandejas deslizantes (serie FB) que facilitan el almacenamiento y búsqueda de las muestras, evitando aperturas prolongadas de la puerta de los congeladores.
- Alta resistencia térmica que les proporciona cualidades de acumulador de frío, evitando un aumento de temperatura brusco para la muestra en caso de apertura de puerta prolongada, corte de suministro eléctrico o fallo del congelador.



Gama Premium

- Sistema Cool Transfer®.
Permite una mayor y más rápida transferencia de frío a las muestras:
 - Menor tiempo de congelación de las muestras.
 - Menor tiempo en alcanzar la temperatura de almacenamiento.
 - Menos oscilaciones en la temperatura de las muestras.
- Fabricación en acero inoxidable (calidad 304) con tratamiento en superficie de alta resistencia a oxidación y corrosión a ultra-bajas temperaturas (+4° / -200°C), incluso en entornos de alta humedad relativa.
- Sistema de bandejas deslizantes que facilitan el almacenamiento y búsqueda de las muestras, evitando aperturas prolongadas de la puerta de los congeladores.
- Alta resistencia térmica que les proporciona cualidades de acumulador de frío, evitando un aumento de temperatura brusco para la muestra en caso de apertura de puerta prolongada, corte de suministro eléctrico o fallo del congelador.



Serie FB Racks horizontales con sistema de bandejas


Altura max. Caja: 18 mm.
Ancho max. Caja: 136 mm.

Caja A:
90 x 130 mm.



Referencia	Modelo	Nº de bandejas	Z Altura (mm.)	Y Prof. (mm.)	X Ancho (mm.)	Capacidad Almacenam.
FB1608A	Aluminium	8	180	550	140	A: 48 u.
FB1608S	Standard					
FB1608P	Premium					
FB1610A	Aluminium	10	223	550	140	A: 60 u.
FB1610S	Standard					
FB1610P	Premium					
FB1612A	Aluminium	12	266	550	140	A: 72 u.
FB1612S	Standard					
FB1612P	Premium					
FB1614A	Aluminium	14	312	550	140	A: 84 u.
FB1614S	Standard					
FB1614P	Premium					
FB1616A	Aluminium	16	358	550	140	A: 96 u.
FB1616S	Standard					
FB1616P	Premium					
FB1408A	Aluminium	8	180	410	140	A: 32 u.
FB1408S	Standard					
FB1408P	Premium					
FB1410A	Aluminium	10	223	410	140	A: 40 u.
FB1410S	Standard					
FB1410P	Premium					
FB1412A	Aluminium	12	266	410	140	A: 48 u.
FB1412S	Standard					
FB1412P	Premium					
FB1414A	Aluminium	14	312	410	140	A: 56 u.
FB1414S	Standard					
FB1414P	Premium					
FB1416A	Aluminium	16	358	410	140	A: 64 u.
FB1416S	Standard					
FB1416P	Premium					
FB1712A	Aluminium	12	266	650	140	A: 84 u.
FB1712S	Standard					
FB1712P	Premium					
FB1714A	Aluminium	14	312	650	140	A: 98 u.
FB1714S	Standard					
FB1714P	Premium					

Ej: FB1612



Serie FB Racks horizontales con sistema de bandejas


 Altura max. Caja: 28 mm.
 Ancho max. Caja: 136 mm.

 Caja A:
 90 x 130 mm.

 Caja B:
 135 x 135 mm.


Referencia	Modelo	Nº de bandejas	Z Altura (mm.)	Y Prof. (mm.)	X Ancho (mm.)	Capacidad Almacenam.
FB267A	Aluminium	7	230	550	140	A: 42 u. B: 28 u.
FB267S	Standard					
FB267P	Premium					
FB268A	Aluminium	8	260	550	140	A: 48 u. B: 32 u.
FB268S	Standard					
FB268P	Premium					
FB269A	Aluminium	9	290	550	140	A: 54 u. B: 36 u.
FB269S	Standard					
FB269P	Premium					
FB2610A	Aluminium	10	325	550	140	A: 60 u. B: 40 u.
FB2610S	Standard					
FB2610P	Premium					
FB2611A	Aluminium	11	365	550	140	A: 66 u. B: 44 u.
FB2611S	Standard					
FB2611P	Premium					
FB2619A	Aluminium	19	590	550	140	A: 114 u. B: 76 u.
FB2619S	Standard					
FB2619P	Premium					
FB257A	Aluminium	7	230	410	140	A: 28 u. B: 21 u.
FB257S	Standard					
FB257P	Premium					
FB258A	Aluminium	8	260	410	140	A: 32 u. B: 24 u.
FB258S	Standard					
FB258P	Premium					
FB259A	Aluminium	9	290	410	140	A: 36 u. B: 27 u.
FB259S	Standard					
FB259P	Premium					
FB2510A	Aluminium	10	325	410	140	A: 40 u. B: 30 u.
FB2510S	Standard					
FB2510P	Premium					
FB2511A	Aluminium	11	365	410	140	A: 44 u. B: 33 u.
FB2511S	Standard					
FB2511P	Premium					
FB2519A	Aluminium	19	590	410	140	A: 76 u. B: 57 u.
FB2519S	Standard					
FB2519P	Premium					
FB279A	Aluminium	9	290	650	140	A: 63 u.
FB279S	Standard					
FB279P	Premium					
FB2710A	Aluminium	10	325	650	140	A: 70 u.
FB2710S	Standard					
FB2710P	Premium					

Ej: FB269



Serie FB Racks horizontales con sistema de bandejas

Altura max. Caja: 32 mm.
Ancho max. Caja: 136 mm.

Caja A:
90 x 130 mm.




Caja B:
135 x 135 mm.



Referencia	Modelo	Nº de bandejas	Z Altura (mm.)	Y Prof. (mm.)	X Ancho (mm.)	Capacidad Almacenam.
FB366A	Aluminium	6	210	550	140	A: 36 u. B: 28 u.
FB366S	Standard					
FB366P	Premium					
FB367A	Aluminium	7	250	550	140	A: 42 u. B: 28 u.
FB367S	Standard					
FB367P	Premium					
FB368A	Aluminium	8	290	550	140	A: 48 u. B: 32 u.
FB368S	Standard					
FB368P	Premium					
FB369A	Aluminium	9	330	550	140	A: 54 u. B: 36 u.
FB369S	Standard					
FB369P	Premium					
FB3610A	Aluminium	10	370	550	140	A: 60 u. B: 40 u.
FB3610S	Standard					
FB3610P	Premium					
FB3611A	Aluminium	11	410	550	140	A: 66 u. B: 44 u.
FB3611S	Standard					
FB3611P	Premium					
FB356A	Aluminium	6	210	410	140	A: 24 u. B: 18 u.
FB356S	Standard					
FB356P	Premium					
FB357A	Aluminium	7	250	410	140	A: 28 u. B: 21 u.
FB357S	Standard					
FB357P	Premium					
FB358A	Aluminium	8	290	410	140	A: 32 u. B: 24 u.
FB358S	Standard					
FB358P	Premium					
FB359A	Aluminium	9	330	410	140	A: 36 u. B: 27 u.
FB359S	Standard					
FB359P	Premium					
FB3510A	Aluminium	10	370	410	140	A: 40 u. B: 30 u.
FB3510S	Standard					
FB3510P	Premium					
FB3511A	Aluminium	11	410	410	140	A: 44 u. B: 33 u.
FB3511S	Standard					
FB3511P	Premium					
FB378A	Aluminium	8	290	650	140	A: 56 u.
FB378S	Standard					
FB378P	Premium					
FB379A	Aluminium	9	330	650	140	A: 63 u.
FB379S	Standard					
FB379P	Premium					

Ej: FB368



Serie FB Racks horizontales con sistema de bandejas

 Altura max. Caja: 55 mm.
 Ancho max. Caja: 136 mm.


 Caja A:
 90 x 130 mm.

 Caja B:
 135 x 135 mm.

 Caja C:
 135 x 270 mm.


Referencia	Modelo	Nº de bandejas	Z Altura (mm.)	Y Prof. (mm.)	X Ancho (mm.)	Capacidad Almacenam.
FB543A	Aluminium	3	180	550	140	A: 18 u. B: 12 u. C: 6 u.
FB543S	Standard					
FB543P	Premium					
FB544A	Aluminium	4	234	550	140	A: 24 u. B: 16 u. C: 8 u.
FB544S	Standard					
FB544P	Premium					
FB545A	Aluminium	5	290	550	140	A: 30 u. B: 20 u. C: 10 u.
FB545S	Standard					
FB545P	Premium					
FB546A	Aluminium	6	345	550	140	A: 36 u. B: 24 u. C: 12 u.
FB546S	Standard					
FB546P	Premium					
FB547A	Aluminium	7	410	550	140	A: 42 u. B: 28 u. C: 14 u.
FB547S	Standard					
FB547P	Premium					
FB533A	Aluminium	3	180	410	140	A: 12 u. B: 9 u. C: 3 u.
FB533S	Standard					
FB533P	Premium					
FB534A	Aluminium	4	234	410	140	A: 16 u. B: 12 u. C: 4 u.
FB534S	Standard					
FB534P	Premium					
FB535A	Aluminium	5	290	410	140	A: 20 u. B: 15 u. C: 5 u.
FB535S	Standard					
FB535P	Premium					
FB536A	Aluminium	6	345	410	140	A: 24 u. B: 18 u. C: 6 u.
FB536S	Standard					
FB536P	Premium					
FB537A	Aluminium	7	410	410	140	A: 28 u. B: 21 u. C: 7 u.
FB537S	Standard					
FB537P	Premium					
FB575A	Aluminium	5	290	650	140	A: 35 u.
FB575S	Standard					
FB575P	Premium					
FB576A	Aluminium	6	345	650	140	A: 42 u.
FB576S	Standard					
FB576P	Premium					

Ej: FB537



Serie FB Racks horizontales con sistema de bandejas

Altura max. Caja: 75 mm.
Ancho max. Caja: 136 mm.

Caja A:
135 x 135 mm.




Caja B:
135 x 270 mm.



Referencia	Modelo	Nº de bandejas	Z Altura (mm.)	Y Prof. (mm.)	X Ancho (mm.)	Capacidad Almacenam.
FB742A	Aluminium	2	164	550	140	A: 8 u. B: 4 u.
FB742S	Standard					
FB742P	Premium					
FB743A	Aluminium	3	247	550	140	A: 12 u. B: 6 u.
FB743S	Standard					
FB743P	Premium					
FB744A	Aluminium	4	330	550	140	A: 16 u. B: 8 u.
FB744S	Standard					
FB744P	Premium					
FB745A	Aluminium	5	415	550	140	A: 20 u. B: 10 u.
FB745S	Standard					
FB745P	Premium					
FB732A	Aluminium	2	164	410	140	A: 6 u. B: 2 u.
FB732S	Standard					
FB732P	Premium					
FB733A	Aluminium	3	247	410	140	A: 9 u. B: 3 u.
FB733S	Standard					
FB733P	Premium					
FB734A	Aluminium	4	330	410	140	A: 12 u. B: 4 u.
FB734S	Standard					
FB734P	Premium					
FB735A	Aluminium	5	415	410	140	A: 15 u. B: 5 u.
FB735S	Standard					
FB735P	Premium					

Ej: FB744



Altura max. Caja: 100 mm.
Ancho max. Caja: 136 mm.

Caja A:
135 x 135 mm.




Caja B:
135 x 270 mm.



Referencia	Modelo	Nº de bandejas	Z Altura (mm.)	Y Prof. (mm.)	X Ancho (mm.)	Capacidad Almacenam.
FB942A	Aluminium	2	205	550	140	A: 8 u. B: 4 u.
FB942S	Standard					
FB942P	Premium					
FB943A	Aluminium	3	305	550	140	A: 12 u. B: 6 u.
FB943S	Standard					
FB943P	Premium					
FB944A	Aluminium	4	410	550	140	A: 16 u. B: 8 u.
FB944S	Standard					
FB944P	Premium					
FB932A	Aluminium	2	205	410	140	A: 6 u. B: 2 u.
FB932S	Standard					
FB932P	Premium					
FB933A	Aluminium	3	305	410	140	A: 9 u. B: 3 u.
FB933S	Standard					
FB933P	Premium					
FB934A	Aluminium	4	410	410	140	A: 12 u. B: 4 u.
FB934S	Standard					
FB934P	Premium					

Ej: FB934



Serie FB Racks horizontales con sistema de bandejas

Altura max. Caja: 130 mm.
Ancho max. Caja: 136 mm.

Caja A:
135 x 135 mm.




Caja B:
135 x 270 mm.



Referencia	Modelo	Nº de bandejas	Z Altura (mm.)	Y Prof. (mm.)	X Ancho (mm.)	Capacidad Almacenam.
------------	--------	----------------	-------------------	------------------	------------------	----------------------

FB242A	Aluminium	2	270	550	140	A: 8 u. B: 4 u.
FB242S	Standard					
FB242P	Premium					

FB232A	Aluminium	2	270	410	140	A: 6 u. B: 2 u.
FB232S	Standard					
FB232P	Premium					



Altura max. Caja: 32 mm.
Ancho max. Caja: 175 mm.

Caja A:
85 x 175 mm.



Caja B:
175 x 175 mm.




Referencia	Modelo	Nº de bandejas	Z Altura (mm.)	Y Prof. (mm.)	X Ancho (mm.)	Capacidad Almacenam.
------------	--------	----------------	-------------------	------------------	------------------	----------------------

FBP337A	Aluminium	7	250	550	180	A: 42 u. B: 21 u.
FBP337S	Standard					
FBP337P	Premium					

FBP338A	Aluminium	8	290	550	180	A: 48 u. B: 24 u.
FBP338S	Standard					
FBP338P	Premium					

FBP339A	Aluminium	9	330	550	180	A: 54 u. B: 27 u.
FBP339S	Standard					
FBP339P	Premium					



Altura max. Caja: 32 mm.
Ancho max. Caja: 95 mm.

Caja A:
90 x 90 mm.



Caja B:
90 x 130 mm.




Referencia	Modelo	Nº de bandejas	Z Altura (mm.)	Y Prof. (mm.)	X Ancho (mm.)	Capacidad Almacenam.
------------	--------	----------------	-------------------	------------------	------------------	----------------------

FBP367A	Aluminium	7	250	550	100	A: 42 u. B: 21 u.
FBP367S	Standard					
FBP367P	Premium					

FBP368A	Aluminium	8	290	550	100	A: 48 u. B: 24 u.
FBP368S	Standard					
FBP368P	Premium					

FBP369A	Aluminium	9	330	550	100	A: 54 u. B: 27 u.
FBP369S	Standard					
FBP369P	Premium					



Serie FE Racks horizontales convencionales

Altura max. Caja: 54 mm.
 Ancho max. Caja: 132 mm.
 Fondomax. Caja: 132 mm.

Caja A:
 132 x 132 mm.




Referencia	Nº de Celdillas	Z Altura (mm.)	Y Prof. (mm.)	x Ancho (mm.)	Capacidad Almacenam.
------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	----------------------

FE544S	4 x 4	234	560	140	A: 16
FE545S	5 x 4	290	560	140	A: 20
FE546S	6 x 4	345	560	140	A: 24

FE534S	4 x 3	234	420	140	A: 12
FE535S	5 x 3	290	420	140	A: 15
FE536S	6 x 3	345	420	140	A: 18

Ej: FE544



Altura max. Caja: 75 mm.
 Ancho max. Caja: 132 mm.
 Fondomax. Caja: 132 mm.

Caja A:
 132 x 132 mm.




Referencia	Nº de Celdillas	Z Altura (mm.)	Y Prof. (mm.)	x Ancho (mm.)	Capacidad Almacenam.
------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	----------------------

FE743S	3 x 4	245	560	140	A: 12
FE744S	4 x 4	330	560	140	A: 16

FE733S	3 x 3	245	420	140	A: 9
FE734S	4 x 3	330	420	140	A: 12

Ej: FE734



Altura max. Caja: 100 mm.
 Ancho max. Caja: 132 mm.
 Fondomax. Caja: 132 mm.

Caja A:
 132 x 132 mm.




Referencia	Nº de Celdillas	Z Altura (mm.)	Y Prof. (mm.)	x Ancho (mm.)	Capacidad Almacenam.
------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	----------------------

FE942S	2 x 4	205	560	140	A: 8
FE943S	3 x 4	310	560	140	A: 12

FE932S	2 x 3	205	420	140	A: 6
FE933S	3 x 3	310	420	140	A: 9

Ej: FE943



Serie FE Racks horizontales convencionales

Altura max. Caja: 130 mm.

Ancho max. Caja: 132 mm.

Fondomax. Caja: 132 mm.


 Caja A:
132 x 132 mm.


Referencia	Nº de Celdillas	Z Altura (mm.)	Y Prof. (mm.)	X Ancho (mm.)	Capacidad Almacenam.
------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	----------------------

FE242S	2 x 4	270	560	140	A: 8
--------	-------	-----	-----	-----	------

FE232S	2 x 3	270	420	140	A: 6
--------	-------	-----	-----	-----	------

Ej: FE232



Ancho max. Caja: 132 mm.

Fondomax. Caja: 132 mm.

 Caja A:
132 x 132 mm.


Referencia	Nº de Celdillas	Z Altura (mm.)	Y Prof. (mm.)	X Ancho (mm.)
------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------

FE044S	1 x 4	234	560	140
--------	-------	-----	-----	-----

FE045S	1 x 4	290	560	140
--------	-------	-----	-----	-----

FE046S	1 x 4	345	560	140
--------	-------	-----	-----	-----

FE034S	1 x 3	234	420	140
--------	-------	-----	-----	-----

FE035S	1 x 3	290	420	140
--------	-------	-----	-----	-----

FE036S	1 x 3	345	420	140
--------	-------	-----	-----	-----

Ej: FE044

