



AUTOCLAVES DE SOBREMESA AUXILAB

Ref. ZCK016, ZCK017, ZCK018, ZCK019

- Pequeños autoclaves clase B completamente automáticos
- Fácil operación y mantenimiento
- Pantalla LCD
- Interfaz disponible en español e inglés
- Seis programas de esterilización predefinidos para materiales sólidos, porosos y huecos
- Programa de esterilización predefinido especial para la inactivación de priones
- Programa definido por el usuario
- Programas para pruebas de vacío, BD (Bowie-Dick) y Helix
- Programa de limpieza
- Posibilidad de establecer una contraseña de usuario
- Con impresora y salida USB
- Sistema de bloqueo de la puerta eléctrico y mecánico
- Protección eléctrica contra cortocircuitos



Referencia	ZCK016	ZCK017	ZCK018	ZCK019
Modelo	AXL8L	AXL12L	AXL18L	AXL22L
Capacidad	8 L	12 L	18 L	22 L
Temperatura de esterilización	105-134°C			
Tiempo de esterilización	4-60 min			
Máxima presión de trabajo	0,21-0,23 MPa			
Ciclos de vacío	1-10			
Tiempo de secado	1-25 min			
Dimensiones de la cámara	Ø170x320 mm	Ø200x360 mm	Ø250x350 mm	Ø250x450 mm
Material de la cámara	Acero inoxidable 304			
Dimensiones del equipo (LxAxH)	640 x 440 x 365 mm		670 x 500 x 435 mm	
Peso neto	45 kg	48 kg	53 kg	55 kg
Alimentación eléctrica	220V, 50Hz			
Potencia	1,95 kW			