



Puntas para macropipeta

Ref. MJQ021 - MJQ022

- Autoclavables, elaboradas en polipropileno.
- Producción en atmósfera controlada, con personal protegido con epis, bata, guantes, mascarilla. Las medidas pueden diferir algo debido al continuo proceso de moldeado.
- Datos sobre peligrosidad:
 - Salud: 0 No peligroso
 - Inflamable: 1 Inflamable (Class A)
 - Reactividad: 0 No reactivo



Datos técnicos

Referencia	MJQ021	MJQ022
Tipo	A	B
Compatible con pipeta	MGB008 (Digipette Standard)	MGB095 (Digipette Premium)
Volumen máximo	5000 μ L	
Graduación	1000 μ L, 2000 μ L, 3000 μ L, 4000 μ L y 5000 μ L	

Planos dimensiones puntas

