



Kit para centrifugación de sangre y obtención de plasma con un concentrado elevado en factores de crecimiento

COMPUESTO POR:



Centrifuga "CENTRO-4-BL"

Con cabezal oscilante (no angular) que permite la correcta separación de los diferentes concentrados. Capacidad para 4 tubos de 75x13 mm VAC. Control electrónico y lectura digital de la velocidad hasta 5000 r.p.m. y del tiempo hasta 15 minutos o para trabajos en continuo. Rampa de aceleración y frenado fijos. Mueble exterior moldeado en plástico ABS que le confiere una extraordinaria ligereza (6 Kg).
Código **7002560**



Termostato de bloque metálico "Bio-Bath"

De reducidas dimensiones, a temperatura fija de 37 °C con termómetro de control para 8 tubos de 75x13 VAC. **Nota:** Imprescindible para reducir el tiempo de espera del paciente.

MODELO

Código	Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm			Estabilidad °C	Consumo W	Peso Kg
7001561	8,8	9,6	7	0,5	8	0,5



- Código **5904013** Pipeta de volumen fijo "Dispen-Fix" 50 µl.
Código **5904014** Pipeta de volumen fijo "Dispen-Fix" 100 µl.
Código **5904017** Pipeta de volumen fijo "Dispen-Fix" 500 µl.
Código **1001562** Soporte en acero inox. para 3 pipetas.
Código **1001563** Gradilla en acero inox. para 24 tubos (6x4) de 75x13 mm VAC.
Código **1001574** Frasco Cloruro Cálcico al 10%. Envase 30 unidades. 10 ml. por frasco.
Código **1001568** Brazalete en tiras de silicona pura "Esmarch". 3 unidades.



- 1 Código **1001558** Puntas de pipetas con filtro, estériles en bolsas individuales 5-200 µl. 250 unidades.*
1 Código **1001559** Puntas de pipetas con filtro, estériles en bolsas individuales 100-1000 µl. 250 unidades.*
2 Código **1001565** Tubos VE Citrato Sódico 75x13 mm VAC, azul 4 ml estériles. Caja 100 unidades.
2 Código **1001566** Tubos 75x13mm estériles. 100 unidades, en bolsas de 4 unidades.
3 Código **1001567** Micropercusor para extracción de sangre al vacío. Caja 50 unidades. Con 2 adaptadores.

Nota: * Estos elementos están esterilizados individualmente.
Para un ambiente aséptico se recomienda la manipulación en una Cabina de Flujo Laminar.



- Código **5900499** Reloj avisador de sobremesa "Relavis" 0-60 minutos.



J.P. SELECTA ha diseñado el modelo de centrifuga y termostato de bloque metálico, de reducido tamaño, que facilite su transporte a consultas, quirófanos, centros de asistencia, etc. Para ello nuestra oferta se completa con una **maleta metálica**, robusta y ligera, que permite incorporar en su interior:

1 centrifuga "Centro-4", 1 termostato de bloque metálico "Bio-Bath", cables conectores a red para la centrifuga y el termostato, 3 pipetas de volumen fijo "Dispen-Fix", 1 gradilla 24 tubos, 1 reloj avisador "Relavis", y 2 cajas útiles para tubos, puntas, micropercusores, tiras y frascos. Incluye en su tapa interior pinzas soporte para 3 pipetas de fácil acceso. Peso total de la maleta y su contenido completo: 11,5Kg.

- Código **1001570** Maleta metálica con compartimentos de goma-espuma Armaflex, con dos cajas en metacrilato para tubos, puntas, etc.