



Agitador magnético con calefacción 4 y 6 posiciones

Ref. **LBD020** - 660/4, **LBD021** - 660/6

Los agitadores magnéticos con calefacción multiposición de Nahita-Blue ofrecen una solución compacta, robusta y versátil para la agitación simultánea de muestras. Su diseño permite mezclar líquidos o disoluciones sólido-líquido de baja viscosidad, con la posibilidad de configurar cada posición de forma sincronizada o independiente, según las necesidades del usuario.

Gracias a su sistema de calefacción integrado, este equipo no solo permite agitar, sino también calentar las muestras de forma uniforme, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren control térmico.

Características

- Alta fuerza magnética para una agitación eficaz
- Control independiente o sincronizado por estación
- Pantalla LCD de alta visibilidad



Referencia	LBD020	LBD021
Modelo	660/4	660/6
Posiciones	4	6
Capacidad de agitación máx	4x500 mL	6x500 mL
Motor	Motor sin escobillas	
Modo control	Pantalla digital y perilla	
Pantalla	Pantalla cristal líquido LCD	
Material de la placa de trabajo	Acero inoxidable 304	
Temperatura de la placa	RT-120 °C	
Tamaño barra agitación	20-50 mm	
Dirección de agitación	Hacia la derecha	
Velocidad	50-1200 rpm	
Tiempo	1min-19h59min	
Alimentación	110-220V 50/60 Hz	
Temperatura y humedad permitida	5-40°C / 80% HR	
Dimensiones	315x220x65 mm	430x220x65 mm