



Agitador magnético con calefacción

Ref. **LBB007** - 670/1, **LBD022** - 670/2

El agitador magnético con calefacción Nahita-Blue combina un diseño moderno con una estructura compacta y robusta, ofreciendo una gran versatilidad de uso y un manejo sencillo. Es ideal para la agitación y calentamiento de mezclas de baja viscosidad, tanto líquidas como sólido-líquidas.

Está disponible en dos versiones: analógica y digital.

Características

- Recubrimiento cerámico resistente a la corrosión, que proporciona durabilidad y protección frente a productos químicos
- Placa calefactora fabricada en aluminio fundido a presión, que garantiza un calentamiento rápido y una distribución uniforme del calor
- Sistema de protección contra sobrecalentamiento con desconexión automática al superar los 310°C, garantizando la seguridad del equipo y del usuario
- Pinza con tres orificios para la sujeción de sondas (LBD022)



Referencia	LBB007	LBD022
Modelo	670/1	670/2
Motor	Motor sin escobillas	
Soporte	No incluido	Incluido
Capacidad de agitación máx	2 l (H ₂ O)	
Modo control	Perilla	Pantalla digital y perilla
Velocidad	200-1500 rpm	
Tamaño barra agitación	30 mm	
Tamaño plato	Ø 135 mm	
Temperatura plato	RT-240 °C	RT-280 °C
Sensor temperatura	NO	PT1000
Potencia	110 W	200 W
Alimentación	110-220V 50/60 Hz	
Dimensiones	255x155x90 mm	