



MINI AGITADOR MAGNÉTICO MODELO 684

Ref. LBG014

Agitador magnético compacto y eficiente, ideal para aplicaciones básicas en laboratorio. Diseñado para ofrecer una agitación uniforme y fiable en volúmenes de hasta 1 L.



Características

- **Tipo de control:** analógico, para un ajuste simple y directo de la velocidad
- **Rango de velocidad:** 350-1800 rpm, ajustable manualmente
- **Diámetro del plato de agitación:** 125 mm con superficie antideslizante
- **Volumen máximo de agitación:** 1 litro (H₂O)
- **Tipo de motor:** Motor sin escobillas libre de mantenimiento

Especificaciones técnicas

Referencia	LBG014
Modelo	Modelo 684
Control	Perilla
Diámetro plato agitación	125 mm
Material plato agitación	PVC
Volumen máx. agitación	1 L (H ₂ O)
Velocidad	350-1800 rpm
Rango tamaño varilla de agitación	20-30 mm
Dirección rotación	Hacia la derecha
Condiciones trabajo	5-40 °C / 80% HR
Nivel de protección	IP21
Potencia	5 W
Alimentación	100-240 V 50/60 Hz
Dimensiones	138x130x41 mm
Peso	0.20 Kg