



AGITADOR VORTEX MODELO 740

Ref. LGB009

El agitador vórtex modelo 740 de Nahita-Blue es compacto y eficiente, ideal para aplicaciones básicas en laboratorio. Diseñado para ofrecer una agitación uniforme y fiable en volúmenes de hasta 50 ml, este dispositivo es adecuado para tareas en distintos campos.



Características

- **Tamaño compacto:** Diseño pequeño y fácil de manipular
- **Tipo de control:** funcionamiento por presión (touch) para una operación sencilla
- **Velocidad de agitación:** 3000 rpm constantes
- **Orbita de agitación:** 4.5 mm
- **Capacidad máxima de agitación:** 50 ml
- **Tipo de motor:** Motor sin escobillas libre de mantenimiento

Especificaciones técnicas

Referencia	LGB009
Modelo	Modelo 740
Control	Estilo táctil (velocidad fija)
Material base	Aleación de zinc
Diámetro orbital	4.5 mm
Volumen máx. agitación	50 ml
Velocidad	3000 rpm
Condiciones trabajo	5-40 °C / 80% HR
Nivel de protección	IP42
Potencia	12 W
Alimentación	100-240 V 50/60 Hz
Dimensiones	93x93x72 mm
Peso	0.40 Kg