



Agitador de varilla digital, modelo 687

Ref. LLB007

- Modelo digital, con pantalla LCD.
- Gran capacidad de agitación. Tres modos de agitación: rotación en sentido horario, antihorario y alterna horario/antihorario.
- Carcasa de plástico y cabezal de acero inoxidable. Motor sin escobillas. Protección contra sobrecarga del motor. Se suministra con soporte y varilla de agitación.
- Dos años de garantía.

Pantalla

LCD retroiluminada
con fondo azul

Material equipo

- 1/ Carcasa de plástico
- 2/ Cabezal en acero inoxidable

INCLUYE

Se suministra con soporte y varilla
de agitación de acero inoxidable



Accesorios compatibles

- **Varillas Nahita-blue:**
LLF015, LLF016, LLF017, LLF018, LLF019
- **Varillas RSLAB:**
LLF002, LLF003, LLF004, LLF005

Especificaciones técnicas

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Referencia | LLB007 |
| Capacidad máxima de agitación (L) | 40 |
| Rango de velocidad (rpm) | 100-2500 |
| Precisión de velocidad (rpm) | ±1 |
| Operación continua | Si |
| Operación con temporización | Si |
| Viscosidad máxima (mPas) | 15000 |
| Pantalla | LCD |
| Tamaño de la base del soporte (mm) | 200 x 300 |
| Tipo de motor | Sin escobillas |
| Alimentación eléctrica | 100-240V, 50/60Hz |
| Potencia (W) | 80 |
| Clase de protección | IP22 |
| Peso (kg) | 7,5 |