




Agitador de varillas digital

Ref. LLB008 - 688

El agitador de varillas Modelo 688 de Nahita-Blue incorpora un diseño avanzado de nivel internacional y tecnología de fabricación de vanguardia. Presenta una estructura compacta y robusta, con un diseño moderno y funcional. Su alta versatilidad y facilidad de uso lo convierten en un equipo ideal para diversos tipos de aplicaciones científicas.

Este agitador está especialmente diseñado para la agitación de líquidos de alta viscosidad, como mezclas líquidas y mezclas sólido-líquido.



Características

- Estructura en forma de 'H' para mayor estabilidad y resistencia
- Pantalla digital intuitiva con botones para un fácil ajuste de velocidad y tiempo

Referencia	LLB008
Modelo	688
Control	Pantalla digital con botones
Rango velocidad	100-1200 rpm
Incremento velocidad	10 rpm
Tiempo	0-24 h
Capacidad máxima	5 l
Máxima viscosidad	5000 mPas
Motor	Motor sin escobillas
Torque máximo	10 N.cm
Rango diámetro del portabrocas	1-10 mm
Potencia	36 W
Alimentación	100-220V 50/60 Hz
Dimensiones	134x70x173 mm