




Cinta indicadora de esterilizado

Ref. ZCM008

La cinta indicadora de esterilizado está diseñada específicamente para utilizarse en autoclaves con el objetivo de monitorear el proceso de esterilización en entornos médicos y de laboratorio.



Características:

- Cinta fabricada con un adhesivo resistente al calor que asegura su adherencia a diferentes superficies
- Cambio de color, de blanco a marrón, cuando se alcanzan las condiciones de esterilización adecuadas (autoclavar 20 min a 121°C, 10 min a 125°C o 5 min a 135°)
- La tinta indicadora está libre de plomo, lo que la hace segura tanto para el medio ambiente como para los usuarios.

Referencia	ZCM008
Longitud total (m)	50
Largo (mm)	19