



Selladora para bolsas de papel para esterilizar

Ref. ZZC002

Equipo diseñado para garantizar un cierre hermético y seguro para bolsas y material termoplástico.

- Fabricado en aluminio, con 4 patas de goma en la base
- Fácil de operar, basta con presionar y soltar. Corte manual por cuchilla deslizable.
- Consumo reducido debido a que solo se consume energía cuando el brazo de sellado es presionado
- Control ajustable con 8 niveles para regular el tiempo de calor en segundos según el grosor del material utilizado
- Indicador luminoso en rojo durante el tiempo de calentamiento
- Incluye una cuchilla de recambio, 2 telas cubrerresistencias de PTFE y 2 resistencias.



Referencia	ZZC002
Anchura de sellado	3 mm
Longitud máx. de sellado	300 mm
Espesor de plástico máx.	0.4 mm
Dimensiones	440x85x245* mm
Consumo	550 W
Peso	3.50 kg

*altura con el brazo liberado