



HOMOGENEIZADOR ANALÓGICO H-2

Ref. ZHB006

El homogeneizador de alta velocidad H-2 Nahita permite homogeneizar de manera eficiente materiales triturados en medios líquidos, mediante la acción de corte y dispersión generada por su cabezal. Su operación de alta velocidad garantiza una mezcla líquida uniforme de los materiales, cumpliendo con altos estándares de homogeneización, emulsificación y dispersión.



Aplicación: Ideal para investigación, desarrollo de productos, control de calidad y procesos educativos.



Velocidad: Rango de 8.000 a 30.000 rpm con 6 niveles de ajuste.



Capacidad: Procesa volúmenes de 150 a 10.000 mL.



Estructura: Base metálica con tapiz antideslizante y varillas de soporte incluidos.



Accesorio: Incluye paleta de Ø25 mm apta para volúmenes de 250-5000 mL

Referencia	ZHB006
Modelo	H-2
Tipo	Modelo con alimentación por cable
Motor	Sin escobillas
Rango Velocidad total	8.000-30.000 rpm
Ajuste de la velocidad	Ajuste uniforme, 6 niveles de velocidad
Capacidad total	150-10.000 mL
Paleta incluida	Ø25 (para volúmenes 250-5000 mL)
Material paleta	Acero inoxidable 316
Temperatura ambiente/Humedad	5-40°C/ 80% HR
Alimentación	220vAC - 50Hz
Consumo	1300 W
Dimensiones	350x250x650 mm
Peso	10.40 kg

Accesorios para ZHB006:

- Fabricados en acero inoxidable 316

Ref.	Dim. varilla	Para capacidades	Rango de vel.	Viscosidad recomendada
ZHD020	Ø18x225 mm	150-3.000 mL	10.000-30.000 rpm	5.000 mPas
ZHD021	Ø25x225 mm	250-5.000 mL	9.000-28.000 rpm	8.000 mPas
ZHD022	Ø36x225 mm	500-10.000 mL	8.000-25.000 rpm	10.000 mPas