

THERMOTRACK MOBILE EDITION

FUNCIONES PRINCIPALES

- Lectura de los Thermo y Hygro Botones en su Smartphone y su Tablet Android
- Verificación de las Alarmas con temporización
- Reactivación de la Misión

VENTAJAS

- Controles móviles sobre el terreno
- Operación simple
- Conexión directa con todos los software Thermotrack
- Aplicación gratuita

DESCRIPCIÓN

Thermotrack-Mobile Edition es una aplicación gratuita que le permite usar los loggers de temperatura Thermo Botones y Hygro Botones sobre el terreno con su Smartphone o su Tablet Android.

Así se puede rápidamente:

- Controlar las superaciones de temperatura sobre el terreno
- Descargar los datos en su Smartphone
- Transferir los datos a la aplicación que desee
- Arrancar un nuevo registro del Thermo Botón o Hygro Botón.

Descargue la aplicación gratuitamente el Google Play Store*. Solo tiene que adquirir un lector de Thermo Botón a través de su distribuidor Plug and Track.



CONTROL DE LAS ALARMAS

Enchufar un Thermo Botón en el lector y pulsar en el icono «Alarma». El icono aparece en

- **Verde** si no se alcanzaron los límites mini y maxi
- **Naranja** si se superaron los límites, durante un tiempo aceptable (Temporización programada en el Thermo Botón)
- **Rojo** si se superaron los límites y la temporización

Funciona con

Thermotrack PC
Thermotrack-Online
Thermotrack-Webserve



LECTURA Y TRANSFERENCIA

Los datos se pueden archivar a bordo de su Smartphone y transferir en software que quiera. Los puede verificar, imprimir y archivar en Thermotrack PC, Thermotrack Online o Thermotrack Webserve. También los puede recuperar en XML para integrarlos en cualquier otro software.

No es necesario tener una suscripción 3G. Los datos se pueden enviar en Wi-Fi de vuelta a la oficina.

REACTIVACIÓN DE LA MISIÓN

Si quiere borrar los datos y empezar un nuevo registro, use el icono «Relaunch».

* Siempre que sea compatible. Verifique la compatibilidad desde su Smartphone en el Google Play Store