

Tubos TYGON™

Modelo	Código	Diámetro interior (mm)	Diámetro exterior (mm)	Grosor (mm)	Radio de curvatura mín. (mm)	Presión de trabajo 23º (bar)	Vacío (mm Hg)	Temperatura de trabajo (°C)	Temperatura de rotura (°C)	Dureza (° Shore A)	Densidad (g/cm3)	Longitud (m)
TYGON® R-3603	T3601-13	0,8	2,4	0,8	3	5,52	759	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3602-13	1,6	3,2	0,8	6	3,1	759	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3602-23	1,6	4,8	1,6	3	3,1	759	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3603-13	2,4	4	0,8	10	2,07	759	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3603-23	2,4	5,6	1,6	6	3,79	759	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3604-13	3,2	4,8	0,8	13	1,72	508	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3604-23	3,2	6,4	1,6	10	3,1	759	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3605-13	4	5,6	0,8	10	1,38	305	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3605-23	4	7,2	1,6	13	2,41	759	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3606-13	4,8	6,4	0,8	25	1,38	229	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3606-23	4,8	8	1,6	16	2,07	759	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3606-33	4,8	9,6	2,4	13	2,76	759	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3606-43	4,8	11,2	3,2	10	3,79	759	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3608-13	6,4	8	0,8	41	1,03	127	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3608-23	6,4	9,6	1,6	25	1,72	508	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3608-33	6,4	11,2	2,4	19	2,41	759	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3608-43	6,4	12,8	3,2	13	2,76	759	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3610-23	8	11,2	1,6	35	1,38	330	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3610-33	8	12,8	2,4	25	2,07	759	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3610-43	8	14,4	3,2	22	2,41	759	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3610-53	8	16	4	19	3,1	759	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3612-23	9,5	12,7	1,6	38	1,38	229	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3612-33	9,5	14,3	2,4	35	1,72	533	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3612-43	9,5	15,9	3,2	29	2,07	759	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3614-23	11,1	14,3	1,6	57	1,03	178	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3614-33	11,1	15,9	2,4	44	1,38	381	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3614-43	11,1	17,5	3,2	35	1,72	711	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3616-23	12,7	15,9	1,6	73	0,69	127	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3616-33	12,7	17,5	2,4	57	1,38	305	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3616-43	12,7	19,1	3,2	38	1,72	533	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3616-53	12,7	20,7	4	38	2,07	759	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3618-33	14,3	19,1	2,4	63	1,03	229	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3618-43	14,3	20,7	3,2	51	1,38	432	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3620-33	15,9	20,7	2,4	76	1,03	178	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3620-43	15,9	22,3	3,2	60	1,38	330	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3620-53	15,9	23,9	4	51	1,72	533	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3622-33	17,5	22,3	2,4	89	1,03	152	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3624-43	19	25,4	3,2	83	1,24	229	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3624-53	19	27	4	70	1,38	381	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3624-63	19	28,6	4,8	60	1,72	533	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3624-83	19	31,8	6,4	51	2,07	759	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3628-43	22,2	28,6	3,2	105	1,03	178	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3628-53	22,2	30,2	4	89	1,38	279	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3632-43	25,4	31,8	3,2	121	1,03	127	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3632-63	25,4	35	4,8	102	1,38	305	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3632-83	25,4	38,2	6,4	76	1,72	533	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3636-63	28,6	38,2	4,8	114	1,24	229	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3640-43	31,8	38,2	3,2	200	0,83	76	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3640-63	31,8	41,4	4,8	140	1,03	178	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3648-63	38,1	47,7	4,8	184	1,03	127	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3648-83	38,1	50,9	6,4	149	1,24	229	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3656-83	44,5	57,3	6,4	191	1,1	178	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3664-83	50,8	63,6	6,4	238	1,03	127	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T3608-103	2	4	1	7	2,76	759	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T360C-103	3	5	1	13	2,07	759	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T360D-103	4	6	1	16	1,72	533	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T360E-153	5	8	1,5	19	2,07	759	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T360F-153	6	9	1,5	22	1,72	559	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T360G-153	7	10	1,5	29	1,38	381	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T360H-203	8	12	2	29	1,72	533	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® R-3603	T360I-203	10	14	2	42	1,38	356	+74 (vapor / O.E.)	-50	55	1,18	15
TYGON® E-LFL	AVX42003	1,6	4,8	1,6	6	3,5	760	+74 (vapor / O.E.)	-55	56	1,17	7,5
TYGON® E-LFL	AVX42007	3,2	6,4	1,6	13	2,3	760	+74 (vapor / O.E.)	-55	56	1,17	7,5
TYGON® E-LFL	AVX42012	4,8	8	1,6	19	1,7	760	+74 (vapor / O.E.)	-55	56	1,17	7,5
TYGON® E-LFL	AVX42017	6,4	9,6	1,6	25	1,4	381	+74 (vapor / O.E.)	-55	56	1,17	7,5
TYGON® E-LFL	AVX42019	6,4	12,8	3,2	19	2,4	760	+74 (vapor / O.E.)	-55	56	1,17	7,5
TYGON® E-LFL	AVX42022	8	11,2	1,6	32	1,1	254	+74 (vapor / O.E.)	-55	56	1,17	7,5
TYGON® E-LFL	AVX42029	9,5	15,9	3,2	25	1,7	760	+74 (vapor / O.E.)	-55	56	1,17	7,5
TYGON® E-LFL	AVX42038	12,7	19,1	3,2	38	1,4	508	+74 (vapor / O.E.)	-55	56	1,17	7,5
TYGON® E-LFL	AVX06057	19	31,8	6,4	44	1,7	760	+74 (vapor / O.E.)	-55	56	1,17	3
TYGON® E-LFL	AVX06064	25,4	35	4,8	83	1	127	+74 (vapor / O.E.)	-55	56	1,17	3
TYGON® 2375	AIK00002	1,6	3,2	0,8	6	2,76	759	+54 (vapor / O.E. / Radiación)	-59	75	0,90	15
TYGON® 2375	AIK00003	1,6	4,8	1,6	3	4,48	759	+54 (vapor / O.E. / Radiación)	-59	75	0,90	15
TYGON® 2375	AIK00004	2,4	4	0,8	6	1,72	759	+54 (vapor / O.E. / Radiación)	-59	75	0,90	15
TYGON® 2375	AIK00007	3,2	6,4	1,6	6	2,76	759	+54 (vapor / O.E. / Radiación)	-59	75	0,90	15
TYGON® 2375	AIK00009	4	5,6	0,8	6	1,38	759	+54 (vapor / O.E. / Radiación)	-59	75	0,90	15

Tubos TYGON™

Modelo	Código	Diámetro interior (mm)	Diámetro exterior (mm)	Grosor (mm)	Radio de curvatura mín. (mm)	Presión de trabajo 23º (bar)	Vacío (mm Hg)	Temperatura de trabajo (°C)	Temperatura de rotura (°C)	Dureza (° Shore A)	Densidad (g/cm3)	Longitud (m)
TYGON® 2375	AJK00012	4,8	8	1,6	13	2,07	759	+54 (vapor / O.E. / Radiación)	-59	75	0,90	15
TYGON® 2375	AJK00017	6,4	9,6	1,6	19	1,38	759	+54 (vapor / O.E. / Radiación)	-59	75	0,90	15
TYGON® 2375	AJK00022	8	11,2	1,6	32	1,38	759	+54 (vapor / O.E. / Radiación)	-59	75	0,90	15
TYGON® 2375	AJK00027	9,5	12,7	1,6	38	1,17	508	+54 (vapor / O.E. / Radiación)	-59	75	0,90	15
TYGON® 2375	AJK00029	9,5	15,9	3,2	29	1,72	759	+54 (vapor / O.E. / Radiación)	-59	75	0,90	15
TYGON® 2375	AJK00038	12,7	19,1	3,2	38	1,72	759	+54 (vapor / O.E. / Radiación)	-59	75	0,90	15
TYGON® 2375	AJK00046	15,9	22,3	3,2	63	1,38	759	+54 (vapor / O.E. / Radiación)	-59	75	0,90	15
TYGON® 2375	AJK00053	19	25,4	3,2	70	1,17	508	+54 (vapor / O.E. / Radiación)	-59	75	0,90	7,5
TYGON® 2375	AJK42064	25,4	35	4,8	83	1,31	635	+54 (vapor / O.E. / Radiación)	-59	75	0,90	7,5
TYGON® 2475 I.B.	ACX00019	6,4	12,8	3,2	10	15,5	759	+52 (O.E. / Radiación)	-78	72	0,90	15
TYGON® 2475 I.B.	ACX00029	9,5	15,9	3,2	25	14,5	759	+52 (O.E. / Radiación)	-78	72	0,90	15
TYGON® 2475 I.B.	ACX00038	12,7	19,1	3,2	25	15,9	759	+52 (O.E. / Radiación)	-78	72	0,90	15
TYGON® 2475 I.B.	ACX00046	15,9	22,3	3,2	44	9,3	759	+52 (O.E. / Radiación)	-78	72	0,90	15
TYGON® 2475 I.B.	ACX00054	19	27	4	32	9,3	759	+52 (O.E. / Radiación)	-78	72	0,90	15
TYGON® 2475 I.B.	ACX42064	25,4	35	4,8	89	8,6	759	+52 (O.E. / Radiación)	-78	72	0,90	7,5
TYGON® 2475	ACG00003	1,6	4,8	1,6	3	5,86	759	+52 (O.E. / Radiación)	-78	72	0,90	15
TYGON® 2475	ACG00007	3,2	6,4	1,6	6	3,44	759	+52 (O.E. / Radiación)	-78	72	0,90	15
TYGON® 2475	ACG00012	4,8	8	1,6	13	2,75	759	+52 (O.E. / Radiación)	-78	72	0,90	15
TYGON® 2475	ACG00017	6,4	9,6	1,6	19	2,06	759	+52 (O.E. / Radiación)	-78	72	0,90	15
TYGON® 2475	ACG00022	8	11,2	1,6	35	1,24	759	+52 (O.E. / Radiación)	-78	72	0,90	15
TYGON® 2475	ACG00027	9,5	12,7	1,6	44	1,37	635	+52 (O.E. / Radiación)	-78	72	0,90	15
TYGON® 2475	ACG00038	12,7	19,1	3,2	38	1,99	759	+52 (O.E. / Radiación)	-78	72	0,90	15
TYGON® 2475	ACG00046	15,9	22,3	3,2	57	1,72	759	+52 (O.E. / Radiación)	-78	72	0,90	15
TYGON® 2475	ACG00053	19	25,4	3,2	86	1,44	759	+52 (O.E. / Radiación)	-78	72	0,90	15
TYGON® 2475	ACG00064	25,4	35	4,8	76	1,37	759	+52 (O.E. / Radiación)	-78	72	0,90	7,5
TYGON® F4040-A	T4003-C3	2	3,5	0,8	6	2,76	759	+74	-37	57	1,26	15
TYGON® F4040-A	T4003-D3	2,4	4,8	1,2	6	3,45	759	+74	-37	57	1,26	15
TYGON® F4040-A	T4004-23	3,2	6,4	1,6	10	3,45	759	+74	-37	57	1,26	15
TYGON® F4040-A	T4006-23	4,8	8	1,6	16	2,41	759	+74	-37	57	1,26	15
TYGON® F4040-A	T4008-23	6,4	9,6	1,6	25	2,07	559	+74	-37	57	1,26	15
TYGON® F4040-A	T4010-23	8	11,2	1,6	35	1,72	356	+74	-37	57	1,26	15
TYGON® F4040-A	T4012-23	9,5	12,7	1,6	48	1,38	254	+74	-37	57	1,26	15
TYGON® F4040-A	T4012-43	9,5	15,9	3,2	29	2,41	759	+74	-37	57	1,26	15
TYGON® F4040-A	T4014-23	11,1	14,3	1,6	60	1,03	178	+74	-37	57	1,26	15
TYGON® F4040-A	T4016-23	12,7	15,9	1,6	73	1,03	127	+74	-37	57	1,26	15
TYGON® F4040-A	T4016-43	12,7	19,1	3,2	44	2,07	559	+74	-37	57	1,26	15
TYGON® F4040-A	T4020-43	15,9	22,3	3,2	64	1,72	356	+74	-37	57	1,26	15
TYGON® F4040-A	T4024-43	19	25,4	3,2	83	1,38	254	+74	-37	57	1,26	15
TYGON® S-50-HL	T5001-13	0,8	2,4	0,8	3	6,84	759	+74 (vapor / O.E. / Radiación)	-48	66	1,20	15
TYGON® S-50-HL	T5002-13	1,6	3,2	0,8	6	3,74	759	+74 (vapor / O.E. / Radiación)	-48	66	1,20	15
TYGON® S-50-HL	T5002-23	1,6	4,8	1,6	3	6,84	759	+74 (vapor / O.E. / Radiación)	-48	66	1,20	15
TYGON® S-50-HL	T5003-13	2,4	4	0,8	10	2,04	759	+74 (vapor / O.E. / Radiación)	-48	66	1,20	15
TYGON® S-50-HL	T5003-23	2,4	5,6	1,6	6	4,76	759	+74 (vapor / O.E. / Radiación)	-48	66	1,20	15
TYGON® S-50-HL	T5004-13	3,2	4,8	0,8	13	2,04	635	+74 (vapor / O.E. / Radiación)	-48	66	1,20	15
TYGON® S-50-HL	T5004-23	3,2	6,4	1,6	10	3,74	759	+74 (vapor / O.E. / Radiación)	-48	66	1,20	15
TYGON® S-50-HL	T5005-13	4	5,6	0,8	19	1,7	381	+74 (vapor / O.E. / Radiación)	-48	66	1,20	15
TYGON® S-50-HL	T5005-23	4	7,2	1,6	13	3,06	759	+74 (vapor / O.E. / Radiación)	-48	66	1,20	15
TYGON® S-50-HL	T5006-13	4,8	6,4	0,8	25	1,36	254	+74 (vapor / O.E. / Radiación)	-48	66	1,20	15
TYGON® S-50-HL	T5006-23	4,8	8	1,6	16	2,72	759	+74 (vapor / O.E. / Radiación)	-48	66	1,20	15
TYGON® S-50-HL	T5006-33	4,8	9,6	2,4	13	3,74	759	+74 (vapor / O.E. / Radiación)	-48	66	1,20	15
TYGON® S-50-HL	T5006-43	4,8	11,2	3,2	10	4,76	759	+74 (vapor / O.E. / Radiación)	-48	66	1,20	15
TYGON® S-50-HL	T5008-13	6,4	8	0,8	41	1,22	127	+74 (vapor / O.E. / Radiación)	-48	66	1,20	15
TYGON® S-50-HL	T5008-23	6,4	9,6	1,6	25	2,04	635	+74 (vapor / O.E. / Radiación)	-48	66	1,20	15
TYGON® S-50-HL	T5008-33	6,4	11,2	2,4	19	3,06	759	+74 (vapor / O.E. / Radiación)	-48	66	1,20	15
TYGON® S-50-HL	T5008-43	6,4	12,8	3,2	15	3,74	759	+74 (vapor / O.E. / Radiación)	-48	66	1,20	15
TYGON® S-50-HL	T5010-23	8	11,2	1,6	34	1,7	381	+74 (vapor / O.E. / Radiación)	-48	66	1,20	15
TYGON® S-50-HL	T5010-33	8	12,8	2,4	25	2,38	759	+74 (vapor / O.E. / Radiación)	-48	66	1,20	15
TYGON® S-50-HL	T5010-43	8	14,4	3,2	22	3,06	759	+74 (vapor / O.E. / Radiación)	-48	66	1,20	15
TYGON® S-50-HL	T5012-23	9,5	12,7	1,6	44	1,36	254	+74 (vapor / O.E. / Radiación)	-48	66	1,20	15
TYGON® S-50-HL	T5012-33	9,5	14,3	2,4	34	2,04	635	+74 (vapor / O.E. / Radiación)	-48	66	1,20	15
TYGON® S-50-HL	T5012-43	9,5	15,9	3,2	28	2,72	759	+74 (vapor / O.E. / Radiación)	-48	66	1,20	15
TYGON® S-50-HL	T5014-23	11,1	14,3	1,6	57	1,36	203	+74 (vapor / O.E. / Radiación)	-48	66	1,20	15
TYGON® S-50-HL	T5014-33	11,1	15,9	2,4	44	1,7	457	+74 (vapor / O.E. / Radiación)	-48	66	1,20	15
TYGON® S-50-HL	T5014-43	11,1	17,5	3,2	35	2,38	759	+74 (vapor / O.E. / Radiación)	-48	66	1,20	15
TYGON® S-50-HL	T5016-23	12,7	15,9	1,6	73	1,22	152	+74 (vapor / O.E. / Radiación)	-48	66	1,20	15
TYGON® S-50-HL	T5016-33	12,7	17,5	2,4	54	1,7	381	+74 (vapor / O.E. / Radiación)	-48	66	1,20	15
TYGON® S-50-HL	T5016-43	12,7	19,1	3,2	44	2,04	635	+74 (vapor / O.E. / Radiación)	-48	66	1,20	15
TYGON® S-50-HL	T5018-33	14,3	19,1	2,4	63	1,36	254	+74 (vapor / O.E. / Radiación)	-48	66	1,20	15
TYGON® S-50-HL	T5020-33	15,9	20,7	2,4	76	1,36	229	+74 (vapor / O.E. / Radiación)	-48	66	1,20	15
TYGON® S-50-HL	T5020-43	15,9	22,3	3,2	69	1,7	381	+74 (vapor / O.E. / Radiación)	-48	66	1,20	15
TYGON® S-50-HL	T5020-53	15,9	23,9	4	51	2,04	635	+74 (vapor / O.E. / Radiación)	-48	66	1,20	15
TYGON® S-50-HL	T5024-43	19	25,4	3,2	83	1,36	254	+74 (vapor / O.E. / Radiación)	-48	66	1,20	15
TYGON® S-50-HL	T5028-43	22,2	28,6	3,2	105	1,36	203	+74 (vapor / O.E. / Radiación)	-48	66	1,20	15
TYGON® S-50-HL	T5032-43	25,4	31,8	3,2	130	1,22	127	+74 (vapor / O.E. / Radiación)	-48	66	1,20	15
TYGON® B-44-4X	T4401-13	0,8	2,4	0,8	3	6,89	759	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4402-13	1,6	3,2	0,8	6	4,14	759	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15

Tubos TYGON™

Modelo	Código	Diámetro interior (mm)	Diámetro exterior (mm)	Grosor (mm)	Radio de curvatura mín. (mm)	Presión de trabajo 23º (bar)	Vacío (mm Hg)	Temperatura de trabajo (°C)	Temperatura de rotura (°C)	Dureza (° Shore A)	Densidad (g/cm3)	Longitud (m)
TYGON® B-44-4X	T4402-23	1,6	4,8	1,6	3	6,89	759	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4403-13	2,4	4	0,8	10	2,96	759	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4404-13	3,2	4,8	0,8	13	2,34	635	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4404-23	3,2	6,4	1,6	10	4,14	759	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4405-13	4	5,6	0,8	19	1,93	406	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4405-23	4	7,2	1,6	13	3,45	759	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4406-13	4,8	6,4	0,8	25	1,72	279	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4406-23	4,8	8	1,6	16	2,96	759	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4406-33	4,8	9,6	2,4	13	4,14	759	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4408-23	6,4	9,6	1,6	25	2,34	635	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4408-33	6,4	11,2	2,4	19	3,24	759	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4408-43	6,4	12,8	3,2	16	4,14	759	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4410-23	8	11,2	1,6	35	1,93	406	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4410-33	8	12,8	2,4	25	2,76	759	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4410-43	8	14,4	3,2	22	3,45	759	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4410-53	8	16	4	19	4,14	759	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4412-23	9,5	12,7	1,6	44	1,72	279	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4412-33	9,5	14,3	2,4	35	2,34	635	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4412-43	9,5	15,9	3,2	29	3,03	759	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4414-23	11,1	14,3	1,6	57	1,52	203	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4414-33	11,1	15,9	2,4	44	2,07	482	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4416-23	12,7	15,9	1,6	73	1,31	152	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4416-33	12,7	17,5	2,4	54	1,86	356	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4416-43	12,7	19,1	3,2	44	2,34	635	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4416-53	12,7	20,7	4	38	2,76	759	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4420-33	15,9	20,7	2,4	76	1,59	229	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4420-43	15,9	22,3	3,2	60	2	406	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4420-53	15,9	23,8	4	51	2,41	660	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4424-43	19	25,4	3,2	83	1,72	279	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4424-53	19	27	4	70	2,07	457	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4424-63	19	28,6	4,8	60	2,34	660	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4424-83	19	31,8	6,4	51	2,96	759	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4428-43	22,2	28,6	3,2	105	1,52	203	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4432-43	25,4	31,8	3,2	130	1,38	152	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4432-53	25,4	33,3	4	111	1,65	254	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4432-63	25,4	35	4,8	95	1,86	356	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4432-83	25,4	38,2	6,4	76	2,34	635	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4436-43	28,6	35	3,2	159	1,24	127	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4440-63	31,8	41,4	4,8	140	1,59	229	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4448-83	38,1	50,9	6,4	150	1,72	279	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X	T4464-82	50,8	63,6	6,4	238	1,31	152	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	6
TYGON® B-44-4X	T4464-163	50,8	76,2	12,7	140	2,34	635	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	6
TYGON® B-44-4X	T4480-82	63,5	76,3	6,4	340	1,1	102	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	6
TYGON® B-44-4X	T4480-122	63,5	82,5	9,5	254	1,59	229	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	6
TYGON® B-44-4X	T4496-82	76,2	89	6,4	457	0,97	51	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	6
TYGON® B-44-4X	T4499-162	101,6	127	12,7	432	1,31	152	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	6
TYGON® B-44-EU	T4401-13EU	0,8	2,4	0,8	3	6,89	759	+74 (O.E. / Radiación)	-35	64	1,21	15
TYGON® B-44-EU	T4402-13EU	1,6	3,2	0,8	6	4,14	759	+74 (O.E. / Radiación)	-35	64	1,21	15
TYGON® B-44-EU	T4404-13EU	3,2	4,8	0,8	13	2,34	635	+74 (O.E. / Radiación)	-35	64	1,21	15
TYGON® B-44-EU	T4404-23EU	3,2	6,4	1,6	10	4,14	759	+74 (O.E. / Radiación)	-35	64	1,21	15
TYGON® B-44-EU	T4405-23EU	4	7,2	1,6	13	3,45	759	+74 (O.E. / Radiación)	-35	64	1,21	15
TYGON® B-44-EU	T4406-23EU	4,8	8	1,6	16	2,96	759	+74 (O.E. / Radiación)	-35	64	1,21	15
TYGON® B-44-EU	T4408-23EU	6,4	9,6	1,6	25	2,34	635	+74 (O.E. / Radiación)	-35	64	1,21	15
TYGON® B-44-EU	T4412-23EU	9,5	12,7	1,6	44	1,72	279	+74 (O.E. / Radiación)	-35	64	1,21	15
TYGON® B-44-EU	T4412-43EU	9,5	15,9	3,2	29	3,03	759	+74 (O.E. / Radiación)	-35	64	1,21	15
TYGON® B-44-EU	T4416-23EU	12,7	15,9	1,6	73	1,31	152	+74 (O.E. / Radiación)	-35	64	1,21	15
TYGON® B-44-EU	T4416-43EU	12,7	19,1	3,2	44	2,34	635	+74 (O.E. / Radiación)	-35	64	1,21	15
TYGON® B-44-EU	T4420-43EU	15,9	22,3	3,2	60	2	406	+74 (O.E. / Radiación)	-35	64	1,21	15
TYGON® B-44-EU	T4424-43EU	19	25,4	3,2	83	1,72	279	+74 (O.E. / Radiación)	-35	64	1,21	15
TYGON® B-44-EU	T4428-43EU	22,2	28,6	3,2	105	1,52	203	+74 (O.E. / Radiación)	-35	64	1,21	15
TYGON® B-44-EU	T4432-43EU	25,4	31,8	3,2	130	1,38	152	+74 (O.E. / Radiación)	-35	64	1,21	15
TYGON® B-44-EU	T4416-83EU	25,4	38,2	6,4	76	2,34	635	+74 (O.E. / Radiación)	-35	64	1,21	15
TYGON® B-44-4X-I.B.	T1408-33	6,4	11,2	2,4	38	17,24	759	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X-I.B.	T1412-43	9,5	15,9	3,2	29	11,72	635	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X-I.B.	T1416-43	12,7	19,1	3,2	54	13,79	254	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X-I.B.	T1420-43	15,9	22,3	3,2	60	11,38	254	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X-I.B.	T1424-43	19	25,4	3,2	83	10	127	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X-I.B.	T1432-63	25,4	35	4,8	95	6,89	127	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X-I.B.	T1440-63	31,8	41,4	4,8	140	5,86	76	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	15
TYGON® B-44-4X-I.B.	T1448-83	38,1	50,9	6,4	149	5,17	51	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	6
TYGON® B-44-4X-I.B.	T1464-122	50,8	70	9,6	175	4,14	25	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	6
TYGON® B-44-4X-I.B.	T1496-122	76,2	95,2	9,5	337	2,76	25	+74 (O.E. / Radiación)	-44	65	1,21	6
FLURAN® F-5500-A	T5502-13	1,6	3,2	0,8	6	1,24	759	+204	-51	60	1,90	15
FLURAN® F-5500-A	T5504-23	3,2	6,4	1,6	13	1,31	759	+204	-51	60	1,90	15
FLURAN® F-5500-A	T5506-23	4,8	8	1,6	19	1,03	759	+204	-51	60	1,90	15
FLURAN® F-5500-A	T5508-23	6,4	9,6	1,6	25	0,9	508	+204	-51	60	1,90	15

Tubos TYGON™

Modelo	Código	Diámetro interior (mm)	Diámetro exterior (mm)	Grosor (mm)	Radio de curvatura mín. (mm)	Presión de trabajo 23º (bar)	Vacío (mm Hg)	Temperatura de trabajo (°C)	Temperatura de rotura (°C)	Dureza (° Shore A)	Densidad (g/cm3)	Longitud (m)
FLURAN® F-5500-A	T5510-23	8	11,2	1,6	32	0,76	254	+204	-51	60	1,90	15
FLURAN® F-5500-A	T5512-23	9,5	12,7	1,6	51	0,69	127	+204	-51	60	1,90	15
ISO-VERSINIC®	770060	1	3	1	2			+200 (con picos hasta + 300)	-20	67	1,90	50
ISO-VERSINIC®	770100	1,5	3	0,75	4			+200 (con picos hasta + 300)	-20	67	1,90	50
ISO-VERSINIC®	770130	2	4	1	6			+200 (con picos hasta + 300)	-20	67	1,90	50
ISO-VERSINIC®	770180	3	5	1	11			+200 (con picos hasta + 300)	-20	67	1,90	50
ISO-VERSINIC®	770230	4	6	1	22			+200 (con picos hasta + 300)	-20	67	1,90	25
ISO-VERSINIC®	770250	4	8	2	13			+200 (con picos hasta + 300)	-20	72	1,90	25
ISO-VERSINIC®	770260	5	8	1,5	18			+200 (con picos hasta + 300)	-20	75	1,90	25
ISO-VERSINIC®	770270	5	10	2,5	9			+200 (con picos hasta + 300)	-20	75	1,90	25
ISO-VERSINIC®	770300	6	9	1,5	29			+200 (con picos hasta + 300)	-20	75	1,90	25
ISO-VERSINIC®	770310	6	10	2	19			+200 (con picos hasta + 300)	-20	75	1,90	25
ISO-VERSINIC®	770320	6	12	3	18			+200 (con picos hasta + 300)	-20	75	1,90	25
ISO-VERSINIC®	770350	7	10	1,5	34			+200 (con picos hasta + 300)	-20	75	1,90	25
ISO-VERSINIC®	770360	8	11	1,5	41			+200 (con picos hasta + 300)	-20	75	1,90	25
ISO-VERSINIC®	770380	8	12	2	31			+200 (con picos hasta + 300)	-20	75	1,90	25
ISO-VERSINIC®	770420	10	14	2	48			+200 (con picos hasta + 300)	-20	75	1,90	25
ISO-VERSINIC®	770440	12	17	2,5	45			+200 (con picos hasta + 300)	-20	75	1,90	25
ISO-VERSINIC®	770460	15	21	3	64			+200 (con picos hasta + 300)	-20	75	1,90	10
ISO-VERSINIC®	770470	18	24	3	79			+200 (con picos hasta + 300)	-20	75	1,90	10
ISO-VERSINIC®	770490	20	27	3,5	88			+200 (con picos hasta + 300)	-20	75	1,90	10
ISO-VERSINIC®	770500	25	32	3,5	124			+200 (con picos hasta + 300)	-20	75	1,90	10
ISO-VERSINIC®	770520	30	40	5	132			+200 (con picos hasta + 300)	-20	75	1,90	10
TYGON® 3350	T3301-13	0,8	2,4	0,8	3	1,54	759	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T3302-13	1,6	3,2	0,8	6	0,98	759	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T3302-23	1,6	4,8	1,6	6	1,54	759	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T3303-13	2,4	4	0,8	6	0,77	759	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T3303-23	2,4	5,6	1,6	6	1,26	759	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T3304-13	3,2	4,8	0,8	10	0,63	508	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T3304-23	3,2	6,4	1,6	13	0,98	759	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T3305-13	4	5,6	0,8	19	0,49	254	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T3306-13	4,8	6,4	0,8	25	0,49	127	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T3306-23	4,8	8	1,6	13	0,77	635	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T3306-33	4,8	9,6	2,4	10	0,98	759	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T3306-43	4,8	11,2	3,2	10	1,26	759	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T3308-13	6,4	8	0,8	38	0,35	254	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T3308-23	6,4	9,6	1,6	19	0,63	381	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T3308-33	6,4	11,2	2,4	16	0,84	759	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T3308-43	6,4	12,8	3,2	16	0,98	759	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T3310-23	8	11,2	1,6	32	0,49	127	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T3310-33	8	12,8	2,4	16	0,7	508	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T3312-23	9,5	12,7	1,6	38	0,63	127	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T3312-33	9,5	14,3	2,4	25	0,77	508	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T3312-43	9,5	15,9	3,2	25	0,84	759	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T3314-23	11,1	14,3	1,6	38	0,28	508	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T3314-33	11,1	15,9	2,4	45	0,56	254	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T3316-23	12,7	15,9	1,6	76	0,35	254	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T3316-33	12,7	17,5	2,4	45	0,42	127	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T3316-43	12,7	19,1	3,2	38	0,63	381	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T3320-33	15,9	20,7	2,4	76	0,42	127	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T3320-43	15,9	22,3	3,2	63	0,49	254	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T3324-43	19	25,4	3,2	63	0,49	254	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T3332-43	25,4	31,8	3,2	127	0,35	-	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T3340-43	31,8	38,2	3,2	152	0,35	-	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T3348-83	38,1	50,9	6,4	177	0,42	254	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T330A-053	1	2	0,5	9	0,61	759	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T330B-103	2	4	1	13	0,61	759	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T330H-153	5	8	1,5	19	0,47	635	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T330I-153	6	9	1,5	22	0,4	381	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T330L-153	7	10	1,5	25	0,4	254	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T330N-203	8	12	2	38	0,4	381	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T330P-203	10	14	2	51	0,37	127	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T330Q-203	12	16	2	63	0,34	127	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® 3350	T330S-303	18	24	3	76	0,34	127	+200 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	50	1,14	15
TYGON® R-3400	T3402-13	1,6	3,2	0,8	6	4,14	759	+74	-21	64	1,31	15
TYGON® R-3400	T3403-13	2,4	4	0,8	10	3,1	759	+74	-21	64	1,31	15
TYGON® R-3400	T3403-23	2,4	5,6	1,6	6	5,52	759	+74	-21	64	1,31	15
TYGON® R-3400	T3404-23	3,2	6,4	1,6	9	4,14	759	+74	-21	64	1,31	15
TYGON® R-3400	T3405-23	4	7,2	1,6	13	3,45	759	+74	-21	64	1,31	15
TYGON® R-3400	T3406-13	4,8	6,4	0,8	25	1,72	279	+74	-21	64	1,31	15
TYGON® R-3400	T3406-23	4,8	8	1,6	16	3,1	759	+74	-21	64	1,31	15
TYGON® R-3400	T3406-33	4,8	9,6	2,4	13	4,14	759	+74	-21	64	1,31	15
TYGON® R-3400	T3408-23	6,4	9,6	1,6	25	2,41	635	+74	-21	64	1,31	15
TYGON® R-3400	T3408-33	6,4	11,1	2,4	19	3,45	759	+74	-21	64	1,31	15
TYGON® R-3400	T3410-23	8	11,1	1,6	35	2,07	406	+74	-21	64	1,31	15
TYGON® R-3400	T3412-23	9,5	12,7	1,6	44	1,72	279	+74	-21	64	1,31	15

Tubos TYGON™

Modelo	Código	Diámetro interior (mm)	Diámetro exterior (mm)	Grosor (mm)	Radio de curvatura mín. (mm)	Presión de trabajo 23º (bar)	Vacío (mm Hg)	Temperatura de trabajo (°C)	Temperatura de rotura (°C)	Dureza (° Shore A)	Densidad (g/cm3)	Longitud (m)
TYGON® R-3400	T3412-43	9,5	15,9	3,2	29	3,1	759	+74	-21	64	1,31	15
TYGON® R-3400	T3414-23	11,1	14,3	1,6	57	1,38	203	+74	-21	64	1,31	15
TYGON® R-3400	T3416-43	12,7	19	3,2	44	2,41	635	+74	-21	64	1,31	15
TYGON® R-3400	T3420-43	15,9	22,2	3,2	60	2,07	406	+74	-21	64	1,31	15
TYGON® R-3400	T3424-43	19	25,4	3,2	83	1,72	279	+74	-21	64	1,31	15
TYGOTHANE® C-210A	T9502-14	1,6	3,2	0,8	5	4,83	759	+93	-73	82	1,19	30
TYGOTHANE® C-210A	T9504-14	3,2	4,8	0,8	13	3,1	759	+93	-73	82	1,19	30
TYGOTHANE® C-210A	T9504-24	3,2	6,4	1,6	8	5,1	759	+93	-73	82	1,19	30
TYGOTHANE® C-210A	T9506-14	4,8	6,4	0,8	25	2,34	508	+93	-73	82	1,19	30
TYGOTHANE® C-210A	T9506-24	4,8	8	1,6	16	3,86	759	+93	-73	82	1,19	30
TYGOTHANE® C-210A	T9506-34	4,8	9,6	2,4	11	4,83	759	+93	-73	82	1,19	30
TYGOTHANE® C-210A	T9508-14	6,4	8	0,8	40	1,93	127	+93	-73	82	1,19	30
TYGOTHANE® C-210A	T9508-24	6,4	9,6	1,6	24	2,9	759	+93	-73	82	1,19	30
TYGOTHANE® C-210A	T9508-34	6,4	11,2	2,4	17	4	759	+93	-73	82	1,19	30
TYGOTHANE® C-210A	T9508-44	6,4	12,8	3,2	14	4,83	759	+93	-73	82	1,19	30
TYGOTHANE® C-210A	T9510-24	8	11,2	1,6	49	2,48	759	+93	-73	82	1,19	30
TYGOTHANE® C-210A	T9512-24	9,5	12,7	1,6	44	2,34	635	+93	-73	82	1,19	30
TYGOTHANE® C-210A	T9512-34	9,5	14,3	2,4	33	3,1	759	+93	-73	82	1,19	30
TYGOTHANE® C-210A	T9512-44	9,5	15,9	3,2	27	3,72	759	+93	-73	82	1,19	30
TYGOTHANE® C-210A	T9514-34	11,1	15,9	2,4	43	2,76	759	+93	-73	82	1,19	30
TYGOTHANE® C-210A	T9514-44	11,1	17,5	3,2	35	3,38	759	+93	-73	82	1,19	30
TYGOTHANE® C-210A	T9516-24	12,7	15,9	1,6	73	1,79	127	+93	-73	82	1,19	30
TYGOTHANE® C-210A	T9516-34	12,7	17,5	2,4	54	2,48	759	+93	-73	82	1,19	30
TYGOTHANE® C-210A	T9516-44	12,7	19,1	3,2	44	3,17	759	+93	-73	82	1,19	30
TYGOTHANE® C-210A	T9520-24	15,9	19,1	1,6	105	1,65	127	+93	-73	82	1,19	30
TYGOTHANE® C-210A	T9520-34	15,9	20,7	2,4	76	2,21	381	+93	-73	82	1,19	30
TYGOTHANE® C-210A	T9520-44	15,9	22,3	3,2	60	2,62	759	+93	-73	82	1,19	30
TYGOTHANE® C-210A	T9524-34	19	23,8	2,4	102	1,79	127	+93	-73	82	1,19	30
TYGOTHANE® C-210A	T9524-44	19	25,4	3,2	83	2,28	635	+93	-73	82	1,19	30
TYGOTHANE® C-210A	T9532-44	25,4	31,8	3,2	130	1,93	254	+93	-73	82	1,19	30
TYGOTHANE® C-544A I.B.	AZY02008	3,2	9,6	3,2	13	15,51	759	+82	-73	85	1,12	30
TYGOTHANE® C-544A I.B.	AZY02019	6,4	12,8	3,2	19	18,96	759	+82	-73	85	1,12	30
TYGOTHANE® C-544A I.B.	AZY02029	9,5	15,9	3,2	38	14,13	759	+82	-73	85	1,12	30
TYGOTHANE® C-544A I.B.	AZY02038	12,7	19,1	3,2	51	13,44	759	+82	-73	85	1,12	30
TYGOTHANE® C-544A I.B.	AZY02046	15,9	22,3	3,2	76	12,07	635	+82	-73	85	1,12	30
TYGOTHANE® C-544A I.B.	AZY02054	19	27	4	89	10,34	635	+82	-73	85	1,12	30
TYGOTHANE® C-544A I.B.	AZY02064	25,5	35,1	4,8	148	8,27	381	+82	-73	85	1,12	30
TYGOTHANE® C-544A I.B.	AZY00071	31,8	44,6	6,4	152	6,55	508	+82	-73	85	1,12	30
TYGOTHANE® C-544A I.B.	AZY00074	38,1	50,9	6,4	190	5,52	381	+82	-73	85	1,12	30
TYGOTHANE® C-544A I.B.	AZY00078	50,8	63,6	6,4	330	4,83	254	+82	-73	85	1,12	30
TYGON® SE-200	T2003-23	1,6	3,2	0,8	13	6,89	3,1	+77 (O.E.)	-40	67	1,45	15
TYGON® SE-200	T2004-23	3,2	6,4	1,6	25	5,86	2,76	+77 (O.E.)	-40	67	1,45	15
TYGON® SE-200	T2006-23	4,8	8	1,6	38	5,17	2,62	+77 (O.E.)	-40	67	1,45	15
TYGON® SE-200	T2008-23	6,4	9,6	1,6	51	3,79	2,41	+77 (O.E.)	-40	67	1,45	15
TYGON® SE-200	T2012-33	9,5	14,3	2,4	89	3,45	1,72	+77 (O.E.)	-40	67	1,45	15
TYGON® SE-200	T2016-43	12,7	19,1	3,2	102	3,1	1,24	+77 (O.E.)	-40	67	1,45	15
TYGON® SE-200	T2024-43	19	25,4	3,2	114	2,07	0,83	+77 (O.E.)	-40	67	1,45	15
TYGON® 3370 I.B.	T1306-43	4,8	11,3	3,25	6	11,56	759	+160 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	70	1,18	15
TYGON® 3370 I.B.	T1308-43	6,4	13,2	3,4	13	10,2	759	+160 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	70	1,18	15
TYGON® 3370 I.B.	T1312-43	9,6	17,6	3,96	19	8,84	759	+160 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	70	1,18	15
TYGON® 3370 I.B.	T1316-63	12,7	21,5	4,4	32	8,5	759	+160 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	70	1,18	15
TYGON® 3370 I.B.	T1320-63	15,9	24,9	4,5	38	7,48	759	+160 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	70	1,18	15
TYGON® 3370 I.B.	T1324-63	19	29,2	5,08	57	6,8	759	+160 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	70	1,18	15
TYGON® 3370 I.B.	T1332-63	25,4	35,3	4,96	89	4,76	381	+160 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	70	1,18	15
TYGON® 3370 I.B.	T1340-63	31,8	41,6	4,9	146	3,74	254	+160 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	70	1,18	15
TYGON® 3370 I.B.	T1348-66	38,1	47,9	5	171	2,72	127	+160 (vapor / O.E. / Radiación)	-80	70	1,18	15
NORPRENE® A-60-F I.B.	APW00019	6,4	12,8	3,2	19	8,62	759	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F I.B.	APW00029	9,5	15,9	3,2	32	7,24	508	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F I.B.	APW00038	12,7	19,1	3,2	57	6,89	381	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F I.B.	APW00046	15,9	22,3	3,2	63	6,55	254	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F I.B.	APW00054	19	26,9	3,95	83	5,86	127	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F I.B.	APW00064	25,4	34,9	4,75	127	5,15	178	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F-EU	R6F02-23-EU	1,6	4,8	1,6	6	2,34	759	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F-EU	R6F04-23-EU	3,2	6,4	1,6	13	1,31	759	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F-EU	R6F06-23-EU	4,8	8	1,6	19	0,9	584	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F-EU	R6F08-23-EU	6,4	9,6	1,6	32	0,69	330	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F-EU	R6F08-43-EU	6,4	12,8	3,2	19	1,31	759	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F-EU	R6F10-23-EU	8	11,2	1,6	38	0,55	203	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F-EU	R6F12-23-EU	9,5	12,7	1,6	57	0,48	127	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F-EU	R6F12-43-EU	9,5	15,9	3,2	32	0,9	584	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F-EU	R6F16-43-EU	12,7	19,1	3,2	51	0,69	330	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F-EU	R6F20-43-EU	15,9	22,3	3,2	83	0,55	203	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F-EU	R6F24-43-EU	19	25,4	3,2	102	0,48	127	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F-EU	R6FOC-103-EU	3	5	1	13	0,97	584	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F-EU	R6FOD-103-EU	4	6	1	19	0,76	330	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F-EU	R6FOG-203-EU	4	8	2	13	1,38	759	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15

Tubos TYGON™

Modelo	Código	Diámetro interior (mm)	Diámetro exterior (mm)	Grosor (mm)	Radio de curvatura mín. (mm)	Presión de trabajo 23º (bar)	Vacío (mm Hg)	Temperatura de trabajo (°C)	Temperatura de rotura (°C)	Dureza (° Shore A)	Densidad (g/cm3)	Longitud (m)
NORPRENE® A-60-F-EU	R6F01-203-EU	6	10	2	19	0,97	610	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F-EU	R6F0L-203-EU	7	11	2	25	0,83	432	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F-EU	R6F0N-203-EU	8	12	2	32	0,76	330	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F-EU	R6F0P-203-EU	10	14	2	44	0,62	203	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F	R6F02-23	1,6	4,8	1,6	6	2,34	759	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F	R6F04-23	3,2	6,4	1,6	13	1,31	759	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F	R6F06-23	4,8	8	1,6	19	0,9	584	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F	R6F08-23	6,4	9,6	1,6	32	0,69	330	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F	R6F08-43	6,4	12,8	3,2	19	1,31	759	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F	R6F10-23	8	11,2	1,6	38	0,55	203	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F	R6F12-23	9,5	12,7	1,6	57	0,48	127	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F	R6F12-43	9,5	15,9	3,2	32	0,9	584	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F	R6F16-43	12,7	19,1	3,2	51	0,69	330	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F	R6F20-43	15,9	22,3	3,2	83	0,55	203	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F	R6F24-43	19	25,4	3,2	102	0,48	127	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F	R6F0C-103	3	5	1	13	0,97	584	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F	R6F0D-103	4	6	1	19	0,76	330	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F	R6F0G-203	4	8	2	13	1,38	759	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F	R6F0J-203	6	10	2	19	0,97	610	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F	R6F0L-203	7	11	2	25	0,83	432	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F	R6F0N-203	8	12	2	32	0,76	330	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-F	R6F0P-203	10	14	2	44	0,62	203	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® CHEMICAL TUBING	AD300007	3,2	6,4	1,6	13	2,28	759	+75 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® CHEMICAL TUBING	AD300012	4,8	8	1,6	25	2	759	+75 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® CHEMICAL TUBING	AD300017	6,4	9,5	1,6	32	1,38	759	+75 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® CHEMICAL TUBING	AD300027	9,5	12,7	1,6	51	0,97	635	+75 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® CHEMICAL TUBING	AD300038	12,7	19,1	3,2	57	1,1	759	+75 (vapor / O.E. / Radiación)	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-G	R6002-23	1,6	4,8	1,6	6	2,34	759	+135	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-G	R6004-23	3,2	6,4	1,6	13	1,31	759	+135	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-G	R6004-43	3,2	9,6	3,2	13	2,34	759	+135	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-G	R6006-23	4,8	8	1,6	19	0,9	759	+135	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-G	R6006-33	4,8	9,6	2,4	13	1,31	759	+135	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-G	R6006-63	4,8	14,4	4,8	6	2,34	759	+135	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-G	R6008-23	6,4	9,6	1,6	22	0,69	401	+135	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-G	R6008-33	6,4	11,2	2,4	19	1,03	759	+135	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-G	R6008-43	6,4	12,8	3,2	19	1,31	759	+135	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-G	R6008-63	6,4	16	4,8	13	1,79	759	+135	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-G	R6010-23	8	11,2	1,6	32	0,55	256	+135	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-G	R6010-33	8	12,8	2,4	25	0,83	635	+135	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-G	R6010-83	8	20,8	6,4	13	1,93	759	+135	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-G	R6012-23	9,5	12,7	1,6	35	0,48	178	+135	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-G	R6012-33	9,5	14,3	2,4	38	0,69	381	+135	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-G	R6012-43	9,5	15,9	3,2	29	0,9	704	+135	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-G	R6016-33	12,7	17,5	2,4	57	0,55	254	+135	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-G	R6016-43	12,7	19,1	3,2	29	0,69	396	+135	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-G	R6020-33	15,9	20,7	2,4	83	0,48	127	+135	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-G	R6020-43	15,9	22,3	3,2	70	0,55	251	+135	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-G	R6024-43	19	25,4	3,2	89	0,48	175	+135	-60	61	0,98	15
NORPRENE® A-60-G	R6032-43	25,4	31,8	3,2	127	0,41	127	+135	-60	61	0,98	15
TYGOPENE® XL-60	AN800003	1,6	4,8	1,6		2,4	759	+120 (vapor / O.E. / Radiación)	-66	60	1,13	15
TYGOPENE® XL-60	AN800007	3,2	6,4	1,6		1,4	759	+120 (vapor / O.E. / Radiación)	-66	60	1,14	15
TYGOPENE® XL-60	AN800012	4,8	8	1,6		0,9	759	+120 (vapor / O.E. / Radiación)	-66	60	1,15	15
TYGOPENE® XL-60	AN800017	6,4	9,6	1,6		1	759	+120 (vapor / O.E. / Radiación)	-66	60	1,16	15
TYGOPENE® XL-60	AN800022	8	11,2	1,6		0,8	508	+120 (vapor / O.E. / Radiación)	-66	60	1,17	15
TYGOPENE® XL-60	AN800027	9,5	12,7	1,6		0,8	381	+120 (vapor / O.E. / Radiación)	-66	60	1,18	15
TYGOPENE® XL-60	AN800038	12,7	19,1	3,2		1	759	+120 (vapor / O.E. / Radiación)	-66	60	1,19	15
TYGOPENE® XL-60	AN800046	15,9	22,3	3,2		0,8	508	+120 (vapor / O.E. / Radiación)	-66	60	1,20	15
TYGOPENE® XL-60	AN800053	19	25,4	3,2		0,8	508	+120 (vapor / O.E. / Radiación)	-66	60	1,21	15
PHARMED®	R650E-26BPT	0,5	3,7	1,6	3	7,93	759	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-40	64	1,98	7,5
PHARMED®	R650I-26BPT	0,8	4	1,6	3	5,37	759	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-40	64	1,98	7,5
PHARMED®	R650J-16BPT	1,6	3,2	0,8	6	1,65	759	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-40	64	1,98	7,5
PHARMED®	R650J-26BPT	1,6	4,8	1,6	3	2,96	759	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-40	64	1,98	7,5
PHARMED®	R650J-26BPT	2,4	5,6	1,6	6	2,06	759	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-40	64	1,98	7,5
PHARMED®	R6504-16BPT	3,2	4,8	0,8	12	0,89	635	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-40	64	1,98	7,5
PHARMED®	R6504-26BPT	3,2	6,4	1,6	12	1,65	759	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-40	64	1,98	7,5
PHARMED®	R6506-26BPT	4,8	8	1,6	16	1,17	759	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-40	64	1,98	7,5
PHARMED®	R6508-26BPT	6,4	9,5	1,6	22	0,89	635	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-40	64	1,98	7,5
PHARMED®	R6508-46BPT	6,4	12,7	3,2	19	1,65	759	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-40	64	1,98	7,5
PHARMED®	R6510-26BPT	8	11,2	1,6	35	0,75	381	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-40	64	1,98	7,5
PHARMED®	R6512-26BPT	9,5	12,7	1,6	34	0,62	254	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-40	64	1,98	7,5
PHARMED®	R6512-46BPT	9,5	15,9	3,2	29	1,17	759	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-40	64	1,98	7,5
PHARMED®	R6516-46BPT	12,7	19,1	3,2	29	0,68	635	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-40	64	1,98	7,5
PHARMED®	R6520-46BPT	15,9	22,2	3,2	70	0,75	381	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-40	64	1,98	7,5
PHARMED®	R6524-46BPT	19	25,4	3,2	89	0,62	254	+135 (vapor / O.E. / Radiación)	-40	64	1,98	7,5
NITRILE TUBING (Caucho negro NBR)	730020	4	7	1,5	11	1,06		+100	-20	65	1,45	50
NITRILE TUBING (Caucho negro NBR)	730080	5	8	1,5	21	0,96		+100	-20	65	1,45	50

Tubos TYGON™

Modelo	Código	Diámetro interior (mm)	Diámetro exterior (mm)	Grosor (mm)	Radio de curvatura mín. (mm)	Presión de trabajo 23º (bar)	Vacío (mm Hg)	Temperatura de trabajo (°C)	Temperatura de rotura (°C)	Dureza (° Shore A)	Densidad (g/cm3)	Longitud (m)
NITRILE TUBING (Caucho negro NBR)	730100	6	9	1,5	28	0,75		+100	-20	65	1,45	50
NITRILE TUBING (Caucho negro NBR)	730110	6	10	2	20	0,9		+100	-20	65	1,45	50
NITRILE TUBING (Caucho negro NBR)	730160	7	10	1,5	34	0,65		+100	-20	65	1,45	50
NITRILE TUBING (Caucho negro NBR)	730200	8	12	2	33	0,75		+100	-20	65	1,45	50
NITRILE TUBING (Caucho negro NBR)	730220	10	14	2	53	0,72		+100	-20	65	1,45	50
NITRILE TUBING (Caucho negro NBR)	730240	12	17	2,5	68	0,54		+100	-20	65	1,45	50
GSR STANDARD TUBING (Caucho natural)	710047	1	3	1	3	0,82		+70 (vapor / O.E.)	-40	45	1,13	25
GSR STANDARD TUBING (Caucho natural)	710050	2	4	1	6	0,5		+70 (vapor / O.E.)	-40	45	1,13	25
GSR STANDARD TUBING (Caucho natural)	710054	3	5	1	12	0,46		+70 (vapor / O.E.)	-40	45	1,13	25
GSR STANDARD TUBING (Caucho natural)	710056	3	6	1,5	13	0,64		+70 (vapor / O.E.)	-40	45	1,13	25
GSR STANDARD TUBING (Caucho natural)	710058	4	6	1	12	0,36		+70 (vapor / O.E.)	-40	45	1,13	25
GSR STANDARD TUBING (Caucho natural)	710060	4	7	1,5	12	0,54		+70 (vapor / O.E.)	-40	45	1,13	25
GSR STANDARD TUBING (Caucho natural)	710063	4	8	2	18	0,51		+70 (vapor / O.E.)	-40	45	1,13	25
GSR STANDARD TUBING (Caucho natural)	710070	5	8	1,5	20	0,46		+70 (vapor / O.E.)	-40	45	1,13	25
GSR STANDARD TUBING (Caucho natural)	710078	6	9	1,5	33	0,37		+70 (vapor / O.E.)	-40	45	1,13	25
GSR STANDARD TUBING (Caucho natural)	710082	6	10	2	18	0,45		+70 (vapor / O.E.)	-40	45	1,13	25
GSR STANDARD TUBING (Caucho natural)	710095	7	10	1,5	33	0,31		+70 (vapor / O.E.)	-40	45	1,13	25
GSR STANDARD TUBING (Caucho natural)	710098	7	11	2	37	0,27		+70 (vapor / O.E.)	-40	45	1,13	25
GSR STANDARD TUBING (Caucho natural)	710107	8	12	2	32	0,37		+70 (vapor / O.E.)	-40	45	1,13	25
GSR STANDARD TUBING (Caucho natural)	710115	9	13	2	58	0,36		+70 (vapor / O.E.)	-40	45	1,13	25
GSR STANDARD TUBING (Caucho natural)	710117	10	14	2	46	0,37		+70 (vapor / O.E.)	-40	45	1,13	25
GSR STANDARD TUBING (Caucho natural)	710127	12	17	2,5	63	0,28		+70 (vapor / O.E.)	-40	45	1,13	25
GSR STANDARD TUBING (Caucho natural)	710128	12	18	3	42	0,31		+70 (vapor / O.E.)	-40	45	1,13	25
GSR SEMI-VACUUM TUBING (Caucho natural)	710140	16	22	3	90	0,31		+70 (vapor / O.E.)	-40	45	1,13	25
GSR SEMI-VACUUM TUBING (Caucho natural)	710064	4	9	2,5	17	0,63		+70 (vapor / O.E.)	-40	45	1,13	25
GSR SEMI-VACUUM TUBING (Caucho natural)	710072	5	10	2,5	17	0,61		+70 (vapor / O.E.)	-40	45	1,13	25
GSR SEMI-VACUUM TUBING (Caucho natural)	710084	6	12	3	16	0,62		+70 (vapor / O.E.)	-40	45	1,13	25
GSR SEMI-VACUUM TUBING (Caucho natural)	710089	6	16	5	19	1,05		+70 (vapor / O.E.)	-40	45	1,13	25
GSR SEMI-VACUUM TUBING (Caucho natural)	710100	7	15	4	15	0,65		+70 (vapor / O.E.)	-40	45	1,13	25
GSR SEMI-VACUUM TUBING (Caucho natural)	710101	7	17	5	12	0,88		+70 (vapor / O.E.)	-40	45	1,13	25
GSR SEMI-VACUUM TUBING (Caucho natural)	710109	8	14	3	25	0,51		+70 (vapor / O.E.)	-40	45	1,13	25
GSR SEMI-VACUUM TUBING (Caucho natural)	710110	8	18	5	15	0,53		+70 (vapor / O.E.)	-40	45	1,13	25
GSR SEMI-VACUUM TUBING (Caucho natural)	710120	10	20	5	21	0,65		+70 (vapor / O.E.)	-40	45	1,13	25
GSR SEMI-VACUUM TUBING (Caucho natural)	710130	12	24	6	23	0,72		+70 (vapor / O.E.)	-40	45	1,13	25
GSR SEMI-VACUUM TUBING (Caucho natural)	710135	15	30	7,5	36	0,65		+70 (vapor / O.E.)	-40	45	1,13	10
GSR VACUUM TUBING (Caucho natural)	710066	4	14	5	9	1,03		+70 (vapor / O.E.)	-40	45	1,13	25
GSR VACUUM TUBING (Caucho natural)	710074	5	15	5	7	0,95		+70 (vapor / O.E.)	-40	45	1,13	25
GSR VACUUM TUBING (Caucho natural)	710091	6	18	6	9	1,12		+70 (vapor / O.E.)	-40	45	1,13	25
GSR VACUUM TUBING (Caucho natural)	710114	8	20	6	12	0,82		+70 (vapor / O.E.)	-40	45	1,13	25
GSR VACUUM TUBING (Caucho natural)	710123	10	30	10	18	0,67		+70 (vapor / O.E.)	-40	45	1,13	10
GSR VACUUM TUBING (Caucho natural)	710139	15	35	10	28	0,63		+70 (vapor / O.E.)	-40	45	1,13	10
GSR VACUUM TUBING (Caucho natural)	710151	20	45	12,5	63	0,61		+70 (vapor / O.E.)	-40	45	1,13	10
GA TUBING (Caucho natural, marrón claro)	702030	2	4	1	7	0,5		+70 (vapor / O.E.)	-40	40	0,98	50
GA TUBING (Caucho natural, marrón claro)	702075	3	5	1	11	0,46		+70 (vapor / O.E.)	-40	40	0,98	50
GA TUBING (Caucho natural, marrón claro)	702195	4	6	1	12	0,36		+70 (vapor / O.E.)	-40	40	0,98	50
GA TUBING (Caucho natural, marrón claro)	702210	4	7	1,5	12	0,54		+70 (vapor / O.E.)	-40	40	0,98	50
GA TUBING (Caucho natural, marrón claro)	702225	4	8	2	7	0,51		+70 (vapor / O.E.)	-40	40	0,98	50
GA TUBING (Caucho natural, marrón claro)	702315	5	8	1,5	18	0,46		+70 (vapor / O.E.)	-40	40	0,98	50
GA TUBING (Caucho natural, marrón claro)	702330	5	9	2	14	0,61		+70 (vapor / O.E.)	-40	40	0,98	50
GA TUBING (Caucho natural, marrón claro)	702345	5	10	2,5	13	0,63		+70 (vapor / O.E.)	-40	40	0,98	50
GA TUBING (Caucho natural, marrón claro)	702405	6	9	1,5	29	0,37		+70 (vapor / O.E.)	-40	40	0,98	50
GA TUBING (Caucho natural, marrón claro)	702420	6	10	2	19	0,45		+70 (vapor / O.E.)	-40	40	0,98	50
GA TUBING (Caucho natural, marrón claro)	702465	7	10	1,5	37	0,31		+70 (vapor / O.E.)	-40	40	0,98	25
GA TUBING (Caucho natural, marrón claro)	702480	7	11	2	26	0,27		+70 (vapor / O.E.)	-40	40	0,98	25
GA TUBING (Caucho natural, marrón claro)	702495	7	13	3	20	0,75		+70 (vapor / O.E.)	-40	40	0,98	25
GA TUBING (Caucho natural, marrón claro)	702525	8	12	2	28	0,37		+70 (vapor / O.E.)	-40	40	0,98	25
GA TUBING (Caucho natural, marrón claro)	702555	8	16	4	17	0,61		+70 (vapor / O.E.)	-40	40	0,98	25
GA TUBING (Caucho natural, marrón claro)	702585	10	14	2	50	0,37		+70 (vapor / O.E.)	-40	40	0,98	25
GA TUBING (Caucho natural, marrón claro)	702600	10	15	2,5	40	0,34		+70 (vapor / O.E.)	-40	40	0,98	25
GA TUBING (Caucho natural, marrón claro)	702615	12	17	2,5	52	0,28		+70 (vapor / O.E.)	-40	40	0,98	25
GA TUBING (Caucho natural, marrón claro)	702630	15	21	3	70	0,33		+70 (vapor / O.E.)	-40	40	0,98	25
GA TUBING (Caucho natural, marrón claro)	702645	18	24	3	99	0,32		+70 (vapor / O.E.)	-40	40	0,98	25
GA TUBING (Caucho natural, marrón claro)	702660	20	27	3,5	99	0,24		+70 (vapor / O.E.)	-40	40	0,98	25
ACUTECH PEEK® (Polietere tercetona)	ACUPEEK-015	0,15	1,6					-60 a +250 (con picos hasta +310)		75	1,31	76
ACUTECH PEEK® (Polietere tercetona)	ACUPEEK-025	0,25	1,6					-60 a +250 (con picos hasta +310)		75	1,31	76
ACUTECH PEEK® (Polietere tercetona)	ACUPEEK-050	0,5	1,6					-60 a +250 (con picos hasta +310)		75	1,31	76
ACUTECH PEEK® (Polietere tercetona)	ACUPEEK-076	0,76	1,6					-60 a +250 (con picos hasta +310)		75	1,31	76
ACUTECH PEEK® (Polietere tercetona)	ACUPEEK-102	1,02	1,6					-60 a +250 (con picos hasta +310)		75	1,31	76
ACUTECH PEEK® (Polietere tercetona)	ACUPEEK-160	1,6	3,2					-60 a +250 (con picos hasta +310)		75	1,31	76
ACUTECH PEEK® (Polietere tercetona)	ACUPEEK-203	2,03	3,2					-60 a +250 (con picos hasta +310)		75	1,31	76