

Índice

Agujas y Jeringas

Agujas hipodérmicas Neolus®
Agujas dentales Terumo®
Agujas espinales Terumo®

Jeringas de dos cuerpos Terumo®
Jeringas de tres cuerpos Terumo®
Jeringas con aguja Terumo®
Jeringas de insulina Terumo®
Jeringas orales/enterales Terumo®

Infusión

Catéter periférico intravenoso recto Surflash™
Catéter periférico intravenoso recto Surflo®
Catéter periférico intravenoso con alas Surflo®
Catéter periférico intravenoso con puerto Surflo®
Set infusión con alas Surflo®
Catéter periférico intravenoso recto Versatus™
Catéter periférico intravenoso con alas Versatus™
Catéter periférico intravenoso con puerto Versatus™

Kit Catéter venoso central - Un Lumen
Kit Catéter venoso central - Dos Lumen
Kit Catéter venoso central - Tres Lumen
Kit Catéter venoso central - Cuatro Lumen
Kit Catéter venoso central - Cinco Lumen

Productos de Bioseguridad

Agujas hipodérmicas de seguridad SurGuard2™
Set de infusión de seguridad Surshield® Surflo®
Catéter periférico intravenoso de seguridad recto Surshield® Versatus™
Catéter periférico intravenoso de seguridad con alas Surshield® Versatus™
Catéter periférico intravenoso de seguridad con puerto de inyección Surshield® Versatus™
Sistemas de extracción de sangre QUICK SAFE-TE con dispositivo de seguridad
Palomilla de extracción de seguridad Surshield®
Palomilla de extracción de seguridad con campana premontada Surshield®

Laboratorio

Tubos para extracción de sangre por vacío Venosafe™
Tubos secos para muestras
Portatubos Venosafe™
Agujas de extracción Venoject®

Palomilla de extracción
Capiject®
Jeringa de gasometría para extracción de sangre arterial PREZA-PAK® II

Productos Médicos

Tensiómetro digital Elemano®

Otros

Guantes Terumo® Teruglove
Termómetro digital Terumo®
Contenedor para objetos punzantes Terusafe®

Agujas y Jeringas

Agujas hipodérmicas Neolus®

Agujas dentales Terumo®

Agujas espinales Terumo®

Jeringas de dos cuerpos Terumo®

Jeringas de tres cuerpos Terumo®

Jeringas con aguja Terumo®

Jeringas de insulina Terumo®

Jeringas orales/enterales Terumo®

Agujas y Jeringas

Agujas Hipodérmicas

Agujas Neolus®



Código producto	Descripción	Código color	Tamaño		Unidades Caja	Cartón de envío
			Diámetro	Longitud		
NN-1838R	Aguja hipodérmica	Rosa	18G (1.2 mm)	1 1/2" (40 mm)	100	3000
NN-1838S	Aguja hipodérmica	Rosa	18G (1.2 mm)	1 1/2" (40 mm)	100	3000
NN-1850R	Aguja hipodérmica	Rosa	18G (1.2 mm)	2" (50 mm)	100	3000
NN-1030R	Aguja hipodérmica	Marfil	(1.0 mm)	(30 mm)	100	3000
NN-1925R	Aguja hipodérmica	Marfil	19G (1.1 mm)	1" (25 mm)	100	3000
NN-1938R	Aguja hipodérmica	Marfil	19G (1.1 mm)	1 1/2" (40 mm)	100	3000
NN-1938S	Aguja hipodérmica	Marfil	19G (1.1 mm)	1 1/2" (40 mm)	100	3000
NN-1950R	Aguja hipodérmica	Marfil	19G (1.1 mm)	2" (50 mm)	100	3000
NN-2025R	Aguja hipodérmica	Amarillo	20G (0.9 mm)	1" (25 mm)	100	3000
NN-2038R	Aguja hipodérmica	Amarillo	20G (0.9 mm)	1 1/2" (40 mm)	100	3000
NN-2038S	Aguja hipodérmica	Amarillo	20G (0.9 mm)	1 1/2" (40 mm)	100	3000
NN-2050R	Aguja hipodérmica	Amarillo	20G (0.9 mm)	2" (50 mm)	100	3000
NN-2055S	Aguja hipodérmica	Amarillo	20G (0.9 mm)	2 3/16" (55 mm)	100	3000
NN-2070S	Aguja hipodérmica	Amarillo	20G (0.9 mm)	2 3/4" (70 mm)	100	3000
NN-2116R	Aguja hipodérmica	Verde	21G (0.8 mm)	5/8" (16 mm)	100	3000
NN-2125R	Aguja hipodérmica	Verde	21G (0.8 mm)	1" (25 mm)	100	3000
NN-2138R	Aguja hipodérmica	Verde	21G (0.8 mm)	1 1/2" (40 mm)	100	3000
NN-2138S	Aguja hipodérmica	Verde	21G (0.8 mm)	1 1/2" (40 mm)	100	3000
NN-2150R	Aguja hipodérmica	Verde	21G (0.8 mm)	2" (50 mm)	100	3000
NN-2232R	Aguja hipodérmica	Negro	22G (0.7 mm)	1 1/4" (30 mm)	100	3000
NN-2232S	Aguja hipodérmica	Negro	22G (0.7 mm)	1 1/4" (30 mm)	100	3000
NN-2238R	Aguja hipodérmica	Negro	22G (0.7 mm)	1 1/2" (40 mm)	100	3000
NN-2250R	Aguja hipodérmica	Negro	22G (0.7 mm)	2" (50 mm)	100	3000
NN-2316R	Aguja hipodérmica	Azul	23G (0.6 mm)	5/8" (16 mm)	100	3000
NN-2325R	Aguja hipodérmica	Azul	23G (0.6 mm)	1" (25 mm)	100	3000
NN-2332R	Aguja hipodérmica	Azul	23G (0.6 mm)	1 1/4" (30 mm)	100	3000
NN-2425R	Aguja hipodérmica	Violeta	24G (0.55 mm)	1" (25 mm)	100	3000
NN-2516R	Aguja hipodérmica	Naranja	25G (0.5 mm)	5/8" (16 mm)	100	3000
NN-2525R	Aguja hipodérmica	Naranja	25G (0.5 mm)	1" (25 mm)	100	3000
NN-2613R	Aguja hipodérmica	Marrón	26G (0.45 mm)	1/2" (12 mm)	100	3000
NN-2623R	Aguja hipodérmica	Marrón	26G (0.45 mm)	(23 mm)	100	3000
NN-2716R	Aguja hipodérmica	Gris	27G (0.4 mm)	5/8" (16 mm)	100	3000
NN-2719R	Aguja hipodérmica	Gris	27G (0.4 mm)	3/4" (20 mm)	100	3000
BN-1838	Aguja punta roma	Rosa	18G (1.2 mm)	1 1/2" (40 mm)	100	3000

Componentes

Cono

Cánula

Adhesivo

Lubricante

Materiales

Polipropileno + master batch

Acero inoxidable

Pegamento epóxico

Silicona

Esterilizado por óxido de etileno

Caducidad: 5 años



Agujas Dentales

Agujas dentales Terumo®



Código producto	Descripción	Código color	Diámetro	Longitud aguja	Unidades caja	Cartón de envío
DN*2521	Aguja dental rosca imperial	 Rojo	25G (0.5 mm)	21 mm	100	2000
DN*2530	Aguja dental rosca imperial	 Rojo	25G (0.5 mm)	30 mm	100	2000
DN*2541	Aguja dental rosca imperial	 Rojo	25G (0.5 mm)	41 mm	100	2000
DN*2721	Aguja dental rosca imperial	 Amarillo	27G (0.4 mm)	21 mm	100	2000
DN*2722	Aguja dental rosca imperial	 Amarillo	27G (0.4 mm)	22 mm	100	2000
DN*2730	Aguja dental rosca imperial	 Amarillo	27G (0.4 mm)	30 mm	100	2000
DN*2735	Aguja dental rosca imperial	 Amarillo	27G (0.4 mm)	35 mm	100	2000
DN*2741	Aguja dental rosca imperial	 Amarillo	27G (0.4 mm)	41 mm	100	2000
DN*3016	Aguja dental rosca imperial	 Verde	30G (0.3 mm)	16 mm	100	2000
DN*3019	Aguja dental rosca imperial	 Verde	30G (0.3 mm)	19 mm	100	2000
DN*3021	Aguja dental rosca imperial	 Verde	30G (0.3 mm)	21 mm	100	2000
DN*3022	Aguja dental rosca imperial	 Verde	30G (0.3 mm)	22 mm	100	2000
DN*2508F	Aguja dental rosca métrica	 Rojo	25G (0.5 mm)	8 mm	100	2000
DN*2521B	Aguja dental rosca métrica	 Rojo	25G (0.5 mm)	21 mm	100	2000
DN*2535B	Aguja dental rosca métrica	 Rojo	25G (0.5 mm)	35 mm	100	2000
DN*2535F	Aguja dental rosca métrica	 Rojo	25G (0.5 mm)	35 mm	100	2000
DN*2716F	Aguja dental rosca métrica	 Amarillo	27G (0.4 mm)	16 mm	100	2000
DN*2721B	Aguja dental rosca métrica	 Amarillo	27G (0.4 mm)	21 mm	100	2000
DN*2721F	Aguja dental rosca métrica	 Amarillo	27G (0.4 mm)	21 mm	100	2000
DN*2735B	Aguja dental rosca métrica	 Amarillo	27G (0.4 mm)	35 mm	100	2000
DN*3013B	Aguja dental rosca métrica	 Verde	30G (0.3 mm)	13 mm	100	2000
DN*3013F	Aguja dental rosca métrica	 Verde	30G (0.3 mm)	13 mm	100	2000
DN*3016B	Aguja dental rosca métrica	 Verde	30G (0.3 mm)	16 mm	100	2000
DN*3016F	Aguja dental rosca métrica	 Verde	30G (0.3 mm)	16 mm	100	2000
DN*3021B	Aguja dental rosca métrica	 Verde	30G (0.3 mm)	21 mm	100	2000
DN*3021F	Aguja dental rosca métrica	 Verde	30G (0.3 mm)	21 mm	100	2000

Longitud de la aguja en el lado del cartucho: Agujas rosca imperial (cono blanco): Todos los artículos 0.42" (10.7 mm)
 Agujas rosca métrica (cono azul): Artículos con código B = 0.52" (13.2 mm)
 Artículos con código F = 0.42" (10.7 mm)

Componentes	Materiales
Cono	Polietileno + master batch
Cánula	Acero inoxidable
Cubierta protectora	Polipropileno (+ 5% polietileno)
Estuche rígido	Polipropileno
Adhesivo	Pegamento epóxico
Lubricante	Silicona

Esterilizado por óxido de etileno
Caducidad: 5 años



Agujas Espinales

Agujas espinales Terumo®



Código producto	Descripción	Código color	Diámetro Externo		Longitud	Unidades caja	Cartón de envío
			Aguja	Estilete			
SN*1870	Aguja espinal	 Rosa	18G (1.2 mm)	0.75 mm	70 mm	20	200
SN*1890	Aguja espinal	 Rosa	18G (1.2 mm)	0.75 mm	90 mm	20	200
SN*1970	Aguja espinal	 Marrón	19G (1.1 mm)	0.63 mm	70 mm	20	200
SN*1990	Aguja espinal	 Marrón	19G (1.1 mm)	0.63 mm	90 mm	20	200
SN*2038	Aguja espinal	 Amarillo	20G (0.9 mm)	0.53 mm	38 mm	20	200
SN*2070	Aguja espinal	 Amarillo	20G (0.9 mm)	0.53 mm	70 mm	20	200
SN*2090	Aguja espinal	 Amarillo	20G (0.9 mm)	0.53 mm	90 mm	20	200
SN*2138	Aguja espinal	 Verde	21G (0.8 mm)	0.46 mm	38 mm	20	200
SN*2170	Aguja espinal	 Verde	21G (0.8 mm)	0.46 mm	70 mm	20	200
SN*2190	Aguja espinal	 Verde	21G (0.8 mm)	0.46 mm	90 mm	20	200
SN*2238	Aguja espinal	 Negro	22G (0.7 mm)	0.37 mm	38 mm	20	200
SN*2270	Aguja espinal	 Negro	22G (0.7 mm)	0.37 mm	70 mm	20	200
SN*2290	Aguja espinal	 Negro	22G (0.7 mm)	0.37 mm	90 mm	20	200
SN*2370	Aguja espinal	 Azul claro	23G (0.6 mm)	0.30 mm	70 mm	20	200
SN*2390	Aguja espinal	 Azul claro	23G (0.6 mm)	0.30 mm	90 mm	20	200
SN*2590	Aguja espinal	 Azul oscuro	23G (0.5 mm)	0.21 mm	90 mm	20	200

Componentes

Materiales

Cánula

Acero inoxidable

Cono cánula

Polipropileno

Estilete (aguja)

Acero inoxidable

Estilete (puño)

Polipropileno

Protector

Polipropileno

Esterilizado por óxido de etileno

Caducidad: 5 años



Jeringas Hipodérmicas

Jeringas de dos cuerpos Terumo®



Código producto	Descripción	Tamaño	Unidades caja	Cartón de envío
SS+T02S1	Jeringa hipodérmica cono concéntrico	2.5ml	100	2800
SS+T05ES1	Jeringa hipodérmica cono excéntrico	5ml	100	1900
SS+T10ES1	Jeringa hipodérmica cono excéntrico	10ml	100	1200
SS+T20ES1	Jeringa hipodérmica cono excéntrico	20ml	50	700

Componentes	Materiales
Cuerpo jeringa	Polipropileno mezclado
Émbolo	Polietileno + tinte azul

Esterilizado por óxido de etileno
Caducidad: 5 años



Jeringas Hipodérmicas

Jeringas de tres cuerpos Terumo®



Código producto	Descripción	Tamaño	Unidades caja	Cartón de envío
BS-01T	Jeringa hipodérmica cono luer concéntrico	1ml	100	1800
SS-02S	Jeringa hipodérmica cono luer concéntrico	2ml	100	1200
SS*02LE1 =	Jeringa hipodérmica cono luer lock concéntrico	2.5ml	100	2400
SS+03L1 =	Jeringa hipodérmica cono luer lock concéntrico	3ml	100	2400
SS-05S	Jeringa hipodérmica cono luer concéntrico	5ml	100	1000
SS*05LE1 =	Jeringa hipodérmica cono luer lock concéntrico	5ml (marcado hasta 6ml)	100	1600
SS-10ES	Jeringa hipodérmica cono luer excéntrico	10ml	100	500
SS*10LE1 =	Jeringa hipodérmica cono luer lock concéntrico	10ml (marcado hasta 12ml)	100	800
SS+20ES1 =	Jeringa hipodérmica cono luer excéntrico	20ml (marcado hasta 25ml)	50	600
SS+20L1 =	Jeringa hipodérmica cono luer lock concéntrico	20ml	50	600
SS*30ESE1 =	Jeringa hipodérmica cono luer excéntrico	30ml (marcado hasta 35ml)	50	400
SS*30LE1 =	Jeringa hipodérmica cono luer lock concéntrico	30ml (marcado hasta 35ml)	50	400
BS-50ES	Jeringa hipodérmica cono luer excéntrico	50ml (marcado hasta 60ml)	25	100
BS-50C	Jeringa hipodérmica cono catéter	50ml (marcado hasta 60ml)	25	100
BS-50LG	Jeringa hipodérmica cono luer lock concéntrico	50ml (marcado hasta 60ml)	25	100
BS-50LB	Jeringa hipodérmica opaca cono luer lock concéntrico	50ml (marcado hasta 60ml)	25	100

Componentes

Materiales

Cuerpo jeringa

Polipropileno

Émbolo

Polipropileno

Junta

Elastómero termoplástico

Lubricante

Aceite de silicona

Esterilizado por óxido de etileno

= Esterilizada por haz de electrones

Caducidad: 5 años



Jeringas con Aguja

Jeringas con aguja Terumo®



Código producto	Descripción	Tamaño jeringa	Tamaño aguja		Unidades caja	Cartón de envío
			Diámetro	Longitud		
BS-01T2516	Jeringa hipodérmica con aguja	1ml	25G (0.5 mm)	5/8" (16 mm)	100	1800
BS-01T2613	Jeringa hipodérmica con aguja	1ml	26G (0.45 mm)	1/2" (12 mm)	100	1800
SS-02S2116	Jeringa hipodérmica con aguja	2ml	21G (0.8 mm)	5/8" (16 mm)	100	600
SS-02S2125	Jeringa hipodérmica con aguja	2ml	21G (0.8 mm)	1" (25 mm)	100	600
SS-02S2138	Jeringa hipodérmica con aguja	2ml	21G (0.8 mm)	1 1/2" (40 mm)	100	600
SS-02S2238	Jeringa hipodérmica con aguja	2ml	22G (0.7 mm)	1 1/2" (40 mm)	100	600
SS-02S2325	Jeringa hipodérmica con aguja	2ml	23G (0.6 mm)	1" (25 mm)	100	600
SS-02S2332	Jeringa hipodérmica con aguja	2ml	23G (0.6 mm)	1 1/4" (30 mm)	100	600
SS-02S2516	Jeringa hipodérmica con aguja	2ml	25G (0.5 mm)	5/8" (16 mm)	100	600
SS-05S2138	Jeringa hipodérmica con aguja	5ml	21G (0.8 mm)	1 1/2" (40 mm)	100	800
SS-05S2238	Jeringa hipodérmica con aguja	5ml	22G (0.7 mm)	1 1/2" (40 mm)	100	800
SS-05S2332	Jeringa hipodérmica con aguja	5ml	23G (0.6 mm)	1 1/4" (30 mm)	100	800
SS-10S2038	Jeringa hipodérmica con aguja	10ml	20G (0.9 mm)	1 1/2" (40 mm)	100	600
BS-10S2138	Jeringa hipodérmica con aguja	10ml	21G (0.8 mm)	1 1/2" (40 mm)	100	600
SS-10S2238	Jeringa hipodérmica con aguja	10ml	22G (0.7 mm)	1 1/2" (40 mm)	100	600

Cuerpo jeringa

Émbolo

Junta

Lubricante

Materiales

Polipropileno

Elastómero termoplástico

Aceite de silicona

Componentes aguja

Cono

Cánula

Adhesivo

Lubricante

Materiales

Polipropileno + master batch

Acero inoxidable

Pegamento epóxico

Silicona

Esterilizado por óxido de etileno

Caducidad: 5 años



Jeringas de Insulina

Jeringas de insulina Terumo®



Código producto	Descripción	Código color	ml/Unidades insulina	Tamaño Gauge
BS-01H2516	Jeringa de insulina cono luer	Naranja	1ml/100U	25G (0.5 mm)
BS-01H2613	Jeringa de insulina cono luer	Naranja	1ml/100U	26G (0.45 mm)
BS=30M2913 =	Jeringa de insulina - Myjector	Naranja	0.3ml/100U	29G (0.33 mm)
BS=05M2713 =	Jeringa de insulina - Myjector	Naranja	0.5ml/100U	27G (0.4 mm)
BS=05M2913 =	Jeringa de insulina - Myjector	Naranja	0.5ml/100U	29G (0.33 mm)
BS-N1H2713	Jeringa de insulina - Myjector	Naranja	1ml/100U	27G (0.4 mm)
BS-N1H2913	Jeringa de insulina - Myjector	Naranja	1ml/100U	29G (0.33 mm)
BS-01H	Jeringa de insulina	Naranja	1ml/100U	n/a
BS-01N	Jeringa de insulina	Rojo	1ml/40U	n/a
BS-01N2516	Jeringa de insulina cono luer	Rojo	1ml/40U	25G (0.5 mm)
BS-01N2613	Jeringa de insulina cono luer	Rojo	1ml/40U	26G (0.45 mm)
BS-N1N2713	Jeringa de insulina - Myjector	Rojo	1ml/40U	27G (0.4 mm)
BS-N1N2913	Jeringa de insulina - Myjector	Rojo	1ml/40U	29G (0.33 mm)

Código producto	Longitud aguja	Volumen espacio muerto	Unid. caja	Cartón envío
BS-01H2516	⁵ / ₈ " (16 mm)	0.10ml	100	1800
BS-01H2613	¹ / ₂ " (12 mm)	0.10ml	100	1800
BS=30M2913 =	¹ / ₂ " (12 mm)	0.01ml	100	500
BS=05M2713 =	¹ / ₂ " (12 mm)	0.01ml	100	500
BS=05M2913 =	¹ / ₂ " (12 mm)	0.01ml	100	500
BS-N1H2713	¹ / ₂ " (12 mm)	0.01ml	100	1800
BS-N1H2913	¹ / ₂ " (12 mm)	0.01ml	100	1800
BS-01H	n/a	0.07ml	100	1800
BS-01N	n/a	0.07ml	100	1800
BS-01N2516	⁵ / ₈ " (16 mm)	0.10ml	100	1800
BS-01N2613	¹ / ₂ " (12 mm)	0.10ml	100	1800
BS-N1N2713	¹ / ₂ " (12 mm)	0.01ml	100	1800
BS-N1N2913	¹ / ₂ " (12 mm)	0.01ml	100	1800

Componentes	Materiales
Cuerpo jeringa	Polipropileno
Junta	Elastómero termoplástico
Émbolo	Polipropileno
Protector	Polietileno + master batch
Cánula	Acero inoxidable
Lubricante	Aceite de silicona
Adhesivo	Pegamento UV para artículos Myjector Pegamento epóxico para los demás artículos

Esterilizado por óxido de etileno

=Esterilizado por radiación Gamma

Caducidad: 5 años



Jeringas Orales/Enterales

Jeringas orales/enterales Terumo®



Código producto	Descripción	Tamaño	Unidades caja	Cartón de envío
SS+03CA501	Jeringa medicación oral, cono no luer	3ml	100	1800
SS+05CA501	Jeringa medicación oral, cono no luer	5ml	100	1200
SS+10CA501	Jeringa medicación oral, cono no luer	10ml	100	800
SS+20CA501	Jeringa medicación oral, cono no luer	20ml	50	400
SS+30EO	Jeringa alimentación enteral luer lock	30ml	35	560
BS-50CO	Jeringa medicación oral, cono no luer	50ml	25	100
SS+50EO	Jeringa alimentación enteral luer lock	50ml	25	300

Componentes	Materiales
Cuerpo jeringa	Polipropileno
Émbolo	Polipropileno + master batch
Junta	Elastómero termoplástico
Lubricante	Aceite de silicona

Esterilizado por óxido de etileno
Caducidad: 5 años



Infusión

Catéter periférico intravenoso recto Surflash™

Catéter periférico intravenoso recto Surflo®

Catéter periférico intravenoso con alas Surflo®

Catéter periférico intravenoso con puerto de inyección Surflo®

Set de infusión con alas Surflo®

Catéter periférico intravenoso recto Versatus™

Catéter periférico intravenoso con alas Versatus™

Catéter periférico intravenoso con puerto Versatus™

Kit catéter venoso central - Un Lumen

Kit catéter venoso central - Dos Lumen

Kit catéter venoso central - Tres Lumen

Kit catéter venoso central - Cuatro Lumen

Kit catéter venoso central - Cinco Lumen

Catéter Intravenoso

Catéter periférico intravenoso recto Surflash™



Infusión Catéter Periférico Intravenoso Surflash™

Código producto	Descripción	Código color	Unidades Caja	Cartón de envío
SR*FF2419	Catéter periférico intravenoso poliuretano Surflash™	 Amarillo	50	2000
SR*FF2225	Catéter periférico intravenoso poliuretano Surflash™	 Azul	50	2000
SR*FF2032	Catéter periférico intravenoso poliuretano Surflash™	 Rosa	50	2000
SR*FF2051	Catéter periférico intravenoso poliuretano Surflash™	 Rosa	50	2000
SR*FF1832	Catéter periférico intravenoso poliuretano Surflash™	 Verde	50	2000
SR*FF1851	Catéter periférico intravenoso poliuretano Surflash™	 Verde	50	2000
SR*FF1651	Catéter periférico intravenoso poliuretano Surflash™	 Gris	50	2000
SR*FF1464	Catéter periférico intravenoso poliuretano Surflash™	 Naranja	50	2000

Código producto	Catéter externo		Catéter interno	Longitud catéter mm	Flujo ml/min
	Gauge	Diámetro mm	Diámetro mm		
SR*FF2419	24	0.67	0.47	19	15
SR*FF2225	22	0.85	0.60	25	38
SR*FF2032	20	1.10	0.80	32	67
SR*FF2051	20	1.10	0.80	51	59
SR*FF1832	18	1.30	0.95	32	99
SR*FF1851	18	1.30	0.95	51	88
SR*FF1651	16	1.70	1.30	51	184
SR*FF1464	14	2.17	1.73	64	282

Componentes	Materiales
Catéter	Poliuretano + BaSO ₄
Cono catéter	Polipropileno
Cuña metálica	Acero inoxidable
Cánula interna de la aguja	Acero inoxidable recubierto de silicona
Cono aguja	Polycarbonato
Tapa Luer	Polipropileno
Filtro de aire	Filtrado de la membrana de polipropileno hidrófobo
Caja con tapa de color	Polipropileno

Esterilizado por óxido de etileno
Caducidad: 5 años



Catéter Periférico Intravenoso Recto

Catéter periférico intravenoso recto Surflo®



Código producto	Descripción	Código color	Unidades Caja	Cartón de envío
SR-OX2419CF	Catéter periférico intravenoso recto	 Amarillo	50	500
SR-OX2225CF	Catéter periférico intravenoso recto	 Azul	50	500
SR-OX2032CF	Catéter periférico intravenoso recto	 Rosa	50	500
SR-OX2051CF	Catéter periférico intravenoso recto	 Rosa	50	500
SR-OX1832CF	Catéter periférico intravenoso recto	 Verde	50	500
SR-OX1851CF	Catéter periférico intravenoso recto	 Verde	50	500
SR-OX1864CF	Catéter periférico intravenoso recto	 Verde	50	500
SR-OX1651CF	Catéter periférico intravenoso recto	 Gris	50	500
SR-OX1664CF	Catéter periférico intravenoso recto	 Gris	50	500
SR-OX1464CF	Catéter periférico intravenoso recto	 Naranja	50	500

Código producto	Catéter externo Diámetro		Catéter interno Diámetro	Longitud catéter mm	Flujo ml/min
	Gauge	mm			
SR-OX2419CF	24	0.68	0.48	19	18
SR-OX2225CF	22	0.86	0.60	25	37
SR-OX2032CF	20	1.10	0.80	32	64
SR-OX2051CF	20	1.10	0.80	51	53
SR-OX1832CF	18	1.31	0.98	32	105
SR-OX1851CF	18	1.31	0.98	51	95
SR-OX1864CF	16	1.31	0.98	64	92
SR-OX1651CF	16	1.71	1.34	51	208
SR-OX1664CF	16	1.71	1.34	64	195
SR-OX1464CF	14	2.15	1.75	64	325

Componentes	Materiales
Tubo catéter	ETFE, fluoropolímero de etileno + BaSO ₄
Cono catéter	Polipropileno
Cuña metálica	Acero inoxidable
Cánula interna de la aguja	Acero inoxidable recubierto de silicona
Cono aguja	Policarbonato
Tapa Luer	Polipropileno
Filtro de aire	Filtrado de la membrana de polipropileno hidrófobo

Esterilizado por óxido de etileno
Caducidad: 5 años



Catéter Periférico Intravenoso con Alas

Catéter periférico intravenoso con alas Surflo®



Infusión

Catéter Periférico Intravenoso con Alas

Código producto	Descripción	Código color	Unidades Caja	Cartón de envío
SR+DM2619WX	Catéter periférico intravenoso con alas	 Morado	50	500
SR+DM2419WX	Catéter periférico intravenoso con alas	 Amarillo	50	500
SR+DM2225WX	Catéter periférico intravenoso con alas	 Azul	50	500
SR+DM2032WX	Catéter periférico intravenoso con alas	 Rosa	50	500
SR+DM1832WX	Catéter periférico intravenoso con alas	 Verde	50	500
SR+DM1845WX	Catéter periférico intravenoso con alas	 Verde	50	500
SR+DM1745WX	Catéter periférico intravenoso con alas	 Blanco	50	500
SR+DM1645WX	Catéter periférico intravenoso con alas	 Gris	50	500
SR+DM1445WX	Catéter periférico intravenoso con alas	 Naranja	50	500

Código producto	Catéter externo		Catéter interno Diámetro mm	Longitud catéter mm	Flujo ml/min
	Gauge	mm			
SR+DM2619WX	26	0.64	0.45	19	19
SR+DM2419WX	24	0.74	0.55	19	29
SR+DM2225WX	22	0.90	0.65	25	42
SR+DM2032WX	20	1.00	0.75	32	59
SR+DM1832WX	18	1.30	0.95	32	103
SR+DM1845WX	18	1.30	0.95	45	96
SR+DM1745WX	17	1.50	1.15	45	155
SR+DM1645WX	16	1.75	1.35	45	225
SR+DM1445WX	14	2.00	1.55	45	290


Componentes	Materiales
Catéter	Perfluoroetileno copolímero de propileno + BaSO ₄
Cono del ala	Polipropileno
Cuña metálica	Polioximetileno
Cánula interna de la aguja	Acero inoxidable
Cono aguja	Estireno butadieno copolímero
Tapa Luer Lock	Polipropileno
Filtro extraíble	Polietileno Estireno butadieno copolímero
Protector	Polietileno

Esterilizado por óxido de etileno
Caducidad: 5 años



Catéter Periférico Intravenoso con Puerto

Catéter periférico intravenoso con puerto Surflo®



Infusión Catéter Periférico Intravenoso con Puerto

Código producto	Descripción	Código color	Unidades Caja	Cartón de envío
SR+DM2619PX	Catéter periférico intravenoso con puerto de inyección	 Morado	50	500
SR+DM2419PX	Catéter periférico intravenoso con puerto de inyección	 Amarillo	50	500
SR+DM2225PX	Catéter periférico intravenoso con puerto de inyección	 Azul	50	500
SR+DM2032PX	Catéter periférico intravenoso con puerto de inyección	 Rosa	50	500
SR+DM1832PX	Catéter periférico intravenoso con puerto de inyección	 Verde	50	500
SR+DM1845PX	Catéter periférico intravenoso con puerto de inyección	 Verde	50	500
SR+DM1745PX	Catéter periférico intravenoso con puerto de inyección	 Blanco	50	500
SR+DM1645PX	Catéter periférico intravenoso con puerto de inyección	 Gris	50	500
SR+DM1645PX	Catéter periférico intravenoso con puerto de inyección	 Naranja	50	500

Código producto	Catéter externo Diámetro		Catéter interno Diámetro mm	Longitud catéter mm	Flujo ml/min
	Gauge	mm			
SR+DM2619PX	26	0.64	0.45	19	19
SR+DM2419PX	24	0.74	0.55	19	29
SR+DM2225PX	22	0.90	0.65	25	42
SR+DM2032PX	20	1.00	0.75	32	59
SR+DM1832PX	18	1.30	0.95	32	103
SR+DM1845PX	18	1.30	0.95	45	96
SR+DM1745PX	17	1.50	1.15	45	155
SR+DM1645PX	16	1.75	1.35	45	225
SR+DM1445PX	14	2.00	1.55	45	290


Componentes	Materiales
Catéter	Perfluoroetileno copolímero de propileno + BaSO ₄
Cono catéter	Polipropileno
Cuña metálica	Poloximetileno
Válvula puerto de inyección	Silicona de caucho (libre de látex)
Cánula interna de la aguja	Acero inoxidable
Cono aguja	Estireno butadieno copolímero
Tapa Luer Lock	Polipropileno
Filtro extraíble	Polietileno
Accesorio de ventilación	Estireno butadieno copolímero
Protector	Polietileno

Esterilizado por óxido de etileno
Caducidad: 5 años



Set de Infusión con Alas

Set de infusión con alas Surflo®



Código producto	Descripción	Código color	Unidades Caja	Cartón de envío
SV-18BL	Set de infusión con alas	 Rosa	50	500
SV-19BL	Set de infusión con alas	 Marfil	50	500
SV-21BL	Set de infusión con alas	 Verde	50	500
SV-22BL	Set de infusión con alas	 Negro	50	500
SV-23BL	Set de infusión con alas	 Azul	50	500
SV-25BL	Set de infusión con alas	 Naranja	50	500
SV*27EL	Set de infusión con alas	 Gris	100	1000
SV*19BI	Set infusión con alas con conexión intermitente	 Marfil	50	500
SV*21BI	Set infusión con alas con conexión intermitente	 Verde	50	500
SV*23BI	Set infusión con alas con conexión intermitente	 Azul	50	500

Código producto	Catéter externo		Longitud cánula mm	Espacio muerto Volumen ml	Longitud tubo mm
	Gauge	Diámetro mm			
SV-18BL	18	1.2	19	0.44	300
SV-19BL	19	1.1	19	0.43	300
SV-21BL	21	0.8	19	0.42	300
SV-22BL	22	0.7	19	0.42	300
SV-23BL	23	0.6	19	0.41	300
SV-25BL	25	0.5	19	0.41	300
SV*27EL	27	0.4	13	0.27	200
SV*19BI	19	1.1	19	0.43	90
SV*21BI	21	0.8	19	0.42	90
SV*23BI	23	0.6	19	0.41	90

Componentes	Materiales
Protector	Polietileno
Cánula	Acero inoxidable
Cono alas	Cloruro de polivinilo + master batch
Tubo	Cloruro de polivinilo
Adaptador (EL/BI - artículos)	PMMA
Adaptador (BL - artículos)	Polipropileno
Tapa adaptador (EL - artículos)	Polipropileno/Polietileno
Tapa adaptador (BL - artículos)	Polietileno + master batch
Tapa de goma (BI - artículos)	Isopreno sintético

Esterilizado por óxido de etileno
Caducidad: 5 años



Catéter Periférico Intravenoso Recto

Catéter periférico intravenoso recto Versatus™



Código producto	Descripción	Código color	Unidades Caja	Cartón de envío
SR*OF2419	Catéter periférico intravenoso poliuretano recto	 Amarillo	50	200
SR*OF2225	Catéter periférico intravenoso poliuretano recto	 Azul	50	200
SR*OF2032	Catéter periférico intravenoso poliuretano recto	 Rosa	50	200
SR*OF2051	Catéter periférico intravenoso poliuretano recto	 Rosa	50	200
SR*OF1832	Catéter periférico intravenoso poliuretano recto	 Verde	50	200
SR*OF1851	Catéter periférico intravenoso poliuretano recto	 Verde	50	200
SR*OF1651	Catéter periférico intravenoso poliuretano recto	 Gris	50	200
SR*OF1464	Catéter periférico intravenoso poliuretano recto	 Naranja	50	200

Código producto	Catéter externo		Catéter interno	Longitud catéter mm
	Gauge	Diámetro mm	Diámetro mm	
SR*OF2419	24	0.67	0.47	19
SR*OF2225	22	0.85	0.60	25
SR*OF2032	20	1.10	0.80	32
SR*OF2051	20	1.10	0.80	51
SR*OF1832	18	1.30	0.95	32
SR*OF1851	18	1.30	0.95	51
SR*OF1651	16	1.70	1.30	51
SR*OF1464	14	2.17	1.73	64

Componentes	Materiales
Catéter	Poliuretano + BaSO ₄
Cono catéter	Polipropileno
Cuña metálica	Acero inoxidable
Cánula de la aguja interna	Acero inoxidable
Cono aguja	Polycarbonato
Filtro de aire	Poliéster - clorados PVC
Tapa filtro	Poliestireno
Tapa Protector	Polipropileno
Protector	Polipropileno

Esterilizado por óxido de etileno
Caducidad: 5 años



Catéter Periférico Intravenoso con Alas

Catéter periférico intravenoso con alas Versatus™



Catéter Periférico Intravenoso con Alas

Infusión

Código producto	Descripción	Código color	Unidades Caja	Cartón de envío
SR+DU2619WX	Catéter periférico intravenoso poliuretano con alas	 Violeta	50	500
SR+DU2419WX	Catéter periférico intravenoso poliuretano con alas	 Amarillo	50	500
SR+DU2225WX	Catéter periférico intravenoso poliuretano con alas	 Azul	50	500
SR+DU2032WX	Catéter periférico intravenoso poliuretano con alas	 Rosa	50	500
SR+DU1832WX	Catéter periférico intravenoso poliuretano con alas	 Verde	50	500
SR+DU1845WX	Catéter periférico intravenoso poliuretano con alas	 Verde	50	500
SR+DU1745WX	Catéter periférico intravenoso poliuretano con alas	 Blanco	50	500
SR+DU1645WX	Catéter periférico intravenoso poliuretano con alas	 Gris	50	500
SR+DU1445WX	Catéter periférico intravenoso poliuretano con alas	 Naranja	50	500

Código producto	Catéter externo Diámetro		Catéter interno Diámetro mm	Longitud catéter mm	Flujo ml/min
	Gauge	mm			
SR+DU2619WX	26	0.64	0.45	19	19
SR+DU2419WX	24	0.74	0.55	19	29
SR+DU2225WX	22	0.90	0.65	25	42
SR+DU2032WX	20	1.00	0.75	32	59
SR+DU1832WX	18	1.30	0.95	32	103
SR+DU1845WX	18	1.30	0.95	45	96
SR+DU1745WX	17	1.50	1.15	45	155
SR+DU1645WX	16	1.75	1.35	45	225
SR+DU1445WX	14	2.00	1.55	45	290

Componentes	Materiales
Catéter	Poliuretano + BaSO ₄
Cono ala catéter	Polipropileno + master batch
Cuña metálica	Polioximetileno copolímero
Cánula interna de la aguja	Acero inoxidable
Tapa aguja	Poliestireno butadieno copolímero
Tapa Luer Lock	Polipropileno
Filtro extraíble	Polietileno
Filtro de ventilación	Estireno butadieno copolímero
Protector	Polietileno
Pack individual	Parcialmente recubiertos por papel de grado médico Película de termoformado: laminado de polietileno/ aglomerado polipropileno

Esterilizado por óxido de etileno
Caducidad: 5 años



Catéter Periférico Intravenoso con Puerto

Catéter periférico intravenoso con puerto Versatus™



Catéter Periférico Intravenoso con Puerto Infusión

Código producto	Descripción	Código Color	Box Size	Carton Size
SR+DU2619PX	Catéter periférico intravenoso poliuretano con puerto de inyección	 Violeta	50	500
SR+DU2419PX	Catéter periférico intravenoso poliuretano con puerto de inyección	 Amarillo	50	500
SR+DU2225PX	Catéter periférico intravenoso poliuretano con puerto de inyección	 Azul	50	500
SR+DU2032PX	Catéter periférico intravenoso poliuretano con puerto de inyección	 Rosa	50	500
SR+DU1832PX	Catéter periférico intravenoso poliuretano con puerto de inyección	 Verde	50	500
SR+DU1845PX	Catéter periférico intravenoso poliuretano con puerto de inyección	 Verde	50	500
SR+DU1745PX	Catéter periférico intravenoso poliuretano con puerto de inyección	 Blanco	50	500
SR+DU1645PX	Catéter periférico intravenoso poliuretano con puerto de inyección	 Gris	50	500
SR+DU1445PX	Catéter periférico intravenoso poliuretano con puerto de inyección	 Naranja	50	500

Código producto	Catéter externo		Catéter interno	Longitud catéter mm	Flujo ml/min
	Gauge	Diámetro mm			
SR+DU2619PX	26	0.64	0.45	19	19
SR+DU2419PX	24	0.74	0.55	19	29
SR+DU2225PX	22	0.90	0.65	25	42
SR+DU2032PX	20	1.00	0.75	32	59
SR+DU1832PX	18	1.30	0.95	32	103
SR+DU1845PX	18	1.30	0.95	45	96
SR+DU1745PX	17	1.50	1.15	45	155
SR+DU1645PX	16	1.75	1.35	45	225
SR+DU1445PX	14	2.00	1.55	45	290

Componentes	Materiales
Catéter	Poliuretano + BaSO ₄
Cono catéter	Polipropileno
Cuña metálica	Polioximetileno copolímero
Válvula puerto de inyección	Silicona de caucho (libre de látex)
Cánula interna de la aguja	Acero inoxidable
Cono aguja	Poliestireno butadieno copolímero
Tapa Luer Lock	Polipropileno
Filtro extraíble	Polietileno
Filtro de ventilación	Estireno butadieno copolímero
Protector	Polietileno
Cierre puerto	Polipropileno + master batch
Pack individual	Parcialmente recubiertos por papel de grado médico Película de termoformado: laminado de polietileno/ aglomerado polipropileno

Esterilizado por óxido de etileno
Caducidad: 5 años



Kit Catéter Venoso Central

Un Lumen



Código producto	Descripción	Tamaño catéter	Longitud	Unidades Caja	Cartón de envío
CV+SL0515K	Kit catéter venoso central - un lumen	5Fr	15 cm	10	120
CV+SL0517K	Kit catéter venoso central - un lumen	5Fr	17 cm	10	120
CV+SL0520K	Kit catéter venoso central - un lumen	5Fr	20 cm	10	120
CV+SL0615K	Kit catéter venoso central - un lumen	6Fr	15 cm	10	120
CV+SL0617K	Kit catéter venoso central - un lumen	6Fr	17 cm	10	120
CV+SL0620K	Kit catéter venoso central - un lumen	6Fr	20 cm	10	120
CV+SL0715K	Kit catéter venoso central - un lumen	7Fr	15 cm	10	120
CV+SL0717K	Kit catéter venoso central - un lumen	7Fr	17 cm	10	120
CV+SL0720K	Kit catéter venoso central - un lumen	7Fr	20 cm	10	120
CV+SL0730K	Kit catéter venoso central - un lumen	7Fr	30 cm	10	120
CV+SL0815K	Kit catéter venoso central - un lumen	8Fr	15 cm	10	120
CV+SL0817K	Kit catéter venoso central - un lumen	8Fr	17cm	10	120
CV+SL0820K	Kit catéter venoso central - un lumen	8Fr	20 cm	10	120

CV+SL0515KN	Kit catéter venoso central - un lumen	5Fr	15 cm	10	120
CV+SL0517KN	Kit catéter venoso central - un lumen	5Fr	17 cm	10	120
CV+SL0520KN	Kit catéter venoso central - un lumen	5Fr	20 cm	10	120
CV+SL0615KN	Kit catéter venoso central - un lumen	6Fr	15 cm	10	120
CV+SL0617KN	Kit catéter venoso central - un lumen	6Fr	17 cm	10	120
CV+SL0620KN	Kit catéter venoso central - un lumen	6Fr	20 cm	10	120
CV+SL0715KN	Kit catéter venoso central - un lumen	7Fr	15 cm	10	120
CV+SL0717KN	Kit catéter venoso central - un lumen	7Fr	17 cm	10	120
CV+SL0720KN	Kit catéter venoso central - un lumen	7Fr	20 cm	10	120
CV+SL0730KN	Kit catéter venoso central - un lumen	7Fr	30 cm	10	120
CV+SL0815KN	Kit catéter venoso central - un lumen	8Fr	15 cm	10	120
CV+SL0817KN	Kit catéter venoso central - un lumen	8Fr	17 cm	10	120
CV+SL0820KN	Kit catéter venoso central - un lumen	8Fr	20 cm	10	120

Código producto	Lumen distal
G	
CV+SL0515K	16
CV+SL0517K	16
CV+SL0520K	16
CV+SL0615K	15
CV+SL0617K	15
CV+SL0620K	15
CV+SL0715K	14
CV+SL0717K	14
CV+SL0720K	14
CV+SL0730K	14
CV+SL0815K	12
CV+SL0817K	12
CV+SL0820K	12
mm	
CV+SL0515KN	16
CV+SL0517KN	16
CV+SL0520KN	16
CV+SL0615KN	15
CV+SL0617KN	15
CV+SL0620KN	15
CV+SL0715KN	14
CV+SL0717KN	14
CV+SL0720KN	14
CV+SL0730KN	14
CV+SL0815KN	12
CV+SL0817KN	12
CV+SL0820KN	12

Infusión

Kit Catéter Venoso Central un Lumen

Componentes	Materiales	Componentes	Materiales
Catéter			
Tubo	Poliuretano radiopaco	Abrazaderas	ABS
Conector/anillo del collar	Poliuretano	Cono luer hembra	PVC Rígido
Línea de extensión	Poliuretano	Tapa	Polipropileno
Introduктор			
Cánula	Acero inoxidable	Protección del tubo	LDPE
Cono	Policarbonato		
Guía de la jeringa			
Cuerpo de la jeringa	Polipropileno	Sello	Silicona de caucho
Émbolo	Poliestireno	Válvula de seguridad	Silicona
Cabeza del émbolo	ABS	Tubo	Policarbonato
Guía			
Guía	Acero inoxidable	Tapa del introduктор	PVC
Guía (con Nitinol)	Base de nitinol PTFE en espiral	Clips dispensador	HDPE
Dispensador	HDPE	Dispensador de la tapa	HDPE
Introduктор	ABS		
Dilatador			
Tubo	Polipropileno	Cono del dilatador	Polipropileno
Escalpelo			
Cuchilla	Acero inoxidable	Portatubos	HIPS
Tapa de protección	LDPE		
Fijador con alas movable			
Alas	PVC	Fijador	ABS

Esterilizado por óxido de etileno
Caducidad: 3 años



Kit Catéter Venoso Central

Dos Lumen



Código producto	Descripción	Tamaño catéter	Longitud	Unidades Caja	Cartón de envío
CV+DL0515K	Kit catéter venoso central - dos lumen	5Fr	15 cm	10	120
CV+DL0517K	Kit catéter venoso central - dos lumen	5Fr	17 cm	10	120
CV+DL0520K	Kit catéter venoso central - dos lumen	5Fr	20 cm	10	120
CV+DL0615K	Kit catéter venoso central - dos lumen	6Fr	15 cm	10	120
CV+DL0617K	Kit catéter venoso central - dos lumen	6Fr	17 cm	10	120
CV+DL0620K	Kit catéter venoso central - dos lumen	6Fr	20 cm	10	120
CV+DL0715K	Kit catéter venoso central - dos lumen	7Fr	15 cm	10	120
CV+DL0717K	Kit catéter venoso central - dos lumen	7Fr	17 cm	10	120
CV+DL0720K	Kit catéter venoso central - dos lumen	7Fr	20 cm	10	120
CV+DL0730K	Kit catéter venoso central - dos lumen	7Fr	30 cm	10	120
CV+DL0815K	Kit catéter venoso central - dos lumen	8Fr	15 cm	10	120
CV+DL0817K	Kit catéter venoso central - dos lumen	8Fr	17 cm	10	120
CV+DL0820K	Kit catéter venoso central - dos lumen	8Fr	20 cm	10	120
CV+DL0830K	Kit catéter venoso central - dos lumen	8Fr	30 cm	10	120

CV+DL0515KN	Kit catéter venoso central - dos lumen	5Fr	15 cm	10	120
CV+DL0517KN	Kit catéter venoso central - dos lumen	5Fr	17 cm	10	120
CV+DL0520KN	Kit catéter venoso central - dos lumen	5Fr	20 cm	10	120
CV+DL0615KN	Kit catéter venoso central - dos lumen	6Fr	15 cm	10	120
CV+DL0617KN	Kit catéter venoso central - dos lumen	6Fr	17 cm	10	120
CV+DL0620KN	Kit catéter venoso central - dos lumen	6Fr	20 cm	10	120
CV+DL0715KN	Kit catéter venoso central - dos lumen	7Fr	15 cm	10	120
CV+DL0717KN	Kit catéter venoso central - dos lumen	7Fr	17 cm	10	120
CV+DL0720KN	Kit catéter venoso central - dos lumen	7Fr	20 cm	10	120
CV+DL0730KN	Kit catéter venoso central - dos lumen	7Fr	30 cm	10	120
CV+DL0815KN	Kit catéter venoso central - dos lumen	8Fr	15 cm	10	120
CV+DL0817KN	Kit catéter venoso central - dos lumen	8Fr	17 cm	10	120
CV+DL0820KN	Kit catéter venoso central - dos lumen	8Fr	20 cm	10	120
CV+DL0830KN	Kit catéter venoso central - dos lumen	8Fr	30 cm	10	120

Código producto	Lumen distal	Lumen proximal
	G	G
CV+DL0515K	18	20
CV+DL0517K	18	20
CV+DL0520K	18	20
CV+DL0615K	18	18
CV+DL0617K	18	18
CV+DL0620K	18	18
CV+DL0715K	16	16
CV+DL0717K	16	16
CV+DL0720K	16	16
CV+DL0730K	16	16
CV+DL0815K	14	14
CV+DL0817K	14	14
CV+DL0820K	14	14
CV+DL0830K	14	14
CV+DL0515KN	18	20
CV+DL0517KN	18	20
CV+DL0520KN	18	20
CV+DL0615KN	18	18
CV+DL0617KN	18	18
CV+DL0620KN	18	18
CV+DL0715KN	16	16
CV+DL0717KN	16	16
CV+DL0720KN	16	16
CV+DL0730KN	16	16
CV+DL0815KN	14	14
CV+DL0817KN	14	14
CV+DL0820KN	14	14
CV+DL0830KN	14	14

Infusión

Kit Catéter Venoso Central dos Lumen


Componentes	Materiales	Componentes	Materiales
Catéter			
Tubo	Poliuretano radiopaco	Abrazaderas	ABS
Conector/anillo del collar	Poliuretano	Cono luer hembra	PVC Rígido
Línea de extensión	Poliuretano	Tapa	Polipropileno
Introduccionador			
Cánula	Acero inoxidable	Protección del tubo	LDPE
Cono	Policarbonato		
Guía de la jeringa			
Cuerpo de la jeringa	Polipropileno	Sello	Silicona de caucho
Émbolo	Poliestireno	Válvula de seguridad	Silicona
Cabeza del émbolo	ABS	Tubo	Policarbonato
Guía			
Guía	Acero inoxidable	Tapa del introduccionador	PVC
Guía (con Nitinol)	Base de nitinol PTFE en espiral	Clips dispensador	HDPE
Dispensador	HDPE	Dispensador de la tapa	HDPE
Introduccionador	ABS		
Dilatador			
Tubo	Polipropileno	Cono del dilatador	Polipropileno
Escalpelo			
Cuchilla	Acero inoxidable	Portatubos	HIPS
Tapa de protección	LDPE		
Fijador con alas movible			
Alas	PVC	Fijador	ABS

Esterilizado por óxido de etileno
Caducidad: 3 años



Kit Catéter Venoso Central

Tres Lumen



Código producto	Descripción	Tamaño catéter	Longitud	Unidades Caja	Cartón de envío
CV+TL0615K	Kit catéter venoso central - tres lumen	6Fr	15 cm	10	120
CV+TL0617K	Kit catéter venoso central - tres lumen	6Fr	17 cm	10	120
CV+TL0620K	Kit catéter venoso central - tres lumen	6Fr	20 cm	10	120
CV+TL0715K	Kit catéter venoso central - tres lumen	7Fr	15 cm	10	120
CV+TL0717K	Kit catéter venoso central - tres lumen	7Fr	17 cm	10	120
CV+TL0720K	Kit catéter venoso central - tres lumen	7Fr	20 cm	10	120
CV+TL0730K	Kit catéter venoso central - tres lumen	7Fr	30 cm	10	120
CV+TL0815K	Kit catéter venoso central - tres lumen	8Fr	15 cm	10	120
CV+TL0817K	Kit catéter venoso central - tres lumen	8Fr	17 cm	10	120
CV+TL0820K	Kit catéter venoso central - tres lumen	8Fr	20 cm	10	120
CV+TL0830K	Kit catéter venoso central - tres lumen	8Fr	30 cm	10	120
CV+TL0615KN	Kit catéter venoso central - tres lumen	6Fr	15 cm	10	120
CV+TL0617KN	Kit catéter venoso central - tres lumen	6Fr	17 cm	10	120
CV+TL0620KN	Kit catéter venoso central - tres lumen	6Fr	20 cm	10	120
CV+TL0715KN	Kit catéter venoso central - tres lumen	7Fr	15 cm	10	120
CV+TL0717KN	Kit catéter venoso central - tres lumen	7Fr	17 cm	10	120
CV+TL0720KN	Kit catéter venoso central - tres lumen	7Fr	20 cm	10	120
CV+TL0730KN	Kit catéter venoso central - tres lumen	7Fr	30 cm	10	120
CV+TL0815KN	Kit catéter venoso central - tres lumen	8Fr	15 cm	10	120
CV+TL0817KN	Kit catéter venoso central - tres lumen	8Fr	17 cm	10	120
CV+TL0820KN	Kit catéter venoso central - tres lumen	8Fr	20 cm	10	120
CV+TL0830KN	Kit catéter venoso central - tres lumen	8Fr	30 cm	10	120

Código producto	Lumen distal	Lumen medial	Lumen proximal
	G	G	G
CV+TL0615K	18	20	20
CV+TL0617K	18	20	20
CV+TL0620K	18	20	20
CV+TL0715K	16	18	18
CV+TL0717K	16	18	18
CV+TL0720K	16	18	18
CV+TL0730K	16	18	18
CV+TL0815K	14	16	17
CV+TL0817K	14	16	17
CV+TL0820K	14	16	17
CV+TL0830K	14	16	17
CV+TL0615KN	20	18	20
CV+TL0617KN	20	18	20
CV+TL0620KN	20	18	20
CV+TL0715KN	18	16	18
CV+TL0717KN	18	16	18
CV+TL0720KN	18	16	18
CV+TL0730KN	18	16	18
CV+TL0815KN	16	14	17
CV+TL0817KN	16	14	17
CV+TL0820KN	16	14	17
CV+TL0830KN	16	14	17

Infusión

Kit Catéter Venoso Central tres Lumen

Componentes	Materiales	Componentes	Materiales
Catéter			
Tubo	Poliuretano radiopaco	Abrazaderas	ABS
Conector/anillo del collar	Poliuretano	Cono luer hembra	PVC Rígido
Línea de extensión	Poliuretano	Tapa	Polipropileno
Introduccionador			
Cánula	Acero inoxidable	Protección del tubo	LDPE
Cono	Policarbonato		
Guía de la jeringa			
Cuerpo de la jeringa	Polipropileno	Sello	Silicona de caucho
Émbolo	Poliestireno	Válvula de seguridad	Silicona
Cabeza del émbolo	ABS	Tubo	Policarbonato
Guía			
Guía	Acero inoxidable	Tapa del introduccionador	PVC
Guía (con Nitinol)	Base de nitinol PTFE en espiral	Clips dispensador	HDPE
Dispensador	HDPE	Dispensador de la tapa	HDPE
Introduccionador	ABS		
Dilatador			
Tubo	Polipropileno	Cono del dilatador	Polipropileno
Escalpelo			
Cuchilla	Acero inoxidable	Portatubos	HIPS
Tapa de protección	LDPE		
Fijador con alas movible			
Alas	PVC	Fijador	ABS

Esterilizado por óxido de etileno
Caducidad: 3 años



Kit Catéter Venoso Central

Cuatro Lumen



Infusión

Kit Catéter Venoso Central cuatro Lumen

Código producto	Descripción	Tamaño catéter	Longitud	Unidades Caja	Cartón de envío
CV+4MT0615K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	6Fr	15 cm	5	120
CV+4MT0617K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	6Fr	17 cm	5	120
CV+4MT0620K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	6Fr	20 cm	5	120
CV+4MT0625K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	6Fr	25 cm	5	120
CV+4MT0630K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	6Fr	30 cm	5	120
CV+4MT0715K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	7Fr	15 cm	5	120
CV+4MT0717K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	7Fr	17 cm	5	120
CV+4MT0720K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	7Fr	20 cm	5	120
CV+4MT0725K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	7Fr	25 cm	5	120
CV+4MT0730K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	7Fr	30 cm	5	120
CV+4MT0815K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	8Fr	15 cm	5	120
CV+4MT0817K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	8Fr	17 cm	5	120
CV+4MT0820K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	8Fr	20 cm	5	120
CV+4MT0825K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	8Fr	25 cm	5	120
CV+4MT0830K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	8Fr	30 cm	5	120
CV+4MT0915K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	9Fr	15 cm	5	120
CV+4MT0917K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	9Fr	17 cm	5	120
CV+4MT0920K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	9Fr	20 cm	5	120
CV+4MT0925K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	9Fr	25 cm	5	120
CV+4MT0930K	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	9Fr	30 cm	5	120
CV+4MT0615KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	6Fr	15 cm	5	120
CV+4MT0617KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	6Fr	17 cm	5	120
CV+4MT0620KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	6Fr	20 cm	5	120
CV+4MT0625KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	6Fr	25 cm	5	120
CV+4MT0630KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	6Fr	25 cm	5	120
CV+4MT0715KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	7Fr	15 cm	5	120
CV+4MT0717KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	7Fr	17 cm	5	120
CV+4MT0720KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	7Fr	20 cm	5	120
CV+4MT0725KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	7Fr	25 cm	5	120
CV+4MT0730KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	7Fr	30 cm	5	120
CV+4MT0815KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	8Fr	15 cm	5	120
CV+4MT0817KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	8Fr	17 cm	5	120
CV+4MT0820KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	8Fr	20 cm	5	120
CV+4MT0825KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	8Fr	25 cm	5	120
CV+4MT0830KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	8Fr	30 cm	5	120
CV+4MT0915KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	9Fr	15 cm	5	120
CV+4MT0917KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	9Fr	17 cm	5	120
CV+4MT0920KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	9Fr	20 cm	5	120
CV+4MT0925KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	9Fr	25 cm	5	120
CV+4MT0930KN	Kit catéter venoso central - cuatro lumen	9Fr	30 cm	5	120

Infusión

Kit Catéter Venoso Central cuatro Lumen

Código producto	Lumen distal	Lumen medial 1	Lumen medial 2	Lumen proximal
	G	G	G	G
CV+4MT0615K	16	20	20	20
CV+4MT0617K	16	20	20	20
CV+4MT0620K	16	20	20	20
CV+4MT0625K	16	20	20	20
CV+4MT0630K	16	20	20	20
CV+4MT0715K	16	18	20	20
CV+4MT0717K	16	18	20	20
CV+4MT0720K	16	18	20	20
CV+4MT0725K	16	18	20	20
CV+4MT0730K	16	18	20	20
CV+4MT0815K	14	16	18	18
CV+4MT0817K	14	16	18	18
CV+4MT0820K	14	16	18	18
CV+4MT0825K	14	16	18	18
CV+4MT0830K	14	16	18	18
CV+4MT0915K	12	16	18	18
CV+4MT0917K	12	16	18	18
CV+4MT0920K	12	16	18	18
CV+4MT0925K	12	16	18	18
CV+4MT0930K	12	16	18	18
CV+4MT0615KN	16	20	20	20
CV+4MT0617KN	16	20	20	20
CV+4MT0620KN	16	20	20	20
CV+4MT0625KN	16	20	20	20
CV+4MT0630KN	16	20	20	20
CV+4MT0715KN	16	18	20	20
CV+4MT0717KN	16	18	20	20
CV+4MT0720KN	16	18	20	20
CV+4MT0725KN	16	18	20	20
CV+4MT0730KN	16	18	20	20
CV+4MT0815KN	14	16	18	18
CV+4MT0817KN	14	16	18	18
CV+4MT0820KN	14	16	18	18
CV+4MT0825KN	14	16	18	18
CV+4MT0830KN	14	16	18	18
CV+4MT0915KN	12	16	18	18
CV+4MT0917KN	12	16	18	18
CV+4MT0920KN	12	16	18	18
CV+4MT0925KN	12	16	18	18
CV+4MT0930KN	12	16	18	18

Infusión

Kit Catéter Venoso Central cuatro Lumen


Componentes	Materiales	Componentes	Materiales
Catéter			
Tubo	Poliuretano radiopaco	Abrazaderas	ABS
Conector/anillo del collar	Poliuretano	Cono luer hembra	PVC Rígido
Línea de extensión	Poliuretano	Tapa	Polipropileno
Introduктор			
Cánula	Acero inoxidable	Protección del tubo	LDPE
Cono	Policarbonato		
Guía de la jeringa			
Cuerpo de la jeringa	Polipropileno	Sello	Silicona de caucho
Émbolo	Poliestireno	Válvula de seguridad	Silicona
Cabeza del émbolo	ABS	Tubo	Policarbonato
Guía			
Guía	Acero inoxidable	Tapa del introduктор	PVC
Guía (con Nitinol)	Base de nitinol PTFE en espiral	Clips dispensador	HDPE
Dispensador	HDPE	Dispensador de la tapa	HDPE
Introduктор	ABS		
Dilatador			
Tubo	Polipropileno	Cono del dilatador	Polipropileno
Escalpelo			
Cuchilla	Acero inoxidable	Portatubos	HIPS
Tapa de protección	LDPE		
Fijador con alas movable			
Alas	PVC	Fijador	ABS

Esterilizado por óxido de etileno
Caducidad: 3 años



Kit Catéter Venoso Central

Cinco Lumen



Infusión

Kit Catéter Venoso Central cinco Lumen

Código producto	Descripción	Tamaño catéter	Longitud	Unidades Caja	Cartón de envío
CV+5MT0715K	Kit catéter venoso central - cinco lumen	7Fr	15 cm	5	120
CV+5MT0717K	Kit catéter venoso central - cinco lumen	7Fr	17 cm	5	120
CV+5MT0720K	Kit catéter venoso central - cinco lumen	7Fr	20 cm	5	120
CV+5MT0725K	Kit catéter venoso central - cinco lumen	7Fr	25 cm	5	120
CV+5MT0730K	Kit catéter venoso central - cinco lumen	7Fr	30 cm	5	120
CV+5MT0815K	Kit catéter venoso central - cinco lumen	8Fr	15 cm	5	120
CV+5MT0817K	Kit catéter venoso central - cinco lumen	8Fr	17 cm	5	120
CV+5MT0820K	Kit catéter venoso central - cinco lumen	8Fr	20 cm	5	120
CV+5MT0825K	Kit catéter venoso central - cinco lumen	8Fr	25 cm	5	120
CV+5MT0830K	Kit catéter venoso central - cinco lumen	8Fr	30 cm	5	120
CV+5MT0915K	Kit catéter venoso central - cinco lumen	9Fr	15 cm	5	120
CV+5MT0917K	Kit catéter venoso central - cinco lumen	9Fr	17 cm	5	120
CV+5MT0920K	Kit catéter venoso central - cinco lumen	9Fr	20 cm	5	120
CV+5MT0925K	Kit catéter venoso central - cinco lumen	9Fr	25 cm	5	120
CV+5MT0930K	Kit catéter venoso central - cinco lumen	9Fr	30 cm	5	120
CV+5MT0715KN	Kit catéter venoso central - cinco lumen	7Fr	15 cm	5	120
CV+5MT0717KN	Kit catéter venoso central - cinco lumen	7Fr	17 cm	5	120
CV+5MT0720KN	Kit catéter venoso central - cinco lumen	7Fr	20 cm	5	120
CV+5MT0725KN	Kit catéter venoso central - cinco lumen	7Fr	25 cm	5	120
CV+5MT0730KN	Kit catéter venoso central - cinco lumen	7Fr	30 cm	5	120
CV+5MT0815KN	Kit catéter venoso central - cinco lumen	8Fr	15 cm	5	120
CV+5MT0817KN	Kit catéter venoso central - cinco lumen	8Fr	17 cm	5	120
CV+5MT0820KN	Kit catéter venoso central - cinco lumen	8Fr	20 cm	5	120
CV+5MT0825KN	Kit catéter venoso central - cinco lumen	8Fr	25 cm	5	120
CV+5MT0830KN	Kit catéter venoso central - cinco lumen	8Fr	30 cm	5	120
CV+5MT0915KN	Kit catéter venoso central - cinco lumen	9Fr	15 cm	5	120
CV+5MT0917KN	Kit catéter venoso central - cinco lumen	9Fr	17 cm	5	120
CV+5MT0920KN	Kit catéter venoso central - cinco lumen	9Fr	20 cm	5	120
CV+5MT0925KN	Kit catéter venoso central - cinco lumen	9Fr	25 cm	5	120
CV+5MT0930KN	Kit catéter venoso central - cinco lumen	9Fr	30 cm	5	120

Kit Catéter Venoso Central cinco Lumen

Infusión

Código producto	Lumen distal	Lumen medial 1	Lumen medial 2	Lumen medial 3	Lumen proximal
	G	G	G	G	G
CV+5MT0715K	16	20	20	21	21
CV+5MT0717K	16	20	20	21	21
CV+5MT0720K	16	20	20	21	21
CV+5MT0725K	16	20	20	21	21
CV+5MT0730K	16	20	20	21	21
CV+5MT0815K	16	17	18	20	20
CV+5MT0817K	16	17	18	20	20
CV+5MT0820K	16	17	18	20	20
CV+5MT0825K	16	17	18	20	20
CV+5MT0830K	16	17	18	20	20
CV+5MT0915K	12	16	18	18	18
CV+5MT0917K	12	16	18	18	18
CV+5MT0920K	12	16	18	18	18
CV+5MT0925K	12	16	18	18	18
CV+5MT0930K	12	16	18	18	18
CV+5MT0715KN	16	20	20	21	21
CV+5MT0717KN	16	20	20	21	21
CV+5MT0720KN	16	20	20	21	21
CV+5MT0725KN	16	20	20	21	21
CV+5MT0730KN	16	20	20	21	21
CV+5MT0815KN	16	17	18	20	20
CV+5MT0817KN	16	17	18	20	20
CV+5MT0820KN	16	17	18	20	20
CV+5MT0825KN	16	17	18	20	20
CV+5MT0830KN	16	17	18	20	20
CV+5MT0915KN	12	16	18	18	18
CV+5MT0917KN	12	16	18	18	18
CV+5MT0920KN	12	16	18	18	18
CV+5MT0925KN	12	16	18	18	18
CV+5MT0930KN	12	16	18	18	18

Infusión

Kit Catéter Venoso Central cinco Lumen

Componentes	Materiales	Componentes	Materiales
Catéter			
Tubo	Poliuretano radiopaco	Abrazaderas	ABS
Conector/anillo del collar	Poliuretano	Cono luer hembra	PVC Rígido
Línea de extensión	Poliuretano	Tapa	Polipropileno
Introduccionador			
Cánula	Acero inoxidable	Protección del tubo	LDPE
Cono	Policarbonato		
Guía de la jeringa			
Cuerpo de la jeringa	Polipropileno	Sello	Silicona de caucho
Émbolo	Poliestireno	Válvula de seguridad	Silicona
Cabeza del émbolo	ABS	Tubo	Policarbonato
Guía			
Guía	Acero inoxidable	Tapa del introduccionador	PVC
Guía (con Nitinol)	Base de nitinol PTFE en espiral	Clips dispensador	HDPE
Dispensador	HDPE	Dispensador de la tapa	HDPE
Introduccionador	ABS		
Dilatador			
Tubo	Polipropileno	Cono del dilatador	Polipropileno
Escalpelo			
Cuchilla	Acero inoxidable	Portatubos	HIPS
Tapa de protección	LDPE		
Fijador con alas movible			
Alas	PVC	Fijador	ABS

Esterilizado por óxido de etileno
Caducidad: 3 años



Productos de Bioseguridad

Aguja hipodérmica de seguridad SurGuard2™

Set de infusión de seguridad Surshield® Surflo®

Catéter periférico intravenoso de seguridad recto Surshield® Versatus™

Catéter periférico intravenoso de seguridad con alas Surshield® Versatus™

Catéter periférico intravenoso de seguridad con puerto de inyección Surshield® Versatus™

Sistema de extracción de sangre QUICK SAFE-TE con dispositivo de seguridad

Palomilla de extracción de seguridad Surshield®

Palomilla de extracción de seguridad con campana premontada Surshield®

Productos de Bioseguridad

Agujas Hipodérmicas de Seguridad

Agujas hipodérmicas SurGuard2™



Protección de objetos punzantes Surshield®
¿Nuestro lema? ¡Tu seguridad!

Código producto	Descripción	Código color	Tamaño		Unidades Caja	Uds. de envío
			Diámetro	Longitud		
SG2+1825M	Aguja hipodérmica de seguridad Surshield®	 Rosa	18G (1.2mm)	1" (25 mm)	100	800
SG2+1838M	Aguja hipodérmica de seguridad Surshield®	 Rosa	18G (1.2mm)	1 1/2" (38 mm)	100	800
SG2+1925M	Aguja hipodérmica de seguridad Surshield®	 Beige	19G (1.1mm)	1" (25 mm)	100	800
SG2+1938M	Aguja hipodérmica de seguridad Surshield®	 Beige	19G (1.1mm)	1 1/2" (38 mm)	100	800
SG2+2025M	Aguja hipodérmica de seguridad Surshield®	 Amarillo	20G (0.9mm)	1" (25 mm)	100	800
SG2+2038M	Aguja hipodérmica de seguridad Surshield®	 Amarillo	20G (0.9mm)	1 1/2" (38 mm)	100	800
SG2+2125M	Aguja hipodérmica de seguridad Surshield®	 Verde	21G (0.8mm)	1" (25 mm)	100	800
SG2+2138M	Aguja hipodérmica de seguridad Surshield®	 Verde	21G (0.8mm)	1 1/2" (38 mm)	100	800
SG2+2225M	Aguja hipodérmica de seguridad Surshield®	 Negro	22G (0.7mm)	1" (25 mm)	100	800
SG2+2238M	Aguja hipodérmica de seguridad Surshield®	 Negro	22G (0.7mm)	1 1/2" (38 mm)	100	800
SG2+2325M	Aguja hipodérmica de seguridad Surshield®	 Azul	23G (0.65mm)	1" (25 mm)	100	800
SG2+2338M	Aguja hipodérmica de seguridad Surshield®	 Azul	23G (0.65mm)	1 1/2" (38 mm)	100	800
SG2+2516M	Aguja hipodérmica de seguridad Surshield®	 Naranja	25G (0.5mm)	5/8" (16 mm)	100	800
SG2+2525M	Aguja hipodérmica de seguridad Surshield®	 Naranja	25G (0.5mm)	1" (25 mm)	100	800
SG2+2538M	Aguja hipodérmica de seguridad Surshield®	 Naranja	25G (0.5mm)	1 1/2" (38 mm)	100	800
SG2+2613M	Aguja hipodérmica de seguridad Surshield®	 Marrón oscuro	26G (0.45mm)	1/2" (13 mm)	100	800
SG2+2713M	Aguja hipodérmica de seguridad Surshield®	 Gris	27G (0.4mm)	1/2" (13 mm)	100	800
SG2+3013M	Aguja hipodérmica de seguridad Surshield®	 Amarillo	30G (0.3mm)	1/2" (13 mm)	100	800

Componentes	Materiales
Protección Surshield®	Polipropileno (PP) copolímero. Con colorante
Cuello	Polipropileno (PP) copolímero
Cono	Polipropileno (PP) copolímero. Con colorante
Cánula	Acero inoxidable
Protector	Polipropileno (PP) copolímero

Esterilizado por haz de electrones
Caducidad: 5 años



Set de Infusión de Seguridad

Set de infusión de seguridad Surshield® Surflo®



Protección de objetos punzantes Surshield®
¿Nuestro lema? ¡Tu seguridad!

Código producto	Descripción	Código color	Unidades Caja	Unidades de envío
SV*S18BL30	Set de infusión de seguridad Surshield® Surflo®	Rosa	50	800
SV*S19BL30	Set de infusión de seguridad Surshield® Surflo®	Marfil	50	800
SV*S21BL30	Set de infusión de seguridad Surshield® Surflo®	Verde	50	800
SV*S22BL30	Set de infusión de seguridad Surshield® Surflo®	Negro	50	800
SV*S23BL30	Set de infusión de seguridad Surshield® Surflo®	Azul	50	800
SV*S25BL30	Set de infusión de seguridad Surshield® Surflo®	Naranja	50	800

Código producto	Diámetro externo		Longitud mm	Espacio muerto Volumen ml	Longitud tubo mm
	Gauge	mm			
SV*S18BL30	18	1.2	19	0.45	300
SV*S19BL30	19	1.1	19	0.45	300
SV*S21BL30	21	0.8	19	0.41	300
SV*S22BL30	22	0.7	19	0.41	300
SV*S23BL30	23	0.6	19	0.40	300
SV*S25BL30	25	0.5	19	0.40	300


Componentes	Materiales
Protector Surshield®	Polipropileno
Cánula	Acero inoxidable
Cono ala	Cloruro de polivinilo
Tubo	Cloruro de polivinilo
Adaptador	PMMA
Tapa de adaptador	Polipropileno
Protector	Polietileno

Esterilizado por óxido de etileno
Caducidad: 3 años



Catéter Periférico Intravenoso de Seguridad

Catéter periférico intravenoso de seguridad recto Surshield® Versatus™



Protección de objetos punzantes Surshield®
¿Nuestro lema? ¡Tu seguridad!

Productos de Bioseguridad Catéter Periférico Intravenoso Recto

Código producto	Descripción	Código color	Unidades Caja	Cartón de envío
SR+DS2419SX	Catéter periférico intravenoso de seguridad recto Surshield® poliuretano	 Amarillo	50	200
SR+DS2225SX	Catéter periférico intravenoso de seguridad recto Surshield® poliuretano	 Azul	50	200
SR+DS2032SX	Catéter periférico intravenoso de seguridad recto Surshield® poliuretano	 Rosa	50	200
SR+DS1832SX	Catéter periférico intravenoso de seguridad recto Surshield® poliuretano	 Verde	50	200
SR+DS1845SX	Catéter periférico intravenoso de seguridad recto Surshield® poliuretano	 Verde	50	200
SR+DS1745SX	Catéter periférico intravenoso de seguridad recto Surshield® poliuretano	 Blanco	50	200
SR+DS1645SX	Catéter periférico intravenoso de seguridad recto Surshield® poliuretano	 Gris	50	200
SR+DS1445SX	Catéter periférico intravenoso de seguridad recto Surshield® poliuretano	 Naranja	50	200

Código producto	Diámetro externo		Diámetro interno	Longitud	Flujo
	Gauge	mm			
SR+DS2419SX	24	0.74	0.55	19	29
SR+DS2225SX	22	0.90	0.65	25	42
SR+DS2032SX	20	1.00	0.75	32	59
SR+DS1832SX	18	1.30	0.95	32	103
SR+DS1845SX	18	1.30	0.95	45	96
SR+DS1745SX	17	1.50	1.15	45	155
SR+DS1645SX	16	1.75	1.35	45	225
SR+DS1445SX	14	2.00	1.55	45	290


Componentes	Materiales
Catéter	Poliuretano + BaSO ₄
Cono del catéter	Polipropileno + master batch
Cuña metálica	Polioximetileno
Cánula interna de la aguja	Acero inoxidable
Cono aguja	Poliestireno butadieno copolímero
Tapón Luer Lock	Polipropileno
Filtro hidrófobo	Poliestireno butadieno copolímero
Accesorio del filtro	HD Polietileno
Protector	Polietileno
Protector Surshield®	Protección: Polipropileno + master batch Zona de agarre: Polisulfona Pestaña de avance: Poliamida + master batch

Esterilizado por óxido de etileno
Caducidad: 3 años



Catéter Periférico Intravenoso de Seguridad con Alas

Catéter periférico intravenoso de seguridad con alas Surshield® Versatus™



Protección de objetos punzantes Surshield®
¿Nuestro lema? ¡Tu seguridad!

Productos de Bioseguridad Catéter Periférico Intravenoso con Alas

Código producto	Descripción	Código color	Unidades Caja	Cartón de envío
SR+DS2419WX	Catéter periférico intravenoso de seguridad con alas Surshield® poliuretano	 Amarillo	50	200
SR+DS2225WX	Catéter periférico intravenoso de seguridad con alas Surshield® poliuretano	 Azul	50	200
SR+DS2032WX	Catéter periférico intravenoso de seguridad con alas Surshield® poliuretano	 Rosa	50	200
SR+DS1832WX	Catéter periférico intravenoso de seguridad con alas Surshield® poliuretano	 Verde	50	200
SR+DS1845WX	Catéter periférico intravenoso de seguridad con alas Surshield® poliuretano	 Verde	50	200
SR+DS1745WX	Catéter periférico intravenoso de seguridad con alas Surshield® poliuretano	 Blanco	50	200
SR+DS1645WX	Catéter periférico intravenoso de seguridad con alas Surshield® poliuretano	 Gris	50	200
SR+DS1445WX	Catéter periférico intravenoso de seguridad con alas Surshield® poliuretano	 Naranja	50	200

Código producto	Diámetro externo		Diámetro interno mm	Longitud mm	Flujo ml/min
	Gauge	mm			
SR+DS2419WX	24	0.74	0.55	19	29
SR+DS2225WX	22	0.90	0.65	25	42
SR+DS2032WX	20	1.00	0.75	32	59
SR+DS1832WX	18	1.30	0.95	32	103
SR+DS1845WX	18	1.30	0.95	45	96
SR+DS1745WX	17	1.50	1.15	45	155
SR+DS1645WX	16	1.75	1.35	45	225
SR+DS1445WX	14	2.00	1.55	45	290

Componentes	Materiales
Catéter	Poliuretano + BaSO ₄
Cono catéter	Polipropileno + master batch
Cuña metálica	Polioximetileno
Cánula interna de la aguja	Acero inoxidable
Cono de la aguja	Poliestireno butadieno copolímero
Tapón Luer Lock	Polipropileno
Filtro hidrófobo	Poliestireno butadieno copolímero
Accesorio del filtro	HD Polietileno
Protector	Polietileno
Protector Surshield®	Protección: Polipropileno + master batch Zona de agarre: Polisulfona Pestaña de avance: Poliamida + master batch

Esterilizado por óxido de etileno
Caducidad: 3 años



Catéter Periférico Intravenoso de Seguridad con Puerto de Inyección

Catéter periférico intravenoso de seguridad con puerto de inyección Surshield® Versatus™



**Protección de objetos punzantes Surshield®
¿Nuestro lema? ¡Tu seguridad!**

Código producto	Descripción	Código color	Unidades Caja	Cartón de envío
SR+DS2419PX	Catéter periférico intravenoso de seguridad con puerto de inyección Surshield® poliuretano	 Amarillo	50	200
SR+DS2225PX	Catéter periférico intravenoso de seguridad con puerto de inyección Surshield® poliuretano	 Azul	50	200
SR+DS2032PX	Catéter periférico intravenoso de seguridad con puerto de inyección Surshield® poliuretano	 Rosa	50	200
SR+DS1832PX	Catéter periférico intravenoso de seguridad con puerto de inyección Surshield® poliuretano	 Verde	50	200
SR+DS1845PX	Catéter periférico intravenoso de seguridad con puerto de inyección Surshield® poliuretano	 Verde	50	200
SR+DS1745PX	Catéter periférico intravenoso de seguridad con puerto de inyección Surshield® poliuretano	 Blanco	50	200
SR+DS1645PX	Catéter periférico intravenoso de seguridad con puerto de inyección Surshield® poliuretano	 Gris	50	200
SR+DS1445PX	Catéter periférico intravenoso de seguridad con puerto de inyección Surshield® poliuretano	 Naranja	50	200

Código producto	Diámetro externo		Diámetro interno	Longitud	Flujo
	Gauge	mm			
SR+DS2419PX	24	0.74	0.55	19	29
SR+DS2225PX	22	0.90	0.65	25	42
SR+DS2032PX	20	1.00	0.75	32	59
SR+DS1832PX	18	1.30	0.95	32	103
SR+DS1845PX	18	1.30	0.95	45	96
SR+DS1745PX	17	1.50	1.15	45	155
SR+DS1645PX	16	1.75	1.35	45	225
SR+DS1445PX	14	2.00	1.55	45	290

Componentes	Materiales
Catéter	Poliuretano + BaSO ₄
Cono catéter con alas	Polipropileno
Cuña metálica	Polioximetileno
Válvula puerto de inyección	Silicona de caucho (libre de látex)
Cierre puerto de inyección	Polipropileno + master batch
Cánula interna de la aguja	Acero inoxidable
Cono de la aguja	Poliestireno butadieno copolímero
Tapón Luer Lock	Polipropileno
Filtro hidrófobo	Poliestireno butadieno copolímero
Accesorio del filtro	HD Polietileno
Protector	Polietileno
Protector Surshield®	Protección: Polipropileno + master batch Zona de agarre: Polisulfona Pestaña de avance: Poliamida + master batch

Esterilizado por óxido de etileno
Caducidad: 3 años



Portatubos de Seguridad para Muestras de Sangre

Sistema de extracción de sangre QUICK SAFE-TE



**Protección de objetos punzantes Surshield®
¿Nuestro lema? ¡Tu seguridad!**

Código producto	Descripción	Código	Unidades Caja	Cartón de envío
XX-VFHQSAF	Portatubos de seguridad para extracción de sangre Venoject® QUICK FIT	 Transparente	100	1000
MN-2025HQSAF	Aguja de extracción de sangre premontada con portatubos de seguridad Venoject®	 Amarillo	25	200
MN-2038HQSAF	Aguja de extracción de sangre premontada con portatubos de seguridad Venoject®	 Amarillo	25	200
MN-2125HQSAF	Aguja de extracción de sangre premontada con portatubos de seguridad Venoject®	 Verde	25	200
MN-2138HQSAF	Aguja de extracción de sangre premontada con portatubos de seguridad Venoject®	 Verde	25	200
MN-2225HQSAF	Aguja de extracción de sangre premontada con portatubos de seguridad Venoject®	 Negro	25	200
MN-2238HQSAF	Aguja de extracción de sangre premontada con portatubos de seguridad Venoject®	 Negro	25	200

Código producto	Cánula externa		Longitud cánula	
	Gauge	mm	mm	Pulgadas
MN-2025HQSAF	20	0.9	25	1 ½ "
MN-2038HQSAF	20	0.9	40	1 "
MN-2125HQSAF	21	0.8	25	1 ½ "
MN-2138HQSAF	21	0.8	40	1 "
MN-2225HQSAF	22	0.7	25	1 ½ "
MN-2238HQSAF	22	0.7	40	1 "

Componentes	Materiales
Portatubos	
Portatubos	Polipropileno
Protector Surshield®	Methylmetacrylate, acrylonitrile, estireno butadieno + master batch
Adaptador	Polioximetileno
Aguja Venoject®	
Cánula	Acero inoxidable
Cono	Polipropileno + master batch
Agente adhesivo	Pegamento epóxico
Punta de goma	Caucho
Lubricante	Aceite de silicona

Esterilizado por óxido de etileno
 Caducidad para artículos MN-xxxxHQSAF: 2.5 años

Palomilla de Extracción de Seguridad

Palomilla de extracción de seguridad Surshield®



Protección de objetos punzantes Surshield®
¿Nuestro lema? ¡Tu seguridad!

Código producto	Descripción	Código color	Unidades Caja	Cartón de envío
MN*SVS21BQ09	Palomilla de extracción con dispositivo de seguridad Surshield® - QUICK FIT	 Verde	50	800
MN*SVS21BQ18	Palomilla de extracción con dispositivo de seguridad Surshield® - QUICK FIT	 Verde	50	800
MN*SVS21BQ30	Palomilla de extracción con dispositivo de seguridad Surshield® - QUICK FIT	 Verde	50	800
MN*SVS23BQ09	Palomilla de extracción con dispositivo de seguridad Surshield® - QUICK FIT	 Azul	50	800
MN*SVS23BQ18	Palomilla de extracción con dispositivo de seguridad Surshield® - QUICK FIT	 Azul	50	800
MN*SVS23BQ30	Palomilla de extracción con dispositivo de seguridad Surshield® - QUICK FIT	 Azul	50	800
MN*SVS21BW09	Palomilla de extracción con dispositivo de seguridad Surshield® tipo rosca	 Verde	50	800
MN*SVS21BW18	Palomilla de extracción con dispositivo de seguridad Surshield® tipo rosca	 Verde	50	800
MN*SVS21BW30	Palomilla de extracción con dispositivo de seguridad Surshield® tipo rosca	 Verde	50	800
MN*SVS23BW09	Palomilla de extracción con dispositivo de seguridad Surshield® tipo rosca	 Azul	50	800
MN*SVS23BW18	Palomilla de extracción con dispositivo de seguridad Surshield® tipo rosca	 Azul	50	800
MN*SVS23BW30	Palomilla de extracción con dispositivo de seguridad Surshield® tipo rosca	 Azul	50	800

Código producto	Diámetro cánula externa		Longitud cánula	Longitud tubo
	Gauge	mm	mm	mm
MN*SVS21BQ09	21	0.8	19	90
MN*SVS21BQ18	21	0.8	19	180
MN*SVS21BQ30	21	0.8	19	300
MN*SVS23BQ09	23	0.6	19	90
MN*SVS23BQ18	23	0.6	19	180
MN*SVS23BQ30	23	0.6	19	300
MN*SVS21BW09	21	0.8	19	90
MN*SVS21BW18	21	0.8	19	180
MN*SVS21BW30	21	0.8	19	300
MN*SVS23BW09	23	0.6	19	90
MN*SVS23BW18	23	0.6	19	180
MN*SVS23BW30	23	0.6	19	300

Componentes	Materiales	Componentes	Materiales
Protector Surshield®	Polipropileno	Adaptador	PMMA
Cánula	Acero inoxidable	Protector	Polietileno
Cono ala	Cloruro de polivinilo	Tubo	Cloruro de polivinilo

Esterilizado por óxido de etileno

Caducidad: 3 años



Palomilla de Extracción de Seguridad con Campana Premontada

Palomilla de extracción de seguridad con campana premontada Surshield®



Protección de objetos punzantes Surshield®
¿Nuestro lema? ¡Tu seguridad!

Código producto	Descripción	Código color	Unidades Caja	Cartón de envío
MN-SVS21H18A	Palomilla de extracción de seguridad con campana premontada Surshield®	 Verde	25	200
MN-SVS21H30A	Palomilla de extracción de seguridad con campana premontada Surshield®	 Verde	25	200
MN-SVS23H18A	Palomilla de extracción de seguridad con campana premontada Surshield®	 Azul	25	200
MN-SVS23H30A	Palomilla de extracción de seguridad con campana premontada Surshield®	 Azul	25	200

Código producto	Diámetro Externo		Longitud Cánula mm	Longitud Tubo mm
	Gauge	mm		
MN-SVS21H18A	21	0.8	19	180
MN-SVS21H30A	21	0.8	19	300
MN-SVS23H18A	23	0.6	19	180
MN-SVS23H30A	23	0.6	19	300

Componentes	Materiales
Portatubos	Polipropileno

Componentes palomilla	Materiales
Protector Surshield®	Polipropileno
Cánula	Acero inoxidable
Cono ala	Cloruro de polivinilo
Tubo	Cloruro de polivinilo
Adaptador	Polipropileno
Protector	Polietileno

Esterilizado por óxido de etileno
Caducidad: 3 años



Laboratorio

Tubos para extracción de sangre por vacío Venosafe™

Tubos secos para muestras

Portatubos Venosafe™

Agujas de extracción Venoject®

Palomilla de extracción

Capiject®

Jeringa de gasometría para extracción de sangre arterial PREZA-PAK® II

Tubos para Extracción de Sangre por Vacío Venosafe™

Bioquímica (Suero)



Bioquímica (Suero) Código producto	Tubo (ml)	Llenado (ml)	Aditivo	Dimensiones L (mm) Ø (mm)		Color	Uds. Caja	Cartón de envío
VF-052SP	5	2	Activador de coagulación	75	13	 Teja	100	12 x 100
VF-053SP	5	3	Activador de coagulación	75	13	 Teja	100	12 x 100
VF-054SP	5	4	Activador de coagulación	75	13	 Teja	100	12 x 100
VF-076SP	7	5.5	Activador de coagulación	100	13	 Teja	100	12 x 100
VF-109SP	10	9	Activador de coagulación	100	16	 Teja	100	12 x 100

Tubos con etiqueta transparente:

VF-109SP06	10	9	Activador de coagulación	100	16	 Teja	100	12 x 100
------------	----	---	--------------------------	-----	----	--	-----	----------

Centrifugación G/min 1500/10 (Recomendación -condiciones alternativas requieren evaluación del usuario)

Caducidad: 18 meses

Bioquímica (Suero con Gel) Código producto	Tubo (ml)	Llenado (ml)	Aditivo	Dimensiones L (mm) Ø (mm)		Color	Uds. Caja	Cartón de envío
VF-052SAS	5	2	Gel + Activador de coagulación	75	13	 Rojo	100	12 x 100
VF-053SAS	5	3	Gel + Activador de coagulación	75	13	 Rojo	100	12 x 100
VF-054SAS	5	3.5	Gel + Activador de coagulación	75	13	 Rojo	100	12 x 100
VF-075SAS	5	4.5	Gel + Activador de coagulación	100	13	 Rojo	100	12 x 100
VF-106SAS	10	6	Gel + Activador de coagulación	100	16	 Rojo	100	12 x 100
VF-108SAS	10	8	Gel + Activador de coagulación	100	16	 Rojo	100	12 x 100
VF-052SAS02	5	2	Gel + Activador de coagulación	75	13	 Rojo/Naranja	100	12 x 100
VF-054SAS02	5	3.5	Gel + Activador de coagulación	75	13	 Rojo/Naranja	100	12 x 100
VF-075SAS02	7	4.5	Gel + Activador de coagulación	100	13	 Rojo/Naranja	100	12 x 100
VF-106SAS02	10	6	Gel + Activador de coagulación	100	16	 Rojo/Naranja	100	12 x 100
VF-108SAS02	10	8	Gel + Activador de coagulación	100	16	 Rojo/Naranja	100	12 x 100

Tubos con etiqueta transparente:

VF-054SAS06	5	3.5	Gel + Activador de coagulación	75	13	 Rojo	100	12 x 100
VF-054SAS62	5	3.5	Gel + Activador de coagulación	75	13	 Rojo/Naranja	100	12 x 100
VF-075SAS06	7	4.5	Gel + Activador de coagulación	100	13	 Rojo	100	12 x 100
VF-075SAS62	7	4.5	Gel + Activador de coagulación	100	13	 Rojo/Naranja	100	12 x 100
VF-109SAS06	10	8.5	Gel + Activador de coagulación	100	16	 Rojo	100	12 x 100
VF-109SAS62	10	8.5	Gel + Activador de coagulación	100	16	 Rojo/Naranja	100	12 x 100

Centrifugación G/min 1200/10 (+/- 100G) (Recomendación - Condiciones alternativas requieren evaluación del usuario)

Caducidad: 24 meses

Componentes	Materiales
Tubo de plástico	Tereftalato de polietileno (PET)
Tapón de plástico	Polipropileno + masterbatch transparente o no transparente
Tapón de goma	Bromobutil-goma
Recubrimiento inicial	Silicona

Esterilizado por radiación gamma



Tubos para Muestras de Sangre

Venosafe™

Bioquímica (Heparina - Plasma)



Bioquímica (Plasma) Código producto	Tubo (ml)	Llenado (ml)	Aditivo	Dimensiones L (mm) Ø (mm)		Color	Uds. Caja	Cartón de envío
VF-052SHL	5	2	30 USP. U. Heparina de Litio	75	13	 Verde oscuro	100	12 x 100
VF-053SHL	5	3	45 USP. U. Heparina de Litio	75	13	 Verde oscuro	100	12 x 100
VF-054SHL	5	4	60 USP. U. Heparina de Litio	75	13	 Verde oscuro	100	12 x 100
VF-076SHL	7	5.5	82.5 USP. U. Heparina de Litio	75	13	 Verde oscuro	100	12 x 100
VF-105SHL	10	5	75 USP. U. Heparina de Litio	100	16	 Verde oscuro	100	12 x 100
VF-109SHL	10	9	135 USP. U. Heparina de Litio	100	16	 Verde oscuro	100	12 x 100
VF-054SH	5	4	60 USP. U. Heparina de Sodio	75	13	 Verde oscuro	100	12 x 100
VF-109SH	10	9	135 USP. U. Heparina de Sodio	100	16	 Verde oscuro	100	12 x 100

Tubos con etiqueta transparente:

VF-053SHL06	5	3	45 USP. U. Heparina de Sodio	75	13	 Verde oscuro	100	12 x 100
VF-054SHL06	5	4	60 USP. U. Heparina de Sodio	75	13	 Verde oscuro	100	12 x 100
VF-109SH06	10	9	135 USP. U. Heparina de Sodio	100	16	 Verde oscuro	100	12 x 100

Centrifugación G/min 1500/10 (Recomendación- Condiciones alternativas requieren evaluación del usuario)
Caducidad: 18 meses

Bioquímica (Plasma Gel) Código producto	Tubo (ml)	Llenado (ml)	Aditivo	Dimensiones L (mm) Ø (mm)		Color	Uds. Caja	Cartón de envío
VF-054SAHL	5	3.5	Gel + 52.5 USP. U. Heparina de Litio	75	13	 Verde claro	100	12 x 100
VF-075SAHL	7	4.5	Gel + 67.5 USP. U. Heparina de Litio	100	13	 Verde claro	100	12 x 100
VF-106SAHL	10	6	Gel + 90 USP. U. Heparina de Litio	100	16	 Verde claro	100	12 x 100
VF-108SAHL	10	8	Gel + 120 USP. U. Heparina de Litio	100	16	 Verde claro	100	12 x 100

Centrifugación G/min 1200/10 (Recomendación - Condiciones alternativas requieren evaluación del usuario)
Caducidad: 24 meses

Componentes	Materiales
Tubo de plástico	Tereftalato de polietileno (PET)
Tapón de plástico	Polipropileno + masterbatch transparente o no transparente
Tapón de goma	Bromobutil-goma
Recubrimiento inicial	Silicona

Esterilizado por radiación gamma



Tubos para Muestras de Sangre

Venosafe™

Bioquímica (Trombina - Suero)

Glucemia



Bioquímica (Emergencias) Código producto	Tubo (ml)	Llenado (ml)	Aditivo	Dimensiones L (mm) Ø (mm)		Color	Uds. Caja	Cartón de envío
VF-054ST	5	4	2 US/ NIH uds. trombina	75	13	 Marfil	100	12 x 100
VF-076ST	7	5.5	2 US/ NIH uds. trombina	100	13	 Marfil	100	12 x 100
VF-109ST	10	9	2 US/ NIH uds. trombina	100	16	 Marfil	100	12 x 100

Centrifugación G/min 1500/10 (Recomendación - Condiciones alternativas requieren evaluación del usuario)
Caducidad: 12 meses

Glucemia Código producto	Tubo (ml)	Llenado (ml)	Aditivo	Dimensiones L (mm) Ø (mm)		Color	Uds. Caja	Cartón de envío
VF-052SFX	5	2	4.5 mg Floruro de sodio + 4.5 mg Oxalato potásico	75	13	 Gris	100	12 x 100
VF-053SFX	5	3	6.75 mg Floruro de sodio + 6.75 mg Oxalato potásico	75	13	 Gris	100	12 x 100
VF-054SFX	5	4	9 mg Floruro de sodio + 9 mg Oxalato potásico	75	13	 Gris	100	12 x 100
VF-109SFX07	10	9	100 mg Floruro de sodio + 22.5 mg Oxalato potásico	100	16	 Gris	100	12 x 100
VF-052SFC	5	2	15 mg FC-mezcla	75	13	 Gris	100	12 x 100
VF-053SFC	5	3	22.5 mg FC-mezcla	75	13	 Gris	100	12 x 100
VF-054SFH	5	4	16 mg Floruro de sodio + 60 USP. U. Heparina de Sodio	75	13	 Gris	100	12 x 100

Tubos con etiqueta transparente:

VF-054SFX06	5	4	9 mg Floruro de sodio + 9 mg Oxalato potásico	75	13	 Gris	100	12x100
-------------	---	---	--	----	----	--	-----	--------

Centrifugación G/min 1500/10 (Recomendación - Condiciones alternativas requieren evaluación del usuario)
Caducidad: 18 meses

Componentes	Materiales
Tubo de plástico	Tereftalato de polietileno (PET)
Tapón de plástico	Polipropileno + masterbatch transparente o no transparente
Tapón de goma	Bromobutil-goma
Recubrimiento inicial	Poliprolilenglicol (para tubos de bioquímica)

Esterilizado por radiación gamma



Tubos para Muestras de Sangre

Venosafe™

Hematología



Hematología Código producto	Tubo (ml)	Llenado (ml)	Aditivo	Dimensiones L (mm) Ø (mm)		Color	Uds. Caja	Cartón de envío
VF-052SDK	5	2	3.9 mg EDTA-K2	75	13	 Lavanda	100	12 x 100
VF-053SDK	5	3	5.9 mg EDTA-K2	75	13	 Lavanda	100	12 x 100
VF-054SDK	5	4	7.8 mg EDTA-K2	75	13	 Lavanda	100	12 x 100
VF-076SDK	7	5.5	10.7 mg EDTA-K2	100	13	 Lavanda	100	12 x 100
VF-109SDK	10	9	17.6 mg EDTA-K2	100	16	 Lavanda	100	12 x 100
VF-052STK	5	2	4.2 mg EDTA-K3	75	13	 Lavanda	100	12 x 100
VF-053STK	5	3	6.3 mg EDTA-K3	75	13	 Lavanda	100	12 x 100
VF-054STK	5	4	8.4 mg EDTA-K3	75	13	 Lavanda	100	12 x 100

Tubos con etiqueta transparente:

VF-052STK06	5	2	4.2 mg EDTA-K3	75	13	 Lavanda	100	12 x 100
VF-053SDK06	5	3	5.9 mg EDTA-K2	75	13	 Lavanda	100	12 x 100
VF-053STK06	5	3	6.3 mg EDTA-K3	75	13	 Lavanda	100	12 x 100
VF-054STK06	5	4	8.4 mg EDTA-K3	75	13	 Lavanda	100	12 x 100
VF-107SDK46	10	7	13.6 mg EDTA-K2	100	16	 Amarillo/Lavanda	100	12 x 100

Caducidad: 18 meses

Componentes	Materiales
Tubo de plástico	Tereftalato de polietileno (PET)
Tapón de plástico	Polipropileno + masterbatch transparente o no transparente
Tapón de goma	Bromobutil-goma
Recubrimiento inicial	Ninguno

Esterilizado por radiación gamma



Tubos para Muestras de Sangre

Venosafe™

Coagulación



Coagulación Código producto	Tubo (ml)	Llenado (ml)	Aditivo	Dimensiones L (mm) Ø (mm)		Color	Uds. Bolsa	Cartón de envío
VF-052SBCS	5	1.8	0.2 ml Solución tampón de citrato sódico 0.129mol/L 3.8 P/V %	75	13		Azul claro	10 15 x 10
VF-052SBCS07	5	1.8	0.2 ml Solución tampón de citrato sódico 0.109mol/L 3.2 P/V %	75	13		Azul claro	10 15 x 10
VF-052SBCS01	5	1.8	0.2 ml Solución tampón de citrato sódico 0.129mol/L 3.8 P/V %	75	13		Azul claro	1 100
VF-052SBCS71	5	1.8	0.2 ml Solución tampón de citrato sódico 0.109mol/L 3.2 P/V %	75	13		Azul claro	1 100
VF-053SBCS	5	2.7	0.3 ml Solución tampón de citrato sódico 0.129mol/L 3.8 P/V %	75	13		Azul claro	10 15 x 10
VF-053SBCS07	5	2.7	0.3 ml Solución tampón de citrato sódico 0.109mol/L 3.2 P/V %	75	13		Azul claro	10 15 x 10
VF-053SBCS01	5	2.7	0.3 ml Solución tampón de citrato sódico 0.129mol/L 3.8 P/V %	75	13		Azul claro	1 100
VF-053SBCS71	5	2.7	0.3 ml Solución tampón de citrato sódico 0.109mol/L 3.2 P/V %	75	13		Azul claro	1 100
VF-054SBCS	5	3.6	0.4 ml Solución tampón de citrato sódico 0.129mol/L 3.8 P/V %	75	13		Azul claro	10 15 x 10
VF-054SBCS07	5	3.6	0.4 ml Solución tampón de citrato sódico 0.109mol/L 3.2 P/V %	75	13		Azul claro	10 15 x 10
VF-054SBCS01	5	3.6	0.4 ml Solución tampón de citrato sódico 0.129mol/L 3.8 P/V %	75	13		Azul claro	1 100
VF-054SBCS71	5	3.6	0.4 ml Solución tampón de citrato sódico 0.109mol/L 3.2 P/V %	75	13		Azul claro	1 100
VF-053SCTAD	5	2.7	Solución CTAD	75	13		Azul claro	10 15 x 10
VF-054SCTAD	5	3.6	Solución CTAD	75	13		Azul claro	10 15 x 10
VF-052SCTAD1	5	1.8	Solución CTAD	75	13		Azul claro	1 100

Tubos con etiqueta transparente:

VF-054SBCS06	5	3.6	0.4ml Solución tampón de citrato sódico. 0.129mol/L 3.8 P/V %	75	13		Azul claro	10 15 x 10
VF-054SBCS76	5	3.6	0.4ml Solución tampón de citrato sódico. 0.109mol/L 3.2 P/V %	75	13		Azul claro	10 15 x 10

Centrifugación G/min 2000/10 (Recomendación - Condiciones alternativas requieren evaluación del usuario)

Caducidad: 18 meses

Componentes	Materiales
Tubo de plástico	Tereftalato de polietileno (PET)
Tapón de plástico	Polipropileno + masterbatch transparente o no transparente
Tapón de goma	Bromobutil-goma
Recubrimiento inicial	Poliprolilenglicol

Esterilizado por radiación gamma



Tubos para Muestras de Sangre

Venosafe™

Carga Viral



Laboratorio Tubos muestras de sangre Venosafe™

Carga Viral Código producto	Tubo (ml)	Llenado (ml)	Aditivo	Dimensiones/medidas L (mm) Ø (mm)		Color	Uds. Caja	Cartón de envío
VF-054SADK	5	3.5	Gel + 6.8 mg EDTA-K2	75	13	 Perla/Lavanda	100	12 x 100
VF-075SADK01	7	5	Gel + 8.7 mg EDTA-K2	100	13	 Perla/Lavanda	100	12 x 100
VF-108SADK	10	8	Gel + 15.5 mg EDTA-K2	100	16	 Perla/Lavanda	100	12 x 100

Centrifugación G/min 1200/10 (Recomendación - Condiciones alternativas requieren evaluación del usuario)
Caducidad: 24 meses

Componentes	Materiales
Tubo de plástico	Tereftalato de polietileno (PET)
Tapón de plástico	Polipropileno + masterbatch transparente o no transparente
Tapón de goma	Bromobutil-goma
Recubrimiento inicial	Ninguno

Esterilizado por radiación gamma



Tubos para Muestras de Sangre

Venosafe™

Sedimentación



Sedimentación Código producto	Tubo (ml)	Llenado (ml)	Aditivo	Dimensiones L (mm) Ø (mm)		Color	Uds. Bolsa	Cartón de envío
VF-052SJ01	5	1.6	0.4 ml Solución tampón de citrato sódico 0.129mol/L 3.8 P/V %	75	13	 Negro	1	100
VF-053SJ	5	2.4	0.6 ml Solución tampón de citrato sódico 0.129mol/L 3.8 P/V %	75	13	 Negro	10	15 x 10
VF-053SJ07	5	2.4	0.6 ml Solución tampón de citrato sódico 0.105mol/L 3.1 P/V %	75	13	 Negro	10	15 x 10

Caducidad: 18 meses

Componentes	Materiales
Tubo de plástico	Tereftalato de polietileno (PET)
Tapón de plástico	Polipropileno + masterbatch transparente o no transparente
Tapón de goma	Bromobutil-goma
Recubrimiento inicial	Ninguno

Esterilizado por radiación gamma



Sedimentación Código producto	Tubo (ml)	Llenado (ml)	Aditivo	Dimensiones L (mm) Ø (mm)		Color	Uds. Caja	Cartón de envío
VT+ESRV	1.6	1.28	0.32 ml Solución tampón de citrato sódico 0.109mol/L 3.2 P/V %	120	8	 Negro	100	10 x 100

Caducidad: 12 meses

Componentes	Materiales
Tubo de cristal	-
Tapón de goma	Bromobutil-goma



Tubos Recogidas de Muestras

Tubo seco no siliconado



Análisis de orina



Tubo seco no siliconado	Tubo	Llenado	Aditivo	Dimensiones		Color	Uds.	Cartón de
Código producto	(ml)	(ml)		L (mm)	Ø (mm)		Caja	envío
VF-054SLI	5	4	Ninguno	75	13	 Perla/Amarillo	100	12 x 100
VF-109SLI	10	9	Ninguno	100	16	 Perla/Amarillo	100	12 x 100

Caducidad: 18 meses

Análisis de orina	Tubo	Llenado	Aditivo	Dimensiones		Color	Uds.	Cartón de
Código producto	(ml)	(ml)		L (mm)	Ø (mm)		Caja	envío
VF-109SURI	10	9	Ninguno	100	16	 Amarillo	100	12 x 100
VF-109SURI52	10	9	Ninguno	100	16	 Marfil/Amarillo	100	12 x 100
VF-109SURI24	10	9	Ninguno	100	16	 Naranja/Verde	100	12 x 100

Caducidad: 18 meses

Componentes	Materiales
Tubo de plástico	Tereftalato de polietileno (PET)
Tapón de plástico	Polipropileno + masterbatch transparente o no transparente
Tapón de goma	Bromobutil-goma
Recubrimiento inicial	Ninguno

Esterilizado por radiación gamma



Portatubos Venosafe™

QUICK FIT (conexión bayoneta)



XX-VF10HGSQ

Un sólo uso QUICK FIT



XX-VFHBQSU

Tipo rosca



XX-VF010HGS

Portatubos QUICK FIT para hemocultivos



XX-ORGHQ

Portatubos QUICK FIT para orina



XX-VF10HGSQ4

Código producto	Descripción	Color	Unidades Caja	Cartón de envío
XX-VF10HGSQ	Portatubos QUICK FIT Venosafe™	 Rosa	25	1000
XX-VFHBQSU	Portatubos un sólo uso QUICK FIT Venosafe™ (a granel)	 Transparente	n/a	1500
XX-VFHQSU	Portatubos un sólo uso QUICK FIT Venosafe™	 Transparente	25	1000
XX-VF010HGS	Portatubos de rosca Venosafe™	 Verde	25	1000
XX-VF010HGBS	Portatubos de rosca Venosafe™ (a granel)	 Verde	n/a	1500
XX-ORGHQ	Portatubos QUICK FIT hemocultivo <i>BacT/ALERT</i> ®	 Morado	10	100
XX-ORGI	Reductor campana hemocultivo <i>BacT/ALERT</i> ®	 Morado	10	100
XX-VF10HGSQ4*	Portatubos QUICK FIT orina	 Amarillo	25	1000
XX-VFHGLA =	Adaptador Luer Venoject® con campana premontada Venosafe™	 Transparente	n/a	500

*Sin marcado CE

Componentes	Materiales
Portatubos	Polipropileno
Adaptador	Polioximetileno
Adaptador deslizante	Polioximetileno
Cánula de adaptador Luer	Acero inoxidable

= Esterilizado por óxido de etileno



BacT/ALERT® es una marca registrada por bioMérieux



Agujas de Extracción Venoject®

QUICK FIT (conexión bayoneta)



MN-2038MQ

Sistema rosca



MN-2025M

Muestra de orina



UN-2038Q

Adaptador Luer - sistema rosca



XX-MN2000

Adaptador Luer - QUICK FIT



XX-MN2000Q

Código producto	Descripción	Color	Tamaño	Unidades Caja	Cartón de envío
MN-2038MQ	Aguja de extracción QUICK FIT Venoject®	 Amarillo	20G x 38 mm	100	2000
MN-2025MQ	Aguja de extracción QUICK FIT Venoject®	 Amarillo	20G x 25 mm	100	2000
MN-2138MQ	Aguja de extracción QUICK FIT Venoject®	 Verde	21G x 38 mm	100	2000
MN-2125MQ	Aguja de extracción QUICK FIT Venoject®	 Verde	21G x 25 mm	100	2000
MN-2238MQ	Aguja de extracción QUICK FIT Venoject®	 Negro	22G x 38 mm	100	2000
MN-2225MQ	Aguja de extracción QUICK FIT Venoject®	 Negro	22G x 25 mm	100	2000
MN-2038M	Aguja de extracción Venoject® con sistema de rosca Terumo	 Amarillo	20G x 38 mm	100	2000
MN-2025M	Aguja de extracción Venoject® con sistema de rosca Terumo	 Amarillo	20G x 25 mm	100	2000
MN-2138M	Aguja de extracción Venoject® con sistema de rosca Terumo	 Verde	21G x 38 mm	100	2000
MN-2125M	Aguja de extracción Venoject® con sistema de rosca Terumo	 Verde	21G x 25 mm	100	2000
MN-2238M	Aguja de extracción Venoject® con sistema de rosca Terumo	 Negro	22G x 38 mm	100	2000
MN-2225M	Aguja de extracción Venoject® con sistema de rosca Terumo	 Negro	22G x 25 mm	100	2000
UN-2038Q*	Aguja para muestras de orina Venoject®	 Amarillo	20G x 38 mm	100	2000
XX-MN2000Q	Adaptador luer QUICK FIT	-	-	100	2000
XX-MN2000	Adaptador luer sistema rosca Terumo	-	-	100	2000

*Sin marcado CE

Componentes	Materiales
Cánula	Acero inoxidable
Cono	Polipropileno + master batch
Agente adhesivo	Pegamento epóxico
Punta de goma	Caucho
Lubricante	Aceite de silicona

Esterilizado por óxido de etileno
Caducidad: 30 meses



Palomilla de Extracción



Código producto	Descripción	Color	Tamaño	Uds. Caja	Cartón de envío
MN-SV21Q	Palomilla de extracción - QUICK FIT	 Verde	21G x 300 mm	50	800
MN-SV23Q	Palomilla de extracción - QUICK FIT	 Azul	23G x 300 mm	50	800
MN-SV21	Palomilla de extracción sistema de rosca	 Verde	21G x 300 mm	50	800
MN-SV23	Palomilla de extracción sistema de rosca	 Azul	23G x 300 mm	50	800

Código producto	Diámetro		Longitud Cánula mm	Longitud Tubo mm
	Cánula externa Gauge	mm		
MN-SV21Q	21	0.8	19	300
MN-SV23Q	23	0.6	19	300
MN-SV21	21	0.8	19	300
MN-SV23	23	0.6	19	300

Componentes	Materiales
Cánula	Acero inoxidable
Cono alas	Policloruro de vinilo + masterbatch
Tubo	Policloruro de vinilo
Adaptador	Polipropileno
Tapón del adaptador	Polietileno
Protector	Polietileno
Cono aguja	Polipropileno
Agente adhesivo	UV pegamento
Punta de goma	Isopreno/caucho
Lubricante	Aceite de silicona

Esterilizado por óxido de etileno
Caducidad: 3 años



Capiject®

Tubos para Muestra Capilar



Código producto	Descripción	Volumen	Aditivo	Centrifugación	Uds. Caja	Cartón de envío
T-M	Bioquímica (Suero)*	500µl	Ninguno	1200 G/10 min 3500 G/90 seg	5 x 50	4 x 250
T-MG	Bioquímica (Gelosa)*	500µl	Gel - Activador coagulación (partículas de sílice)	1200 G/10 min 3500 G/90 seg	5 x 50	4 x 250
T-MGA	Bioquímica (Gel - Bilirrubina)*	500µl	Gel - Activador coagulación (partículas de sílice)	1200 G/10 min 3500 G/90 seg	5 x 50	4 x 250
T-MLH	Bioquímica (Plasma Heparina de Litio)*	500µl	Heparina de Litio 12.5 I.U.	1200 G/10 min 3500 G/90 seg	5 x 50	4 x 250
T-MLHG	Bioquímica (Plasma Heparina de Litio+Gel)*	500µl	Gel - Heparina de Litio 12.5 I.U.	1200 G/10 min 3500 G/90 seg	5 x 50	4 x 250
T-MPS	Glucemia*	250µl	Floruro de sodio/ Oxalato potásico	1200 G/10 min 3500 G/90 seg	5 x 50	4 x 250
T-MQK	Hematología*	500µl	K2-EDTA 0.78 mg/tubo	1200 G/10 min 3500 G/90 seg	5 x 50	4 x 250

Caducidad: 24 meses

*¡Los tubos con aditivo tienen que ser invertidos de 8-10 veces inmediatamente después de la extracción!



Jeringa de Gasometría para Extracción de Sangre Arterial PREZA-PAK

Muestra de sangre arterial PREZA-PAK® II



Cada kit contiene:

- Jeringa
- Aguja de bisel corto 22G Neolus®
- Protector de uretano
- Etiqueta de Identificación

Código producto	Descripción	Tamaño (volumen de llenado)	Unidades Caja	Cartón de envío
PZ*D03L	Jeringa de gasometría para extracción de sangre arterial 7 U.S.P. Heparina	0.5ml to 2.5ml	50	500



PZ*D0322L	Kit de gasometría para muestra de sangre arterial 7 U.S.P. Heparina	0.5ml to 2.5ml	25	250
-----------	---	----------------	----	-----



Componentes	Materiales
Jeringa	
Cuerpo jeringa	Polipropileno
Junta de jeringa	Elastómero
Émbolo jeringa	Polipropileno
Tapón jeringa	Polipropileno
Aditivo jeringa	Heparina de litio, lipohilizada
Aguja	
Cono aguja	Polipropileno
Cánula	Acero inoxidable
Adhesivo	Eco-bond
Lubricante	Silicona
Protector de uretano	
Tapón protector	Polistreno
Gel protector	Poliuretano
Etiqueta de identificación	Papel

Esterilizado por radiación gamma
Caducidad: 24 meses



Productos Médicos

Tensiómetro digital Elemano®

Productos Médicos

Tensiómetro Digital

Elemano®



Código producto	Descripción
ES*H5504	Tensiómetro digital semi-automático Elemano® (incl. monitor, manguito de nylon talla M, 2 pilas, instrucciones de uso)
XX*ES11SS04	Manguito (funda de nylon lavable + funda de aire) Extra pequeño 13-20cm (circunferencia del brazo)
XX*ES11S04	Manguito (funda de nylon lavable + funda de aire) Pequeño 17-26cm (circunferencia del brazo)
XX*ES11M04	Manguito (funda de nylon lavable + funda de aire) Mediano 24-32cm (circunferencia del brazo)
XX*ES11L04	Manguito (funda de nylon lavable + funda de aire) Grande 32-42cm (circunferencia del brazo)
XX*ES14SS04	Funda manguito (funda de nylon lavable) Extra pequeño 13-20cm (circunferencia del brazo)
XX*ES14S04	Funda manguito (funda de nylon lavable) Pequeño 17-26cm (circunferencia del brazo)
XX*ES14M04	Funda manguito (funda de nylon lavable) Mediano 24-32cm (circunferencia del brazo)
XX*ES14L04	Funda manguito (funda de nylon lavable) Grande 32-42cm (circunferencia del brazo)
XX*ES1804	Pera de inflado
XX*ES17	Bolsa para guardar
XX*ES16	Kit de calibración de precisión
Modelo:	ES*H5504
Método de medición:	Método oscilométrico
Modos de medición:	Normal / lento / auscultación
Tipo de manguito:	Doble manguito
Escala de medición de presión:	0 – 320 mmHg
Precisión - presión:	+/- 3mmHg
Escala de medición de pulso:	30 – 199 latidos/min
Precisión - pulso:	+/- 5%
Método presurización:	Manual
Método descompresión:	Automático
Método desinflado:	Automático o por presión (intercambiable)
Área de medición:	Antebrazo
Advertencias de seguridad:	Batería baja, presurización insuficiente, indicación de presurización excesiva y rápido desinflado (sobre 320mmHg), pulso fuera de escala de medida, la pantalla parpadeante indica medición realizada en condiciones anormales, como pulso débil, arritmias extremas.
Advertencias de error:	Los códigos de error aparecen en pantalla (ver Manual de Instrucciones)
Apagado automático:	Trascurridos 3 minutos sin entradas en el panel de operaciones
Memoria:	Última medición (si era correcta)
Mediciones de pantalla:	Sistólica, diastólica (DP), índice de pulso (ondas de pulso)
Calibrado:	Disponible Kit de calibrado. Puede utilizarse con un manómetro de referencia.
Duración – (cuerpo principal):	4,5 años
Duración – (accesorios):	1 año
Garantía (unidad principal):	15 meses (ver garantía)
Número de mediciones:	+/- 1000 por pila (nueva pila alcalina AA)
Fuente de alimentación:	1 pila seca AA o batería recargable AA
Cond. de funcionamiento:	Temperatura ambiente: 10 - 40°C
	Humedad relativa del aire: 30 – 85% RH (sin condensación)
Cond. de almacenamiento:	Temperatura ambiente: -20 - 60°C
	Humedad relativa del aire: 10 – 95% RH (sin condensación)
Clasificación:	MDD clase IIa, equipamiento con alimentación interna, Clase BF, funcionamiento continuo, IPX0
Peso:	Unidad principal 150gr. + manguito (130gr. sin pilas)



Otros

Guantes Terumo® Teruglove

Termómetro digital Terumo®

Contenedor para objetos punzantes Terusafe®

Guantes de Exploración

Guantes Terumo® Teruglove



Código producto	Descripción	Ancho de mano (mm)	Longitud (mm)	Unidades caja	Cartón de envío
GL+ES	Guantes de exploración, sin polvo, no estéril - pequeño	80 ± 10	240*	10	100
GL+EM	Guantes de exploración, sin polvo, no estéril - mediano	95 ± 10	240*	10	100
GL+EL	Guantes de exploración, sin polvo, no estéril - grande	110 ± 10	240*	10	100

*valor mínimo

Zona de mayor grosor	Doble pared (mm)
Dedo (a 15 mm. del extremo)	Min. 0.34
Palma (en el centro)	Min. 0.28

Componentes

Látex natural:	de acuerdo con la ISO2004 contiene < 50µg/g de proteína extractable del látex
Polvo residual:	< 2mg/guante

Caducidad: 3 años

Termómetros

Termómetro digital Terumo®



Código producto	Descripción	Código Color	Unidades caja	Cartón de envío
ET*C202S	Axilar	 Verde	1	100
ET*C402S	Oral/rectal	 Azul	1	100
ET*C202H	Axilar	 Verde	10	100
ET*C402H	Oral/rectal	 Azul	10	100
ET*Covers	Fundas desechables	-	1000	10000

Componentes	Materiales
Termómetro	Contiene batería de litio
Caja almacenaje	Resina de estireno, polipropileno + imán

Contenedor para Objetos Punzantes

Terusafe®



Desconexión QUICK FIT

Otros

Contenedor para Objetos Punzantes

Código producto	Volumen	Forma	Desconexión QUICK FIT	Fijación	Piezas/ Cartón
XX+Q6000	6.0 L	Redondo	No	No	50
XX+Q2500	2.5 L	Rectangular	Si	No	45
XX+Q2510	2.5 L	Redondo	Si	Si	45
XX+Q2000	2.0 L	Redondo	No	Si	65
XX+Q2010	2.0 L	Redondo	Si	Si	65
XX+Q1500	1.5 L	Redondo	No	Si	80
XX+Q1510	1.5 L	Redondo	Si	Si	80
XX+Q0500	0.5 L	Redondo	No	Si	120
XX+Q0300	0.3 L	Rectangular	No	No	125
XX+Q0001	Adhesivo para fijar				50 (bolsa)

Componentes	Materiales
Tapa	Polipropileno
Caja	Polipropileno