

TRIONYX - Armoire multirisque conforme à la norme EN 14470-1 90 minutes



Conformité

- EN 14470-1, EN 1363-1

Avantages

- Armoires conformes à la norme EN 14470-1
- 4 compartiments distincts pour le stockage de différentes familles de produits
- Construction en double paroi et résistant au feu 90 minutes pour le compartiment inflammables
- Construction en PVC cellulaire ou en mélaminé pour les compartiments acides-bases-toxiques

Référence	Extérieures H x L x P (mm)	Intérieures H x L x P (mm)	de stockage (L)	de rétention (L)	Nombre d'étagère(s)	par étagère (kg)	Poid (kg)
MR9	1950 x 1270 x 615	Armoire gauche : (870 x 465 x 520)+ 2x (420 x 465 x 520) Armoire droite : 1620 x 490 x 410	210	102	3	30	395



TRIONYX
1^{er} FABRICANT FRANÇAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138, Avenue Henri Barbusse - 92140 CLAMART (France)

Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98

www.trionyx.fr - trionyx@trionyx.fr

Armoires
inflammables

Armoires
corrosifs

Armoires toxiques
et multirisques

Gamme
phytosanitaires

Hottes et armoires à
ventilation filtrante

Rétention et
Récipients

Equipements antifeu
Armoires à documents

Douches et

premiers secours