

**SERIE 3030**



## ARMOIRE DE SÉCURITÉ CONFORME AUX NORMES EN 14470-1 ET FM 6050 - SOUS-PAILLASSE 2 PORTES



### CONFORMITÉ

- EN 14470-1, FM 6050

### AVANTAGES

- Résistance au feu de 30 minutes
- Première mondiale : conformes à la norme EN 14470-1 et FM 6050
- Joints thermodilatants
- Maintien des portes en position ouverte
- Fermeture automatique thermorégulée à 50°C
- Plusieurs dimensions au catalogue et d'autres possibles sur demande
- Pieds vérins pour mise à niveau
- Fermeture à clef en 3 points
- Fermeture avec serrure anti-étincelles

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction de l'armoire : bois mélaminé
- Couleur du corps : bâti gris clair RAL 7035 liserets jaunes RAL 1023
- Couleur des portes : gris clair RAL 7035
- Nombre de porte(s) : 2
- Type de porte(s) : battantes
- Charnières : droite et gauche
- Fermeture de(s) porte(s) : automatique
- Fermeture à clef : automatique

- Ventilation : Entrée et sortie d'air à l'arrière de l'armoire
- Diamètre de ventilation (mm) : 100
- Manchon de raccordement inclus : Oui
- Nombre de compartiment(s) : 1
- Etagère(s) : -
- Sur-étagère(s) en PVC : -
- Bac(s) de rétention : 1
- Bac(s) de rétention en PVC : -
- Caillebotis : 1
- Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) : 835 x 1200 x 800
- Volume (m3) : 0,44605575
- Code douanier : 94036000

### FILTRES

- Caisson de ventilation (Réf : CDV-A)
- Caisson de filtration pour vapeurs organiques (Réf : CDF-A)
- Caisson à recirculation d'air Labopur (Réf : H50C)

### OPTIONS

- Bac de rétention (Réf : B235)
- Caillebotis (Réf : C235)
- Tiroir-bac de rétention coulissant (Réf : T235)
- Sur-étagère en PVC (Réf : SE148)
- Sur-bac en PVC (Réf : SB148)

Référence	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Capacité de rétention (L)	Nombre d'étagère(s)	Charge admissible par étagère (kg)	Poids (kg)
3032E	635 x 1115 x 630	366 x 1001 x 419	60	41	-	50	108

Armoires inflammables

Armoires corrosifs

Armoires toxiques et multirisques

Gamme phytosanitaires

Hottes et armoires à ventilation filtrante

Rétention et Réipients

Equipements antifeu Armoires à documents

Douches et premiers secours



**TRIONYX**  
1<sup>er</sup> FABRICANT FRANÇAIS  
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138, Avenue Henri Barbusse - 92140 CLAMART  
(France)

**Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98**

**[www.trionyx.fr](http://www.trionyx.fr) - [trionyx@trionyx.fr](mailto:trionyx@trionyx.fr)**