

SERIE 3030



ARMOIRE DE SÉCURITÉ CONFORME AUX NORMES EN 14470-1 ET FM 6050 - HAUTE 2 PORTES



CONFORMITÉ

- EN 14470-1, FM 6050

AVANTAGES

- Résistance au feu de 30 minutes
- Première mondiale : conformes à la norme EN 14470-1 et FM 6050
- Joints thermodilatants
- Maintien des portes en position ouverte
- Fermeture automatique thermorégulée à 50°C
- Plusieurs dimensions au catalogue et d'autres possibles sur demande
- Pieds vérins pour mise à niveau
- Fermeture à clef en 3 points
- Fermeture avec serrure anti-étincelles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction de l'armoire : bois mélaminé
- Couleur du corps : bâti gris clair RAL 7035 liserets jaunes RAL 1023
- Couleur des portes : gris clair RAL 7035
- Nombre de porte(s) : 2
- Type de porte(s) : battantes
- Charnières : droite et gauche

- Fermeture de(s) porte(s) : automatique
- Fermeture à clef : automatique
- Ventilation : Entrée et sortie d'air en toiture de l'armoire
- Diamètre de ventilation (mm) : 100
- Manchon de raccordement inclus : Oui
- Nombre de compartiment(s) : 1
- Étagère(s) : 2
- Sur-étagère(s) en PVC : -
- Bac(s) de rétention : 1
- Bac(s) de rétention en PVC : -
- Caillebotis : -
- Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) : 1950 x 1200 x 800
- Volume (m3) : 0,863845164
- Code douanier : 94036000

FILTRES

- Caisson de ventilation (Réf : CDV-A)
- Caisson de filtration pour vapeurs organiques (Réf : CDF-A)
- Caisson à recirculation d'air Labopur (Réf : H50C)

OPTIONS

- Étagère supplémentaire (Réf : E35U)
- Bac de rétention (Réf : B35U)

| Référence | Dim. Extérieures H x L x P (mm) | Dim. Intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Capacité de rétention (L) | Nombre d'étagère(s) | Charge admissible par étagère (kg) | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------|------------|
| 3035UE | 1731 x 1092 x 457 | 1332 x 978 x 325 | 170 | 31 | 2 | 50 | 210 |

Armoires inflammables

Armoires corrosifs

Armoires toxiques et multirisques

Gamme phytosanitaires

Hottes et armoires à ventilation filtrante

Rétention et Réceptifs

Equipements antifeu Armoires à documents

Douches et premiers secours



TRIONYX
1^{er} FABRICANT FRANÇAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

(France)

Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98

www.trionyx.fr - trionyx@trionyx.fr