Gamme

SÉRIE 3030)

EN 14470-1 FM 6050

ARMOIRES DE SÉCURITÉ 30 MINUTES EN 14470-1 & FM" pour produits inflammables





CONFORMITÉ

- Testées et homologuées type 30 minutes à la norme EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363-1 (06/2000).
- (1) Testées et homologuées 10 minutes à la norme FM 6050 (Factory Mutual internationnal).
- Pictogrammes normalisés conformes à la norme ISO 3864, NF X08.003, à la directive 92/58/CEE, à la norme EN 14470-1 (04-2004) et et aux spécifications FM.

- Résistance de 30 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO 834.
- Socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette, à vide, excepté pour les modèles « sous-paillasse ».
- Armoires à fermeture automatique, avec prépondérance des battants et maintien des portes en position ouverte grâce à des thermofusibles se déclenchant à partir de 43°C (selon modèle).

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction en panneaux isolants offrant une haute résistance aux agressions des produits chimiques.
- Bâti gris clair RAL 7035 avec champs plaqués jaune RAL 1023.

- Signalisation par symboles normalisés.
- Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 32 mm.
- Bac de rétention amovible en partie basse.

SÉCURITÉ ACTIVE

- Orifices de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
- Portes à fermeture automatique avec prépondérance des battants.
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique en cas d'incendie.
- Fermeture à clef en 3 points.
- Fermeture avec serrure anti-étincelles.
- Pieds vérins pour mise à niveau.

OPTIONS

- Étagère supplémentaire.
- Caillebotis pour bac de rétention.
- Tiroir/bac de rétention coulissant.
- Surprotections en PVC.
- Caissons de ventilation ou de filtration.
- Tapis absorbants à placer au fond du bac de rétention (paquets de 10 feuilles référence JF10D).



^3036UE



EN 14470-1 FM 6050

ARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉES

Référence	Désignation	Dimensions Extérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Fournie avec			Charra adminaible	
				Etagères rétention en acier		Caillebotis pour bac en acier	Charge admissible par étagère ⁽²⁾ (kg)	Poids (kg)
3031E	Armoire sous paillasse 1 porte équipée	635x605x630	30	-	1	1	30	64
3032E	Armoire sous paillasse 2 portes équipée	635x1115x630	60	-	1	1	50	108
3034E	Armoire haute 1 porte équipée	1980x605x550	130	3	1	option	30	117
3035E	Armoire haute 2 portes équipée	1980x1115x550	250	3	1	option	50	210
3033UE	Armoire comptoir 2 portes équipée	1198x1092x537	113	1	1	option	50	170
3035UE	Armoire haute 2 portes équipée	1731X1092X457	170	2	1	option	50	210
3036UE	Armoire haute 2 portes équipée	1731X864X864	228	2	1	option	50	210

⁽²⁾ Uniformément répartie.

SÉRIE 3030

ARMOIRES À ÉQUIPER ET ACCESSOIRES

3033⊑	Armoire naute 2 portes equipee	1900X1113X330	250)	'	орион	50	210
3033UE	Armoire comptoir 2 portes équipée	1198x1092x537	113	1	1	option	50	170
3035UE	Armoire haute 2 portes équipée	1731X1092X457	170	2	1	option	50	210
3036UE	Armoire haute 2 portes équipée	1731X864X864	228	2	1	option	50	210
Uniformé	ment répartie.							
Omiomic	·	> _ <						
	ARMOIR	ES À ÉQU	JIPER ET	r Acci	ESSO	IRES		
	Désignation			Dim. Extérieures H x L x P (mm)		intérieures	Capacité de rétention (L)	Poids
Référence						_ x P (mm)		(kg)
3031	Armoire sous paillasse 1 porte non équipée			x 605 x 630	366 >	(491 x 419	-	55
3032	Armoire sous paillasse 2 portes non équipée			x 1115 x 630	366 x	1001 x 419	-	90
3034	Armoire haute 1 porte non équipée) x 605 x 550	1581	x 491 x 419	-	99
3035	Armoire haute 2 portes non équipée			x 1115 x 55	0 1581 >	< 1001 x 419	-	190
3033U	Armoire comptoir 2 portes non équipée			x 1092 x 53	7 799 >	(978 x 325	-	150
3035U	Armoire haute 2 portes non équipée			x 1092 x 45	7 1332	x 978 x 325	-	99
3036U	Armoire haute 2 portes non équipée			1 x 864 x 864	1 1332	x 750 x 733	-	190
E703148	Etagère de rétention pour 3034			x 490 x 410		-	6	3
E703235	Etagère de rétention pour 3035			x 990 x 410		-	12	6
E30335U	Etagère de rétention pour 3033U et 3035U			x 975 x 317		-	9	4,5
E3036U	Etagère de rétention pour 3036U			x 747 x 724		-	16	8
B703148	Bac de rétention pour 3031 - 3034			x 490 x 410		-	20	5
B703235	Bac de rétention pour 3032 - 3035			x 990 x 410		-	41	10
B30335U	Bac de rétention pour 3033U et 3035U			x 965 x 317		-	30	8
B3036U	Bac de rétention pour 3036U			x 737 x 724		-	53	14
C703148	Caillebotis pour bac de rétention pour 3031 - 3034			x 460 x 390	390 -		-	4
C703235	Caillebotis pour bac de rétention pour 3032 - 3035) x 980 x 400 -		-	-	8
	Tiroir/bac de rétention coulissant pour 3031-3034			80 x 420 x 380		-	12	6
T703235	Tiroir/bac de rétention coulissant pour 3032 - 3035			80 x 930 x 380		-	28	12
SE703148	Surétagère en PVC pour pour armoire 3031 et 3034 Pour les modèles 3032 et 3035, prévoir 2 pièces par niveau			30 x 475 x 405		-	5	3
SB703148	Bac de rétention en PVC pour pour armoire 3031 et 3034 Pour les modèles 3032 et 3035, prévoir 2 pièces par niveau			100 x 475 x 405		-	19	4